



Zubehör für OP-Tische

Katalog 2024



Umfassendes Know-How für den Klinikalltag

Ein umfassendes Angebot an hochwertigem
Zubehör für optimale Patientenlagerung.

Die Produkte von Getinge werden in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenhäusern entwickelt. So können Workflows optimiert, die Arbeit für das OP-Team erleichtert und der Behandlungserfolg für die Patienten verbessert werden.

Getinge bietet ein umfangreiches Zubehörsortiment für die optimale Patientenlagerung. Das Angebot umfasst passendes Zubehör für unterschiedliche Anforderungen und chirurgische Eingriffe und reicht von

Infusionshaltern bis hin zu metallfreien und durchleuchtbaren Ansteckplatten. Alle Zubehörelemente sorgen für eine sichere und komfortable Patientenlagerung sowie ergonomische Arbeitsbedingungen für das OP-Team. Der Großteil der Zubehörteile ist mit einer speziellen Polsterung zur optimalen Druckverteilung ausgestattet. Eine individuelle Konfiguration des OP-Tisches unterstützt die Anforderungen des Patienten und des OP-Teams und ermöglicht so eine erfolgreiche Operation.



Inhalt

00	OP-Tische	06
Weltweit getestet und bewährt: OP-Tisch-Systeme von Maquet		
01	Allgemeine Zubehöre	16
Standardzubehör, das in verschiedenen chirurgischen Fachrichtungen verwendet werden kann – vom Körpergurt bis zum Zubehörwagen.		
02	Kopfplatten	34
Kopflagerungszubehör für jede Anforderung, von der normalen Kopfplatte bis zur durchleuchtbaren Kopfkalotte.		
03	Armlagerungen	44
Sichere, schonende und flexible Armlagerung durch exakt verstellbare Zubehöre und druckentlastende Polster.		
04	Rücken- und Steinschnittlagerung	54
Disziplinübergreifende Lösungen von der durchleuchtbaren Ansteckplatte über modular aufgebaute Rückenplatten bis hin zu Sitzplattenverlängerungen.		
05	Beinlagerung	68
Das breite Spektrum an Beinlagerungszubehören bietet für jede Disziplin die optimale Lösung.		

Über diesen Katalog

Dieser Katalog gibt einen Überblick über das gesamte Zubehörsortiment für OP-Tische von Getinge. Die Zubehöre sind nach praktischer Anwendung (Lagerungen) und chirurgischen Disziplinen geordnet. Neben der Beschreibung des Zubehörs sind ebenfalls Informationen über Produktvarianten sowie eine Auflistung der passenden OP-Tische aufgeführt. Diese OP-Tische sind auf den nachfolgenden Seiten beschrieben. Die Zubehör-Matrix verrät auf einen Blick, welches Zubehör an einem gewählten OP-Tisch angebracht werden kann und ob für die Montage weitere Zubehörteile notwendig sind.

06	Orthopädie und Traumatologie	84
Innovative Lösungen für die Orthopädie und Traumatologie. In Form, Material und Polsterung auf optimale Röntgenergebnisse abgestimmt.		
07	Neurochirurgie	108
Spezialzubehöre für eine sichere und präzise Patientenlagerung für die besonderen Anforderungen in der Neurochirurgie.		
08	Lagerungshilfen	122
Patienten schonend und vorbeugend lagern mit unterschiedlichen Lagerungshilfen. Einfach in der Anwendung, leicht zu reinigen und in mehreren Größen erhältlich.		
09	Medizinisches Mobiliar	136
Das medizinische Mobiliar der Reihe Resist besteht aus bewährten, zuverlässigen Zubehörteilen. Instrumententische, Infusionshalter, Auftritte und vieles mehr sind für die Arbeit des OP-Teams unerlässlich.		
10	Zubehör-Matrix und Index	146
Das gewünschte Zubehör schnell finden und mit einem Blick erkennen, zu welchen OP-Tischen es passt.		

OP-Tisch-Systeme von Maquet

Weltweit getestet und tausendfach bewährt

Maquet Magnus

Für extreme Positionen und optimalen Zugang

Mit Neigungswinkeln von bis zu 80° und Kippwinkeln von bis zu 45° (auch kombinierbar) erlaubt Maquet Magnus extreme Lagerungen. Diese sorgen für optimale Röntgenbedingungen und ermöglichen freien Zutritt zum Operationsfeld.

Dank einer breiten Palette von Modulen und Zubehör für alle Arten von chirurgischen Eingriffen ist Maquet Magnus ein äußerst vielseitiger OP-Tisch, der im Klinikalltag höchste Flexibilität bietet.

Besonderheiten von Maquet Magnus:

- Modulares Konzept und Komponenten
- Flexible Universal-Lagerfläche und Karbon-Lagerflächen für Hybrid-OPs
- Hintergrundbeleuchtetes Bediengerät mit Memory-Funktion
- Sehr niedrige Minimalhöhe und sehr große Maximalhöhe
- 80° Trendelenburg kopftief/fußtief
- 45° Kantung



Maquet Otesus

Entdecken Sie neue Möglichkeiten

Maquet Otesus beinhaltet verschiedene Verbesserungen, die in Zusammenarbeit mit OP-Teams entwickelt wurden. Das Beibehalten zahlreicher bestehender und bewährter Funktionen des Vorgängers minimiert dabei gleichzeitig den Schulungsbedarf. Das modulare OP-Tischsystem besteht aus 4 Säulen, einem intelligenten Handbediengerät, einer Reihe an benutzerfreundlichen Transportern sowie einer großen Auswahl von Lagerflächen. Durch einfaches Austauschen von Modulen kann das OP-Personal den Tisch an verschiedene Bedürfnisse anpassen.

Komfortable, hygienische Polster

Die neuen Integral Protective Comfortable (IPC) Polster ermöglichen eine ausgezeichnete Druckentlastung, die vergleichbar mit unseren bekannten Soft Foam Core (SFC) Polstern ist. Ein internes Sandwich-Design verbindet 20 mm Durchliegeschutz und 60 mm viskoelastischen Schaum mit einer Trägerplatte, die dann mit einer Sprühhaut versiegelt wird. Die hygienischen Polster ohne Klettverschlüsse sind wasserdicht. Bestimmte Varianten der Polster können mechanisch dekontaminiert und desinfiziert werden.

Patiententransport zwischen den Räumen

Die Maquet Otesus Transporter erlauben es dem OP-Personal, Patientinnen und Patienten mit minimalem körperlichen Aufwand zu manövrieren. Auch eine motorisierte Version – der Transporter Ergodrive – ist erhältlich. Er vereinfacht zudem die prä- und postoperative Übernahme der Lagerflächen von der Maquet Otesus Säule und unterstützt die Arbeitsabläufe im Operationssaal.

Alle wichtigen Funktionen auf einem Blick

Das Smart Control Handbediengerät stellt alle wichtigen Tischfunktionen direkt zur Verfügung. Die bidirektionale Kommunikation zwischen Handbediengerät und Tischsäule bietet Echtzeitinformationen zur aktuellen Tischkonfiguration. Die permanente Anzeige der aktuellen Tischkonfiguration im Smart Control Display spart Zeit, erhöht die Sicherheit und vereinfacht die Dokumentation.



Mobile OP-Tische von Getinge

Vielseitig, erprobt und getestet –
echte Multitalente

Maquet Betaclassic

Hochwertiger und kosteneffizienter mobiler OP-Tisch

Ein manuell betriebenes Hydraulikaggregat und ergonomisch optimierte Steuerungen zählen zur Standardausstattung des robusten Maquet Betaclassic. Mit wenigen kurzen Pumpbewegungen des pedalbetriebenen Auswahlschalters kann die Position der Lagerfläche präzise eingestellt werden. Das bewährte Design garantiert ausgezeichnete Stabilität und uneingeschränkten Zugang zum Patienten für das OP-Team.

Der Maquet Betaclassic bietet spezielle Lösungen für Militär- und Katastrophenmedizin, da er nicht auf eine externe Stromversorgung angewiesen ist. Mithilfe der großen Lenkrollen kann der OP-Tisch auf nahezu jedem Untergrund bewegt werden.




Maquet Lyra

Ein vielseitiger Tisch für den universellen Einsatz

Investitionen in zuverlässige, multifunktionale Infrastrukturen werden immer wichtiger. Aus diesem Grund hat Getinge den mobilen OP-Tisch Maquet Lyra entwickelt. Dieser Tisch kann den Anforderungen der meisten chirurgischen Disziplinen gerecht werden und ist für exzellente intraoperative Diagnostik mit Karbonfaser-Zubehör kompatibel.

Der mobile OP-Tisch Maquet Lyra ist für fast alle chirurgischen Disziplinen ausgelegt und erweitert die Möglichkeiten für jeden OP. Außerdem ist er mit allen vorhandenen Zubehörteilen für mobile OP-Tische von Maquet kompatibel. Dies ermöglicht die Weiterverwendung von bereits vorhandenem Zubehör und maximiert so die Rendite.

Der mobile OP-Tisch Maquet Lyra zeichnet sich durch ein robustes Design aus, das Stabilität und Sicherheit für ein breites Spektrum von Patienten gewährleistet. Er ist in Normalposition für eine Gesamtbelastung (Patient und Zubehör) von 360 kg ausgelegt, und 180 kg ohne Einschränkungen – ideal für die meisten Patientengruppen.



—> Mobile OP-Tische von Maquet

Maquet Meera Produktfamilie

Hohe Leistung, herausragender Mehrwert

Krankenhäuser jeder Größe kämpfen mit steigendem Kostendruck. Mit der Produktfamilie der mobilen OP-Tische Maquet Meera kann Ihr Krankenhaus kostengünstig hochwertige Patientenversorgung anbieten.

Maquet Meera: Ein mobiler Universal-Tisch für optimale Versorgung der Patienten

Der mobile OP-Tisch Maquet Meera ist dank seiner herausragenden Universalität für zahlreiche Eingriffe geeignet. Die 310 mm lange motorisierte Längsverschiebung sorgt für einen großen durchleuchtbaren Bereich für gynäkologische und urologische Eingriffe ohne zusätzliche Sitzplattenverlängerung. Maquet Meera ist ein stabiler Operationstisch, der die komplexen Anforderungen bariatrischer Chirurgie erfüllt.




Maquet Meera ST: Ein multifunktionaler OP-Tisch für zahlreiche verschiedene Eingriffe

Der Operationstisch Maquet Meera ST bietet die gleichen Eigenschaften wie der Maquet Meera, jedoch ohne Längsverschiebung. Mit dem Maquet Meera ST stellen Sie sicher, dass in Ihrem OP ein funktionaler, stabiler OP-Tisch genutzt wird, der nur die Funktionen aufweist, die Ihre Chirurgen auch benötigen.



Maquet Meera CL: Flexibilität für zahlreiche Disziplinen

Maquet Meera CL basiert auf den gleichen Komponenten wie die übrigen Tische der Maquet Meera Produktreihe. Er verfügt jedoch über einen vereinfachten Tischfuß mit mechanischer Verriegelung. Spezielle Lenkrollen ermöglichen flüssige Bewegungen in alle Richtungen: Zwischenbetrieb, Spurführung und Querverfahren-Funktion. Die seitliche Beweglichkeit ist ideal auf die Bedürfnisse im OP-Betrieb abgestimmt.



Maquet Alphamaxx

Maximale Beladepazität, maximale Flexibilität und maximaler Komfort

Der mobile Universal-OP-Tisch bietet ein Maximum an Belastbarkeit, Flexibilität und Komfort. Er kann für jedes chirurgische Fachgebiet ausgestattet werden und bietet eine Belastungskapazität von bis zu 450 kg. Die motorische Längsverschiebung bis zu 465 mm bietet optimale

Möglichkeiten in puncto Röntgenzugang und ergonomisches Arbeiten. Der optionale Fahrtrieb erleichtert das Bewegen und Manövrieren des Tisches, und mit dem Sensorantrieb (Sensor Drive) kann sogar die Geschwindigkeit gesteuert werden.



Maquet Corin

Lernen Sie Ihr neues Teammitglied kennen: intuitiv, sicher, intelligent und vernetzt

Der Maquet Corin ist ein mobiler OP-Tisch mit intelligenter Führung, der Sie bei der Optimierung der täglichen Aufgaben in Ihrer OP-Abteilung unterstützt. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Patientinnen und Patienten konzentrieren, da Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr OP-Tisch Ihnen intuitives visuelles Feedback gibt, das die Gefahr einer Fehlbedienung minimiert. Einfache Einrichtung und Positionierung von Patientinnen und Patienten für einen idealen Zugang zum Operationsfeld sowie optimale Ergonomie.

Kurz gesagt, Maquet Corin ist Ihr neuer Teamkollege, der Ihnen Folgendes bietet:

- Erleichterung von Teamarbeit und Kommunikation
- Sicherheit für den Schutz von Personen und Ausstattung
- Verhindern Sie Bedienfehler durch intuitive Bedienelemente wie Feedback-Leuchten und akustische Signale
- Zeitersparnis
- Hohe Flexibilität



—> Mobile OP-Tische von Maquet

Maquet Yuno II

Bessere Ergebnisse durch modernste chirurgische Arbeitsabläufe in den Bereichen Orthopädie, Traumatologie und Neurologie

Mit dem Maquet Yuno II erreichen Sie die Positionierung und den Zugang, die für optimale Ergebnisse bei offenen und minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen erforderlich sind. Der Tisch lässt sich für jede chirurgische Disziplin nutzen und sichert so die Flexibilität und Funktionalität in Ihrem OP. Dank der einfachen Handhabung erleichtert Maquet Yuno II die Lagerung von Patienten selbst bei höchst komplizierten Eingriffen. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Patienten.

Mit minimalinvasiver Chirurgie (MIC) können bessere Operationsergebnisse erzielt und Kosten eingespart werden. Der Maquet Yuno II unterstützt zahlreiche

Positionen und bringt Patienten unterschiedlicher Größe alle Vorteile der MIC. Durchleuchtbares Zubehör aus Kohlenstoff verbessert die intraoperative Diagnostik, die für optimale Ergebnisse besonders wichtig ist.

Bei der Ankunft von Traumapatienten in Ihrer Notaufnahme muss es meist schnell gehen. Der OP muss Tag und Nacht einsatzbereit sein. Der flexible OP-Tisch Maquet Yuno II kann auch mit wenig Personal einfach und schnell konfiguriert werden, wann immer der Eingriff und die Arbeit des Operateurs dies erfordert.





01

Zubehör für OP-Tische Allgemeine Zubehöre

Jede Lagerung ist anders – abhängig von der anstehenden Operation, von der jeweiligen Patientin/dem jeweiligen Patienten und den Routinen des OP-Personals.

Neben den zahlreichen Spezialzubehören bietet Getinge auch Standard-OP-Tischzubehör an, das unabhängig von der Fachrichtung eingesetzt werden kann, vom Narkosebogen über Infusionshalter bis hin zu Körperstützen.

In diesem Kapitel werden ebenfalls allgemeine Zubehöre aufgelistet, wie z. B. Körpergurte zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch über Gleitschienezubehöre, außerdem Transport- sowie Aufbewahrungslösungen.



**1003.61A0
Radialstellkloben**

- Zur Befestigung von Zubehören an der Gleitschiene
- Schnelle Radialverstellung
- Gleichzeitiges Fixieren des Zubehörs, der Radialverstellung und des Klobens an der Gleitschiene

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge:
70 x 140 x 120 mm
- Zum Befestigen von Stangen mit einem Durchmesser von 16–18 mm
- EU-Version
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Maschinelle Reinigung möglich



**1003.23C0
Radialstellkloben**

- Zur Befestigung von Zubehören an der Gleitschiene
- Schnelle Radialverstellung
- Gleichzeitiges Fixieren des Zubehörs und der Radialverstellung

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge:
70 x 140 x 110 mm
- Zum Befestigen von Stangen mit einem Durchmesser von 16–18 mm
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Maschinelle Reinigung möglich



**1003.22C0
Standardkloben**

- Zur Befestigung von Zubehören an der Gleitschiene

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge:
70 x 140 x 110 mm
- Zum Befestigen von Stangen mit einem Durchmesser von 16–18 mm
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Maschinelle Reinigung möglich



**1002.54A0
Anästhesiebügel**

- Individuell anpassbar
- Kann in jede gewünschte Position gebogen werden

Technische Informationen

- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- 2 Befestigungskloben separat zu bestellen
- Empfohlene Kombination mit**
 - Standardkloben 1003.22C0



**1002.57A0
Narkosebogen**

- Zur Aufnahme von OP-Abdeckungen/ Sterilabdeckung
- Isolierte Vertikalstange schützt den Patienten vor Erdung
- Höhenverstellbar über Befestigungskloben
- Zur Lagerung und Positionierung des Arms des Patienten in Verbindung mit Armfesseln 1001.4600

Technische Informationen

- Höhenverstellung: 470 – 830 mm
- Gesamthöhe: 860 mm
- Breite des horizontalen Balkens: 620 mm
- Befestigung an Gleitschiene mit Befestigungskloben
- Befestigungskloben separat zu bestellen
- Empfohlene Kombination mit**
 - Narkosebogen 1002.57A0



**1002.59A0
Narkosebogenverlängerung**

- Verlängerung zu Narkosebogen 1002.57A0
- Verlängerung schwenkbar

Technische Informationen

- Länge: je 300 mm
- Im Lieferumfang enthalten: 2er-Set
- Nur in Verbindung mit**
 - Narkosebogen 1002.57A0



**1002.55A0
Schlauchhalterung**

- Zur sicheren Fixierung des Beatmungsschlauchs
- Flexwelle ermöglicht stufenloses Positionieren
- Für verschiedene Schlauchdurchmesser verwendbar

Technische Informationen

- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Befestigungskloben separat zu bestellen



**1004.15A0
Seitenschutz**

- Zur Sicherung des Patienten während des Transportes auf dem OP-Tisch
- Innenfläche ist mit SFC gepolstert
- Einklappbar

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge:
45 x 485 x 725 mm
- EU-Version
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Befestigungskloben integriert



**1005.88A0
Sicherheits-Gleitschienen**

- Zur Sicherung des Patienten während des Transportes auf dem OP-Tisch
- Um 90° abklappbar

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge:
40 x 370 x 630 mm
- Max. Arbeitsbelastung 20 kg bei gleichmäßiger Verteilung entsprechend 200 kg Patientengewicht
- Befestigungskloben integriert
- EU-Version
- Material des Geräts: Edelstahl, Aluminium
- Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stück)
- Keine mechanische Reinigung
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden



**1005.89A0
Abdeckung für Sicherheits-Gleitschienen**

- Abdeckung für Sicherheits-Gleitschienen
- Zur mehrfachen Verwendung

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge:
30 x 310 x 630 mm
- Material des Geräts: Mfoam
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Kann an einer Sicherheits-Gleitschiene montiert werden



**1009.01C0
Infusionshalter**

- Kugelgelenk ermöglicht vertikale Ausrichtung
- 4 Metallhaken zur Aufnahme von Infusionsbehältern

Technische Informationen

- Höhenverstellung: 870 – 1.550 mm
- Max. Last pro Haken: 1,25 kg
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Befestigungskloben integriert



**4009.3000
Infusionshalter**

- 2 Metallhaken zur Aufnahme von Infusionsbehältern

Technische Informationen

- Höhenverstellung: 875 – 1.300 mm
- Max. Last pro Haken: 2 kg
- Befestigungskloben im Lieferumfang enthalten
- Über Radialverstellung in 15°-Winkelschritten in vertikale Position einstellbar
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden



1003.32C0 Mayo Instrumentenzureichetisch

- Praktische Ablagefläche für Instrumente während der Operation
- Anpassbare Höhe
- Flexible Positionierung der Ablage
- Abwinkelung möglich

Technische Informationen

- Plattenmaß Breite x Länge:
260 x 450 mm
- Höhenverstellung: 370 – 560 mm
- Max. Belastung: 3 kg
- Integrierter Befestigungskloben mit Kugelgelenk
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden



**1002.98A0
Instrumententisch**

- Zur Ablage von Instrumenten während der Operation

Technische Informationen

- Innenmaße der Ablagefläche
Breite x Länge: 215 x 380 mm
- Max. Belastung: 5 kg
- Befestigung an einer Zapfenschnittstelle eines OP-Tisches oder einer Sitzplattenverlängerung



1003.44A0 Abwurfschale

- Zur Aufnahme von OP-Abfällen
- Leichte Bewegung durch Schwenkmechanismus

Technische Informationen

- Material: CrNi-Stahl
- Max. Belastung: 5 kg
- Maschinelle Reinigung möglich
- Befestigung an Zapfenschnittstelle



**1003.46A0
Fahrgerüst**

- Transport und Lagerung eines TUR-Spülsets und eines Eimers

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 CrNi-Stahl-Eimer

Max. Beladung: 20 kg

4 Doppel-Lenkrollen

- Nur in Verbindung mit**
- TUR-Spülset 1003.45D0



**1003.45D0
TUR-Spülset**

- Hygienisches Aufnehmen und Ableiten von Flüssigkeiten
- Sichere Verwendung durch gebremsten Führungsrahmen

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Führungsrahmen,
1 Kunststoffbecken, 1 Ablaufschlauch,
1 Spülbecken, 1 Siebkappe, 1 Sieb,
2 Spannbügel

Befestigung am OP-Tisch
über Führungsschienen

- Empfohlene Kombination mit**
- Fahrgerüst 1003.46A0



**1002.40A0
Gelenkarm für Körperstützen**

- Sehr flexibel positionierbar mittels 3 Gelenken
- Schnelles Verriegeln über zentrale Griffschraube
- Hohe Stabilität und Sicherheit

Technische Informationen

Zur Befestigung von Körperstützen
1002.11X0 und 1002.97A0

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden

Kloben separat zu bestellen



**1002.19C0
Befestigungsstück für Körperstützen**

- Einstellmöglichkeiten für Höhe und Länge
- Horizontal schwenkbar

Technische Informationen

Breite x Höhe: 90 x 340 mm

Länge: 280–380 mm

Befestigungskloben im
Lieferumfang enthalten

Zur Befestigung von Körperstützen
1002.11X0 und 1002.97A0

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden



**1002.11A0
Rücken-/Gesäßstütze**

- Flexible Positionierung des Polsters
- Polster am Adapter drehbar

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
120 x 170 mm

Material des Polsters: PUR

Kombination mit

- Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0
- Gelenkarm 1002.40A0



**1002.11B0
Pubis-/Sternumstütze**

- Flexible Positionierung des Polsters
- Polster am Adapter drehbar

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
85 x 85 mm

Material des Polsters: PUR

Kombination mit

- Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0
- Gelenkarm 1002.40A0



**1002.11C0
Seitenstütze**

- Flexible Positionierung des Polsters
- Polster am Adapter drehbar
- Gute Druckverteilung durch leicht konkave Form

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
100 x 210 mm

Material des Polsters: PUR

Kombination mit

- Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0
- Gelenkarm 1002.40A0



**1002.11D0
Stützrolle**

- Flexible Positionierung des Polsters
- Polster am Adapter drehbar

Technische Informationen

Polsterrolle Länge: 200 mm

Ø 80 mm

Material des Polsters: PUR

Kombination mit

- Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0
- Gelenkarm 1002.40A0



**1002.11E0
Gesäßstütze**

- Zur Abstützung des Patienten in Seitenlage
- Flexible Positionierung des Polsters
- Polster am Adapter drehbar


Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
240 x 150 mm

Material des Polsters: SFC

Kombination mit

- Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0
- Gelenkarm 1002.40A0



**1002.97A0
Körperstütze**

- Zur Abstützung des Patienten in Seitenlage
- Ovale Form
- Polster am Adapter drehbar

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
120 x 140 mm (an breitester Stelle)

Polsterdicke: 35 mm

Material des Polsters: SFC

Empfohlene Kombination mit

- Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0
- Gelenkarm 1002.40A0



**1002.21C0
Seitenstütze**

- Zur seitlichen Sicherung des Patienten
- Gute Druckverteilung durch leicht konkave Form

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
100 x 215 mm

Material des Polsters: PUR

Gesamthöhe: 360 mm

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben integriert



**1002.36A0
Seitenhalter**

Zur Abstützung des Thorax in Beach-Chair-Position

- Gute Druckverteilung durch leicht konkave Form

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
100 x 215 mm

2 Stück im Lieferumfang enthalten (rechts und links)

Material des Polsters: PUR

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben integriert



**1002.17A0
Doppelte Seitenstütze**

- Zwei individuell einstellbare Polster für stabilen Halt, insbesondere in Seitenlage

Technische Informationen

Breite x Länge des Polsters:
85 x 85 mm

Befestigungskloben inklusive

Material des Polsters: PUR

Kann an einer Gleitschiene montiert werden



**1002.09C0
Schulterhalter**

- Unterstützung des Schulterbereichs, insbesondere in Trendelenburg-Position
- Individuell an die Anatomie des Patienten anpassbar

Technische Informationen

Länge des senkrechten Holms:
190 mm

Breite x Länge des Polsters:
100 x 210 mm

Im Lieferumfang enthalten:
2 Schulterstützen und
2 Befestigungskloben

Material des Polsters: PUR

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Verfügbare Versionen:

- 1002.09C0 Länge des horizontalen Holms: 190 mm



**1001.75A0
OP-Tisch-Verbreiterung, lang**

- Gute Druckverteilung durch SFC-Polster
- Mit Gleitschiene zum Anbringen von weiterem Zubehör

Technische Informationen

Breite x Länge: 100 x 300 mm

Im Lieferumfang enthalten: 2er-Set

Integrierter Befestigungskloben

EU-Gleitschiene

Kann an einer Gleitschiene montiert werden



1001.76A0
OP-Tisch-Verbreiterung, kurz

- Gute Druckverteilung durch SFC-Polster
- Mit Gleitschiene zum Anbringen von weiterem Zubehör

Technische Informationen

- Breite x Länge: 100 x 200 mm
- Im Lieferumfang enthalten: 2er-Set
- Integrierter Befestigungskloben
- EU-Gleitschiene
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden



1002.94A0
Röntgenkassettenhalter

- Zur horizontalen Positionierung und Sicherung einer Röntgenkassette unterhalb der OP-Lagerfläche
- Für Röntgenkassetten mit einer kurzen Seite von mehr als 180 mm

Technische Informationen

- Durchmesser Halteteller: 200 mm
- Höhe x Länge Kassettenhalter: 402 x 497 mm
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Befestigungskloben integriert




1002.93A0
Röntgenkassettenchieber

- Zur Aufnahme einer Röntgenkassette
- Breite auf Kassettenmaß einstellbar
- Schiebestange einklappbar

Technische Informationen

- Breite variabel: 360, 390, 400 mm
- Länge: 506 mm
- Passend für die Anwendung mit**
 - 1118.01, 1118.06, 1118.10
 - 1131, 1132, 1133
 - 1160.10, 1160.30
 - 1433
 - 7000, 7200, 7100, 7700
 - 1150 Lagerflächen außer 1150.16/20



1008.11A0
Röntgenschutz

- Flexibler Röntgenschutzvorhang
- Bleiäquivalenzwert: 0,5 mm
- 2 Segmente montiert auf einem Schwenkarm für den Unterkörper
- Integrierte Gleitschiene zum Anbringen von Zubehören
- 3 Segmente für den Oberkörper
- Oberkörperschutz individuell adaptierbar

Technische Informationen

- Gewicht: 16,9 kg
- Geeignet für EU- und US-Gleitschienen
- Keine mechanische Reinigung
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Befestigungskloben integriert
- Kenex Katalog-Nr. 312/DS-0412/6



1009.69A0
Sensor Drive

- Kabellose Steuereinheit für OP-Tische mit Fahrtrieb
- Präzise Drehzahlregelung über Gasgriff
- Einfaches Bewegen des OP-Tisches
- Vorwärts- und Rückwärtsbewegung möglich

Technische Informationen

- Max. Geschwindigkeit: 3 km/h
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Empfohlene Kombination mit**
 - Ladestationen 1009.70A0 oder 1009.71A0/B0
- Passend für die Anwendung mit**
 - Tische mit Fahrtrieb
 - 1133.22B5, 7200.01B2, 1433.02B0
 - 7700, 7700.01B0, B2



1003.2500
Schiebegriffe

- Komfortables, rückschonendes Bewegen von OP-Tischen
- Griff mit Kunststoffabdeckung

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge: 50 x 200 x 400 mm
- Im Lieferumfang enthalten: 2er-Set
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Befestigungskloben integriert



1180.49A0
Gleitschienenadapterpaar

- Zum Anbringen der Katheterablage und anderem Gleitschienenzubehör

Technische Informationen

- EU-Gleitschiene
- Max. Belastung pro Adapter: 10 kg
- Passend für die Anwendung mit**
 - 1180.16X0 CFK-Lagerflächen



1180.47A0
Katheterablage

- Katheterablage zur sicheren Aufbewahrung von Kathetern bei chirurgischen Eingriffen
- Der Seitenschutz verhindert, dass Katheter herunterfallen
- Einfache Befestigung an einem Gleitschienenadapter oder einer OP-Lagerfläche

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge: 600 x 190 x 1.215 mm
- Max. Belastung: 6 kg
- Kombination mit**
 - dem Gleitschienenadapterpaar 1180.49A0
- Passend für die Anwendung mit**
 - 1180.16X0 CFK-Lagerflächen
 - 1160.16AX CFK-Lagerflächen



**1005.40A0
Gleitschienenverklammerung**

- Zur Stabilisierung der Sitzplatte, z. B. bei neurochirurgischen Eingriffen
- Gleitschienenzubehör kann wie gewohnt montiert werden

Technische Informationen

Länge: 400 mm

EU-Gleitschiene

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

2 Befestigungskloben integriert



**1004.91A0
Gleitschienenverlängerung**

- Zur Aufnahme von Gleitschienenzubehör

Technische Informationen

Länge: 490 mm

EU-Gleitschiene

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

1 Befestigungskloben integriert



**1001.54A0
Gleitschienenverlängerung**

- Gleitschienenverlängerung mit zwei integrierten Befestigungskloben

Technische Informationen

Länge: 690 mm

EU-Gleitschiene

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

2 Befestigungskloben integriert

Empfohlene Kombination mit

- OP-Lagerfläche 1150.20

Kann kombiniert werden mit

- 1008.11A0



**1004.91B0
Gleitschienenverlängerung**

- Zur Aufnahme von Gleitschienenzubehör

Technische Informationen

Länge: 200 mm

Material: CrNi-Stahl

EU-Gleitschiene

1 Befestigungskloben integriert

Anbringung nur am Gleitschienenende möglich



**1005.22A0
Verlängerungsschiene**

- Extrem lange Gleitschiene zur Befestigung von Zubehör an der CFK-Lagerfläche

Technische Informationen

Länge: 1.700 mm

EU-Gleitschiene

2 Befestigungskloben integriert

Nur zur Anwendung in Verbindung mit

- Zubehöradapter 1150.70A0 oder 1150.72A0
- 1150.16A0



**1001.56A0
Körpergurt**

- Körpergurt mit Metallverschluss
- Stufenlos einstellbar
- 2 Halbgurte, ein langer, ein kurzer

Technische Informationen

Breite x Länge: 120 x 1.500 mm

Gurtmaterial: Polyestergewebe

Der Gurt ist waschbar (95 °C)

Variante 1001.56A1 für Magnus

Kann mit einem Metallgurthalter an einer Gleitschiene montiert werden



**1001.56B0
Körpergurt**

- Körpergurt mit Klettverschluss
- Stufenlos einstellbar
- 2 Halbgurte, ein langer, ein kurzer


Technische Informationen

Breite x Länge: 120 x 1.500 mm

Der Gurt ist waschbar (60°)

Variante 1001.56B1 für Magnus

Kann mit einem Metallgurthalter an einer Gleitschiene montiert werden



**1001.59A0
Körpergurt**

- Stufenlos verstellbar
- Sicherer Verschluss mit Metallklammer


Technische Informationen

Breite x Länge: 120 x 1.500 mm

Gurtmaterial: Polyestergewebe

Der Gurt ist waschbar (60°)

Kann mit einem Metallgurthalter an einer Gleitschiene montiert werden



**1001.59B0
Körpergurt**

- Stufenlos verstellbar
- Sicherer Verschluss mit Klettverschluss

Technische Informationen

Breite x Länge: 120 x 1.500 mm

Gurtmaterial: Polyestergewebe

Der Gurt ist waschbar (60°)

Kann mit einem Metallgurthalter an einer Gleitschiene montiert werden



**1008.12A0
Patientensicherheitsgurt, Medium**

- Körpergurt mit Metallverschluss
- Stufenlos einstellbar von 450 – 1.140 mm
- Gelpolsterung im Mittelteil

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
127 x 12 x 2.430 mm

Maximales Patientengewicht: 227 kg

Material des Gurtbands: Nylon

Keine mechanische Reinigung

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

2 integrierte Klemmen

Passt zu allen OP-Tischen



**1001.58A0
Körpergurt**

- Körpergurt mit Klettverschluss
- Stufenlos einstellbar

Technische Informationen

Breite x Länge: 120 x 2.200 mm

Gurtmaterial: Polyestergewebe

Der Gurt ist waschbar (60°)

Passt zu allen OP-Tischen



**1002.18A0
Stützstange**

- Höhenverstellbar
- Stabiler Stand
- Anpassung an den Boden über integriertes Kugelgelenk im Standfuß möglich

Technische Informationen

Verstellbereich Höhe: 740–1.205 mm

Zur Montage in Rundrohraufnahme (Ø 18 mm), z. B. Radialstellklöben

Empfohlene Kombination mit

- OP-Lagerfläche für Säuglinge und Kleinkinder 1005.78C0



**1004.07A0
Säulenschutzvorrichtung**

- Schutz vor Beschädigungen an der Säulenabdeckung
- Oberer Bereich abnehmbar
- Kann am Grundsegment eines mobilen OP-Tisches mit Dreipunktständer montiert werden

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
70 x 132 x 440 mm

Material des Geräts: Edelstahl

Verpackungseinheit:
1 Satz mit 4 Teilen

Maschinelle Reinigung möglich

Kann kombiniert werden mit

- Meera 7100, 7200
- Corin 7700

Passend für die Anwendung mit

- Corin 7700.01XX
- Meera 7100.01XX, 7200.01XX



**1132.40A0
Zubehörwagen**

- Platzsparende Aufbewahrung von Zubehör für mobile OP-Tische
- Befestigungspunkte für Kopf-, Rücken- und Beinplatten
- 1 Gleitschiene zur Aufnahme von Gleitschienenzubehör
- Bequemer Transport und Aufbewahrung von Zubehör

Technische Informationen

Breite x Höhe x Tiefe:
820 x 1.550 x 805 mm

Bis zu 3 Drahtkörbe montierbar

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen.

Maschinelle Reinigung möglich



**1003.48A0
Zubehörwagen**

- Platzsparende Aufbewahrung aller Zubehöerteile für OP-Tische
- einschließlich 2 Gleitschienen
- Aufnahmemöglichkeit für Beinhalter und Narkosebogen

Technische Informationen

Breite x Höhe x Tiefe:
900 x 1.450 x 576 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Drahtkorb 0802.0783

Bis zu 4 Drahtkörbe montierbar

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen.

Maschinelle Reinigung möglich



**0802.0783
Drahtkorb**

- Zur Aufnahme und Aufbewahrung von Kleinteilen

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
275 x 135 x 835 mm

Maschinelle Reinigung möglich

Kombination mit

- Zubehörwagen 1003.48A0, 1132.40A0, 1007.06A0



**1007.06A0
Zubehörwagen**

- Platzsparende Aufbewahrung aller Zubehörteile für den Magnus OP-Tisch

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
700 x 1.390 x 900 mm

1 Metallkorb angebracht

2 Gleitschienen zum Anbringen von Zubehör

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen

Empfohlene Kombination mit

- Drahtkorb 0802.0783

02

Zubehör für OP-Tische

Kopfplatten



Die Kopflagerung spielt bei der anatomisch korrekten Positionierung der Patientin/des Patienten eine wichtige Rolle. Maquet bietet hierzu eine große Auswahl an Kopflagerungszubehören an: von Kopfplattenadaptern über einfache Kopfplatten bis hin zu durchleuchtbaren Kopfkalotten.

Alle Standard-Kopfplatten und Kalotten verfügen über besondere Polster. SFC-Materialien und Gelaufagen sorgen für eine optimale Druckverteilung. So kann sich das OP-Team auf die Operation konzentrieren, während der Patient komfortabel und sicher gelagert ist. Easy-Click-Schnittstellen erlauben das schnelle und einfache Anbringen der Kopflagerungszubehöre. Anforderungen von Anästhesie und OP-Abteilungen werden gleichermaßen erfüllt: Leichte Bedienbarkeit und seitliche Gleitschienen für Zubehöre werden in der Anästhesie benötigt, während für Chirurgen wiederum exakte Einstellmöglichkeiten wichtig sind.



1130.54B0
Verbindungsbügel

- Zur Befestigung von Kopflagerungszubehör, z. B. für Neurochirurgie

Technische Informationen

Befestigung an einer kleinen Zapfenschnittstelle

Vierkantaufnahme für weitere Kopflagerungszubehöre, z. B. Befestigungsstück 1002.65A0

Rundrohraufnahme für Doro® Grundhalterung 1005.50A0



1180.36A0
Verbindungsbügel

- Ermöglicht das Anbringen einer Vielzahl von Zubehören für die Kopflagerung
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche

Rundrohraufnahme für Doro® Grundhalterung 1005.50A0

Vierkantaufnahme für Kopflagerungszubehöre, z. B. Befestigungsstück 1002.65A0

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11A0
- Verlängerungsplatte 1180.32A0



1002.07A0
Kopfplattenadapter

- Zur Aufnahme von Standard-Kopfplatten und Kopfkalotten
- Verstellbar in Höhe und Neigung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen

Technische Informationen

Befestigung an einer Vierkantschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Verbindungsbügel, z. B. 1130.54B0



1007.16A0
Kopfplattenadapter

- Zur Aufnahme von Standard-Kopfplatten und Kopfkalotten
- Höhe und Neigung verstellbar
- Drehbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen

Technische Informationen

Länge des höhenverstellbaren Holms: 340 mm

Länge der Gleitschiene: 200 mm

Befestigung an einer Vierkantaufnahme

Kombination mit

- Verbindungsbügel 1130.54B0



1002.10A0
Verstellbarer Kopflagerungsadapter

- Zur Aufnahme von Standard-Kopfplatten und Kopfkalotten
- Hohe Stabilität und Sicherheit
- Flexible und einfache Einstellung durch drei Gelenke
- Schnelles Verriegeln über nur eine zentrale Griffschraube

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Breite x Länge: 200 x 438 mm ausgefahren

Sicherungshebel gegen unbeabsichtigtes Herausziehen aus der Schnittstelle

Montage an OP-Tischen, Lagerflächen und Zubehör mit Rundrohraufnahme



1002.65A0
Befestigungsstück

- Verbindungselement für Kopfauflagen, z. B. Kopfkalotte oder Kopfplatte zum OP-Tisch
- Gleitschiene zur Befestigung der Kopfauflagen
- Verstellung durch 3 individuell verstellbare Gelenke

Technische Informationen

Länge: 430 mm (ausgefahren)

Breite der Gleitschiene: 250 mm

Befestigung an einer Vierkantaufnahme

Sicherungshebel gegen unbeabsichtigtes Herausziehen aus der Schnittstelle

Kombination mit

- Verbindungsbügel, z. B. 1130.54B0



1002.73A0
Flache Kopfplatte

- Durchleuchtbar mit Ausnahme des Schnittstellenbereichs
- Platte längsverschiebbar und mit 2 Griffschrauben fixierbar

Technische Informationen

Breite x Länge: 230 x 290 mm

Material des Polsters: SFC

Befestigung an einer Halterung mit Gleitschienenschnittstelle, z. B. 1002.65A0



1002.72A0
Kopfkalotte – zweiteilig

- Breite der beiden Sektionen einstellbar
- In Bauch- und Rückenlage einsetzbar
- 2 nahtlose SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 230 x 120 x 260 mm (Gesamtbreite zweier Sektionen)

Im Lieferumfang enthalten: 1 Befestigungsgurt inkl. Stirnpolster

Material des Polsters: SFC

Befestigung an Vorrichtung (z. B. 1002.65A0) oder Kopfplattenadapter mit Gleitschiene



1002.66A0
Kopfkalotte mit Einhandverstellung

- Zur Positionierung und Lagerung des Kopfes des Patienten
- In Bauch- und Rückenlage einsetzbar
- Schnelle Einhand-Verstellung
- Stufenlos verstellbar
- SFC-Polster

Technische Informationen

Inklusive: Befestigungsgurt und Polster

Befestigung an einer Vierkantaufnahme

Breite x Höhe x Länge: 320 x 120 x 460 mm

Sicherungshebel gegen unbeabsichtigtes Herausziehen aus der Schnittstelle

Schließhebel ein- und ausschierbar

Kombination mit

- Kopfplattenadapter oder trapezförmiger Kopfplatte (z. B. 1160.35AC)



1002.81D0
Kopfplatte

- Guter Zugang zum Kopf des Patienten dank extra schmalem Design
- Stufenlose Neigungsverstellung
- Kontrollierte Verstellung durch Bremsmechanismus

Technische Informationen

Breite x Länge: 210 x 260 mm

Material des Polsters: PUR

Einstellwinkel: ±50°

Höhenverstellung: 80 mm

Befestigung an einer Vierkantaufnahme

1130.64G0
Kopfplatte

- Zur Positionierung des Kopfes des Patienten
- Schnelles Verstellen durch Auslösebügel
- Ausgestattet mit Röntgenkassettenhalter



Technische Informationen

Verstellwinkel: + 47°/-61°

Breite x Höhe x Länge: 508 x 160 x 250 mm (ohne Gleitschienen)

Maximales Patientengewicht: 380 kg

Material des Polsters: SFC

Befestigung an einer kleinen Zapfenschnittstelle

EU-Gleitschiene

Empfohlene Kombination mit

- Verlängerungsplatte 1131.31BC
- Kopfplattenadapter 1130.81A0 oder 1132.81A0

Verfügbare Versionen:

- 1130.64C0 mit SFC-Polster, ohne Gleitschiene
- 1130.64G0 mit SFC-Polster, mit Gleitschiene



1130.81A0
Kopfplattenadapter

- Zur Aufnahme von Kopfplatten und Verbindungsbügel an der unteren Rückenplatte

Technische Informationen

1 Paar (rechts, links)

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



1130.53B0
Kopfplatte

- Kontrollierte Verstellung durch Bremsmechanismus
- Zusätzliche Verstellmöglichkeiten durch Doppelgelenk – Kopfplatte kann geneigt und angehoben werden
- Ermöglicht eine bequeme Seitenlagerung
- Ausgestattet mit Röntgenkassettenhalter

Technische Informationen

Verstellwinkel: +33°/-90°

Breite x Höhe x Länge: 508 x 160 x 250 mm

Maximales Patientengewicht: 135 kg

Befestigung an einer kleinen Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Verlängerungsplatte 1131.31BC
- Kopfplattenadapter 1130.81A0 oder 1132.81A0

Verfügbare Versionen:

- 1130.53B0 mit SFC-Polster
- 1130.53D0 mit PUR-Polster



**1130.67B0
Kopfplatte**

- Leichte Verstellung mittels Gasfederunterstützung
- Einstellung über Entriegelungshebel einstellbar
- Ausgestattet mit Röntgenkassettenhalter

Technische Informationen
Verstellwinkel: +30°/-45°
Breite x Höhe x Länge: 540 x 160 x 295 mm
Maximales Patientengewicht: 380 kg
Material des Polsters: SFC
Befestigung an einer kleinen Zapfenschnittstelle
EU-Gleitschiene
Empfohlene Kombination mit • Verlängerungsplatte 1131.31BC • Kopfplattenadapter 1130.81A0 oder 1132.81A0



**1160.53AC
Kopfplatte**

- Kopfplatte kann geneigt und angehoben werden
- Farbcodierte Einstellhebel
- IPC-Polster mit integrierter Hartpapierplatte – klettfreie Fixierung – verfügbar
- An jeder Außenkante montierte Gleitschienen
- Kontrollierte Verstellung durch Bremsmechanismus
- Ausgestattet mit einem Kassettenhalter für Röntgenkassettenschieber (1002.93A0)
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen
Großer Verstellwinkel: +84°/-60°
Breite x Höhe x Länge: 590 x 139 x 300 mm
Maximales Patientengewicht: 380 kg
Befestigung an Zapfenschnittstelle
1160.53AC für maschinelle Reinigung geeignet
EU-Gleitschiene
Passend für die Anwendung mit • 1160.10/30 • mobilen OP-Tischen 1118.06/10, 1133.22, 1433, 7000, 7100, 7200
Verfügbare Versionen: • 1160.53AC mit IPC-Polster • 1160.53BC mit SFC-Polster



**1160.64AC
Kopfplatte**

- Kopfplatte mit Neigung
- Farbcodierte Einstellhebel
- IPC-Polster mit integrierter Hartpapierplatte – klettfreie Fixierung – verfügbar
- An jeder Außenkante montierte Gleitschiene
- Ausgestattet mit einem Kassettenhalter für Röntgenkassettenschieber (1002.93A0)
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik


Technische Informationen
Großer Verstellwinkel: +84°/-60°
Breite x Höhe x Länge: 590 x 139 x 300 mm
Maximales Patientengewicht: 454 kg
Befestigung an Zapfenschnittstelle
1160.64AC zur maschinellen Reinigung geeignet
EU-Gleitschiene
Passend für die Anwendung mit • 1160.10/30 • mobilen OP-Tischen 1133.22, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700
Verfügbare Versionen: • 1160.64AC mit IPC-Polster • 1160.64BC mit SFC-Polster



**1180.50A0
Kopfplatte**

- Schnelle Neigungsverstellung über Entriegelungshebel unter der Platte
- Kontrollierte Verstellung durch Bremsmechanismus
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen
Großer Verstellwinkel: +36°/-60°
Breite x Länge: 580 x 360 mm
Maximales Patientengewicht: 380 kg
Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche
Material des Polsters: SFC
EU-Gleitschiene um die Platte
Empfohlene Kombination mit • Rückenplatte 1180.31A0
Passend für die Anwendung mit: • 1180.10A0



**1180.53A0
Kopfplatte**

- Zusätzliche Verstellmöglichkeiten durch Doppelgelenk – Kopfplatte kann geneigt und angehoben werden
- Anatomische Lagerung des Patientenkopfes in Seiten- und Rückenlage
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

- Großer Verstellwinkel: +117°/-43°
- Breite x Länge: 550 x 350 mm
- Maximales Patientengewicht: 380 kg
- Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche
- Material des Polsters: SFC
- EU-Gleitschiene

Empfohlene Kombination mit
• Verlängerungsplatte 1180.32A0

Passend für die Anwendung mit:
• 1180.10A0



**1150.71C0
Kopfplatte**

- Trapezförmige Kopfplatte
- Metallfrei durchleuchtbar
- Leicht

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge: 340 x 65 x 200 mm
- Maximales Patientengewicht: 245 kg
- Material des Polsters: SFC
- Befestigung an Schwalbenschwanz-schnittstelle

Empfohlene Kombination mit
• CFK-Lagerfläche 1150.16B0

Verfügbare Versionen:
• 1150.71B0 mit SFC-Polster, kombiniert mit 1150.16B0; Breite x Länge: 460 x 200 mm
• 1150.71C0, Kombination mit Rückenplatten 1150.37B0, 1150.45BC; Breite x Länge: 340 x 200 mm



**1180.46A0
Verlängerungsplatte**

- Zur Verlängerung der Lagerfläche
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

- Breite x Länge: 460 x 390 mm
- Maximales Patientengewicht: 250 kg
- Material des Polsters: SFC
- Befestigung an schraubbarer Kopfplattenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit
• CFK-Ansteckplatte 1180.45A0



**1002.15A0
Kopfhalterung für Schulteroperationen**

- Seitenteile abklappbar
- Für verschiedene Kopfumfänge einsetzbar
- Stabile Fixierung des Kopfes

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge: 200 x 156 x 332 mm
- Maximales Patientengewicht: 250 kg
- Im Lieferumfang enthalten: 2 Befestigungsgurte
- Weiche Polster sind mit Klettverschluss fixiert und können ausgetauscht werden
- Befestigung an Gleitschienen-schnittstelle

Empfohlene Kombination mit
• Schulterplatten

03

Zubehör für OP-Tische Armlagerungen



Die richtige Lagerung des Arms der Patientin oder des Patienten spielt für den Erfolg des Eingriffs eine wichtige Rolle. Ein schlecht positionierter Arm kann zu Nervenschäden bei der Patientin/dem Patienten führen. Selbst bei kurzen Eingriffen kann es zu Druckstellen auf der Haut kommen.

Maquet Zubehöre mit SFC-Polsterung minimieren dieses Risiko. Darüber hinaus sorgen die genauen Verstellmechanismen dafür, dass die Auflagen sowohl an den Patienten als auch an das OP-Team angepasst werden können, damit der Arm des Patienten sicher und bequem gelagert werden kann.

Diese Armlagerungszubehöerteile erfüllen die Anforderungen von Anästhesie und Chirurgie gleichermaßen. Das Anästhesieteam profitiert von einer schnellen und einfachen Einstellung der Armposition, während die Arbeit des OP-Teams zum Beispiel durch den Einsatz des Armschutzes 1002.25A0 erleichtert wird. Dieser Armschutz sichert den Arm des Patienten und bietet dem Chirurgen gleichzeitig die Möglichkeit, sich anzulehnen und dadurch seine Wirbelsäule zu entlasten.



**1001.44E0
Armlagerung**

- Individuell anpassbar
- Drehbar und längs- und höhenverstellbar
- Sicherer Sitz des Polsters durch Hohlform
- Sichere Fixierung des Arms mit 2 Befestigungsgurten

Technische Informationen

Länge Armschale: 300 mm

Im Lieferumfang enthalten:
2 Befestigungsgurte

Ersatzteil: Befestigungsgurt
3100.7614

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden

Befestigungskloben integriert

Verfügbare Versionen:

- 1001.44E0 mit SFC-Polster



**1001.44F0
Armlagerung**

- Individuell anpassbar
- Drehbar und längs- und höhenverstellbar
- Sicherer Sitz des Polsters durch Hohlform
- Sichere Fixierung des Arms mit 2 Befestigungsgurten

Technische Informationen

Länge Armschale: 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:
2 Befestigungsgurte

Ersatzteil: Befestigungsgurt
3100.7614

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden

Befestigungskloben integriert

Verfügbare Versionen:

- 1001.44D0 mit PUR-Polster
- 1001.44F0 mit SFC-Polster



**1008.17A0
KTEK Dreh-Armlagerung, groß**

- Individuell anpassbar
- Drehbar und längs- und höhenverstellbar
- Schaumstoffpolster mit integriertem gepolstertem Fixierteil für den Arm

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
317 x 16 x 450 mm

Gewicht: 2,8 kg

Maximales Patientengewicht: 227 kg

Für EU- und US-Gleitschienen

Material des Geräts:
Edelstahl, Aluminium

Material des Polsters:
Polyurethanschaum

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stück inkl. Polster mit Fixierteil

Keine mechanische Reinigung

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden

**Separat bestellbare
Befestigungskloben:**

- 1003.22C0 Standardkloben
- 1003.23C0 Radialstellkloben

Verfügbare Versionen:

- 1008.17A0
- 1008.17B0



**1008.17B0
KTEK Dreh-Armlagerung, klein**

- Individuell anpassbar
- Drehbar und längs- und höhenverstellbar
- Schaumstoffpolster mit integriertem gepolstertem Fixierteil für den Arm

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
165 x 16 x 450 mm

Gewicht: 2,7 kg

Maximales Patientengewicht: 227 kg

Für EU- und US-Gleitschienen

Material des Geräts: Edelstahl,
Aluminium

Material des Polsters:
Polyurethanschaum

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stück inkl. Polster mit Fixierteil

Keine mechanische Reinigung

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden

**Separat bestellbare
Befestigungskloben:**

- 1003.22C0 Standardkloben
- 1003.23C0 Radialstellkloben

Verfügbare Versionen:

- 1008.17A0



**1001.6000
Armlagerung**

- Einhandbedienung
- Horizontal und vertikal verstellbar
- Selbstverriegelnder Verstellhebel
- Leichtes Zubehör

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
180 x 200 x 600 mm

Gewicht: 3 kg

Maximales Patientengewicht: 135 kg

Großer Verstellwinkel: +30°/-40°

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungskloben und
2 Befestigungsgurte

Mit SFC-Polster

Ersatzteil: Befestigungsgurt
3101.7614

Kann an einer Gleitschiene
montiert werden



- SU01.04990001**
Armlagerung
- Druckverteilung durch SFC-Polster
 - Horizontal schwenkbar in Intervallschritten

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 145 x 575 x 210/190 mm
Gewicht: 2,8 kg
Maximales Patientengewicht: 135 kg
Schwenkbereich: 0–180°, in 22,5°-Schritten
Befestigungskloben inklusive
Für EU-Gleitschiene
Kann an einer Gleitschiene montiert werden
Verfügbare Versionen: • SU01.04990001 mit Polsterhöhe 80 mm • SU01.04990002 mit Polsterhöhe 60 mm

- 1002.30A0**
Trimano Fortis
- Die Armlagerung ist in verschiedenen operativen Disziplinen einsetzbar
 - Einfach zu bedienen mit dem „Click and Move“-System
 - Flexible Positionierung auch während der Operation
 - Einfaches Anbringen von Zubehör
 - Sofort einsatzbereit ohne Stromversorgung oder zusätzlichen Druckluftanschluss



Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 110 x 390 x 900 mm
Gewicht: 6,4 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
Sterile Überzugssets erhältlich
Kann an einer Gleitschiene montiert werden
Kombination mit • Adapter Trimano Fortis 1002.31A0 • Armlagerung 1002.32A0

- 1002.32A0**
Armlagerung
- Zubehör für Trimano Fortis
 - Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik
 - Sichere Positionierung des Arms



Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 125 x 90 x 310 mm
Gewicht: 0,7 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
Im Lieferumfang enthalten: 1 Befestigungsgurt
Material des Polsters: SFC
Ausführung: Armauflage 1002.43C0 für Trimano 3D



- 1008,15A0**
KTEK Trigger Armauflage
- Einhandbedienung
 - Frei verstellbar
 - Integrierte Schnappklemme, kann in jeder Position an den Gleitschienen montiert werden
 - Durchleuchtbar

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 140 x 75 (Polster) x 660 mm
Gewicht: 1,8 kg
Maximales Patientengewicht: 227 kg
Für EU-Gleitschiene
Material des Geräts: Edelstahl, Aluminium, Karbonstahl (?)
Material des Polsters: Schaumstoff
Im Lieferumfang enthalten: 1 Armauflage, 1 Polster, 2 weiche Armauflagengurte
Ersatzteile: weiche Armauflagengurte (Kyra Prod.-Nr. 8310)
Keine mechanische Reinigung
Kann an einer Gleitschiene montiert werden
Integrierte Schnappklemme

- 1002.49A0**
Armauflage
- Sehr flexibel einstellbar mittels 3 Gelenken
 - Schnelles Verriegeln über zentrale Griffschraube
 - Farbmarkierung kennzeichnet Verschluss der Griffschraube
 - Abgerundetes Polster zum Schutz der Ellenbeuge oder der Achsel



Technische Informationen
Abmessungen des Armpolsters Breite x Länge: 130 x 520 mm
Verlängerte Armschale: 780 mm
Gewicht: 4 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
Im Lieferumfang enthalten: 2 Befestigungsgurte
Verstellbarer Arm: 780 mm
Kann an einer Gleitschiene montiert werden
Kloben sind separat zu bestellen: • 1003.22C0 • 1003.23C0 • 1003.61A0



1005.30A0
Fisso Armauflage lateral

- Flexible Positionierung durch Verwendung von 3 Gelenken
- Zentraler Verriegelungsmechanismus für schnelle Fixierung
- Ergonomisch geformtes Polster
- Polster direkt auf Trägerplatte montiert

Technische Informationen

- Höhenverstellung Gelenkarm: 460 mm
- Länge des Polsters: 450 mm
- Maximales Patientengewicht: 10 kg
- Inklusive Fixierungsklemme



1001.4600
Armfessel

- Zur Fixierung des Unterarms des Patienten an einem Narkosebogen
- Ermöglicht eine angehobene Positionierung des Arms
- Sichere Fixierung des Arms durch Klettverschluss

Technische Informationen

- Breite x Länge: 120 x 350 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- Maximales Patientengewicht: 135 kg
- Breite x Länge des Gurts: 120 x 350 mm
- Gurt waschbar (60 °C)
- **Nur in Verbindung mit**
 - Narkosebogen 1002.57A0



1001.63A0
Ansteckplatte für Armchirurgie (Hand-OP-Tisch)

- Metallfrei und durchleuchtbar im Mittelteil
- Waagerechte Position des Hand-OP-Tisches kann auch bei Trendelenburg-Position beibehalten werden
- Stützstange beidseitig am Tischende montierbar
- Zusätzliches Zubehör kann an der Gleitschiene montiert werden
- Durchleuchtbarkeit von Fingerspitze zu Fingerspitze bei Verwendung von zwei Hand-OP-Tischen in Kombination mit CFK-Lagerfläche und Adapter 1001.64X0

Technische Informationen

- Breite x Höhe x Länge: 380 x 25 x 845 mm
- Gewicht (nur Platte): 5 kg
- Maximales Patientengewicht: 454 kg
- Höhenverstellung der Stützstange: 700–1.160 mm
- Umfasst: Ansteckplatte, 1 Stützstange 3115.1069, 1 T-Adapter
- EU-Gleitschiene
- Befestigung an einer Gleitschiene mit Radialstellkloben
- **Kloben sind separat zu bestellen:**
 - 1003.22C0
 - 1003.23C0
 - 1003.61A0
- **Empfohlene Kombination mit**
 - Adapter für CFK-Lagerfläche 1001.64X0



1005.95A0
Karbonfaser-Arm für OP-Tisch

- CFK-Trägerplatte
- Schaumstoffpolster
- Mittelstück ist durchleuchtbar
- CFK-Stützstange beidseitig am Tischende montierbar

Technische Informationen

- Höhenverstellung: 720 – 1.150 mm
- Breite x Länge: 525 x 820 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- Maximales Patientengewicht: 270 kg
- EU-Gleitschiene
- Material des Geräts: Karbonfaser, Aluminium, Edelstahl
- Im Lieferumfang enthalten: 1 Mehrzweckplatte inkl. Polster, 1 Stützstange
- Keine mechanische Reinigung
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Inklusive 2 Fixierungsklemmen



1001.64X0
Adapter für CFK-Lagerfläche

- Zum Anbringen des Hand-OP-Tisches 1001.63A0 an einer CFK-Ansteckplatte oder OP-Lagerfläche
- Durchleuchtbar

Technische Informationen

- Im Lieferumfang enthalten: 1 Gleitschiene
- EU-Gleitschiene
- **Verfügbare Versionen:**
 - 1001.64A0 für CFK-Platte 1150.45BC, 1001.64B0 für CFK-Platte 1180.45A0 und OP-Lagerflächen 1180.16A1, A2, A5, 1160.16 A1, A0
 - 1001.64C0 für CFK-Platte 1132.45AC und OP-Lagerflächen 1150.16B0, 1180.16A6



**1001.42A0
Armlagerung**

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Einfaches Einschieben unter das SFC-Polster
- Durchleuchtung von der Wirbelsäule bis zur Hand möglich, z. B. durch Kombination mit CFK-Ansteckplatte 1150.45BC

Technische Informationen

Breite x Länge der Positionierungsplatte: 500 x 1.000 mm

Breite x Länge des SFC-Polsters: 250 x 670 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Armlagerung, 1 SFC-Polster,
2 Befestigungsgurte

Ersatzteil:
Befestigungsgurt 3101.8434



**1001.40B0
Armschutz, geschwungen**

- Einfaches Einschieben unter das SFC-Polster
- Der Arm des Patienten ist sicher geschützt
- Die geschwungene Form bietet zusätzlichen Platz für den Arm

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
275 x 156 x 400 mm

Gewicht: 1 kg

Material: Plexiglas, transparent

Keine mechanische Reinigung

Kompatibel mit

- allen OP-Lagerflächen mit SFC-Polster mit Ausnahme von 1150.16B0, 1180.10, 1150.13B0, 1180.13A0



**1001.40A0
Armschutz**

- Einfaches Einschieben unter das SFC-Polster
- Der Arm des Patienten ist sicher geschützt

Technische Informationen


Breite x Höhe x Länge:
225 x 210 x 400 mm

Material: Plexiglas, transparent

Keine mechanische Reinigung

Kompatibel mit

- allen OP-Lagerflächen mit SFC-Polster mit Ausnahme von 1150.16B0, 1180.10, 1150.13B0, 1180.13A0



**1002.25A0
Armschutz**

- Armschutz zur Positionierung und Sicherung des Arms des Patienten
- Robuster Edstahlschutz zum Schutz des Arms
- Inlay: SFC-Polster
- Entlastung der Rückenmuskulatur, da der Chirurg sich dagegen lehnen kann

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
250 x 190 x 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:
2 Gurte zur Befestigung des Arms

Material des Polsters: SFC

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben integriert



**1002.24C0
Armfessel**

- Zur Sicherung des Arms
- Fixierung des Armgurts mit Klettverschluss
- Gurt abnehmbar und waschbar

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
70 x 50 x 410 mm

Gewicht (nur Platte): 0,7 kg

Ersatzteil: Gurt 3101.0234

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben integriert

Gurt waschbar (60 °C)



04

Disziplinübergreifendes Zubehör Rücken- und Steinschnittlagerung

Das Sortiment an Rückenplatten von Maquet ist äußerst vielseitig. Es umfasst durchleuchtbare Ansteckplatten, modulare Rückenplatten für Schulteroperationen, Verlängerungsplatten für sehr große Patientinnen und Patienten sowie trapezförmige Platten, die den ergonomischen Zugang zur Patientin/zum Patienten verbessern. Sitzplattenverlängerungen für beispielsweise laparoskopische oder urologische Eingriffe runden das Angebot ab.

Alle Zubehörteile für die Rückenlage haben eines gemeinsam: hohe Qualität und Langlebigkeit. Da sich die chirurgischen Eingriffe im Laufe der Jahre geändert haben, wurden entsprechend den neuen Anforderungen geeignete OP-Tische samt Zubehör entwickelt. Sie fördern durch ihre hohe Modularität, Anpassbarkeit und kurzen Wechselzeiten einen optimalen Workflow.



1160.45XC
CFK-Einhängeplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Sehr langes Röntgenfenster je nach Ausführung und angebrachten Kopfplatten

Technische Informationen

Befestigung an der Schnittstelle zur Aufnahme von 1160-Lagerflächen und mobilem OP-Tisch Corin

Material: Karbon

Mit SFC-Polster

Empfohlene Kombination mit

- Zubehörwagen 1003.86A0

Kombination mit

- Adapter für CFK-Lagerflächen 1001.64B0
- Zubehöradapter 1180.72A0

Passend für die Anwendung mit

- 1160.10/30
- 7.700.01

Verfügbare Versionen:

- CFK-Einhängeplatte 1160.45AC ohne Kopfplattenschnittstelle, Länge: 1.850 mm
- CFK-Einhängeplatte 1160.45BC mit Kopfplattenschnittstelle für schraubbare und steckbare Kopfstützen, Länge: 1.520 mm



1433.45BC
CFK-Einhängeplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Sehr langes Röntgenfenster je nach Ausführung und angebrachten Kopfplatten

Technische Informationen

Schnittstelle zum Einsetzen bei Yuno 1433

Mit SFC-Polster

Empfohlene Kombination mit

- Zubehörwagen 1003.86A0

Kombination mit

- Adapter für CFK-Lagerflächen 1001.64B0
- Zubehöradapter 1180.72A0

Passend für die Anwendung mit

- Yuno 1433.01/02

Verfügbare Versionen:

- 1433.45AC Einhängeplatte (lange Ausführung), ohne Kopfplattenschnittstelle, Länge: 1.830 mm
- 1433.45BC Einhängeplatte (kurze Ausführung), mit Kopfplattenschnittstellen für schraubbare und steckbare Kopfstützen, Länge: 1.535 mm



1003.86A0
Zubehörwagen für CFK-Einhängeplatten

- Zubehörwagen für Lagerung und Transport von CFK-Einhängeplatten und zugehörigen Polstern

Technische Informationen

Breite x Länge x Höhe: 700 x 850 x 1.350 mm

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen

Geeignet für

- CFK-Einhängeplatte
- 1433.45AC/BC für Yuno II
- 1160.45AC/BC für 1160.10/30 Lagerflächen



1180.45A0
CFK-Ansteckplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

Breite x Länge des durchleuchtbaren Bereichs: 460 x 650 mm

Schraubbare Kopfplattenschnittstelle für weiteres Zubehör

Passend für die Anwendung mit
1180.10A0



1180.37A0
CFK-Rückenplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Kurze Gleitschiene zur Aufnahme von Gleitschienenzubehör
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Schnittstelle: Gelenkmodul Magnus

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Schraubbare und steckbare Kopfplattenschnittstelle für weiteres Zubehör, z. B. Zubehöradapter 6005.25A0

Passend für die Anwendung mit
• motorisches Gelenkmodul 1180.11A0



1180.44AC
CFK-Ansteckplatte für Steinschnittlagerung

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Extragroßer Sakralausschnitt
- Anbringung von Beinplatten oder Beinhalterungen möglich
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik
- Zapfenschnittstelle für Beinplatten 1133.53, 1133.58, 1118.50B0

Technische Informationen

Gesamtabmessungen
Breite x Länge: 576 x 852 mm

Breite x Länge des durchleuchtbaren Bereichs: 400 x 530 mm

Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene (kurz)

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10A0



1150.45BC
CFK-Ansteckplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- CT-kompatibel

Technische Informationen

Breite x Länge: 600/395 x 900 mm

Material des Polsters: SFC

Schwalbenschwanzschnittstelle zur Befestigung von spezifischem Kopflagerungszubehör, z. B. Kopfkalotte 1002.04B0

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Zubehöradapter 1150.72B0

Passend für die Anwendung mit

- 1150.19/25/30



1433.33AC
CFK-Rückenplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Anbringen von Zubehör zur Positionierung des Kopfes möglich
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 530 x 495 mm

Material des Polsters: SFC

Schraubbare und steckbare Kopfplattenschnittstelle für weiteres Zubehör, z. B. Zubehöradapter 6005.25A0 oder Schädelklemmenhalterung 1005.48B0

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1131, 1132, 1133, 1433, 7200, 7100, 1160.10/30, 7700



1132.45AC
Rückenplatte

- 360° vollständig durchleuchtbar
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Zubehöradapter mit Gleitschienen montierbar

Technische Informationen

Breite x Länge: 520 x 1.155 mm

Material des Polsters: SFC

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Zubehöradapter 1150.72A0
- Zubehörständer 1003.87A0

Passend für die Anwendung mit

- 1118.06/10, 1131, 1132, 1133, 1433, 7000, 7100, 7200, 1160.10/30, 7700



1003.87A0
Zubehörständer für CFK-Rückenplatte

- Platzsparende Lagerung der Rückenplatte 1132.45AC und dazugehörigem SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 540 x 900 x 700 mm

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen.



1150.72A0
Zubehöradapter

- Zur Befestigung von Gleitschienenzubehör an einer CFK-Lagerfläche und CFK-Rückenplatten
- Durchleuchtbar im Mittelteil

Technische Informationen

EU-Gleitschiene

Verfügbare Versionen:

- 1150.72A0 passend zu Lagerfläche 1150.16B0 (Länge der Gleitschiene: 400 mm)
- CFK-Platte 1132.45AC
- CFK-Lagerfläche 1180.16A6
- 1150.72B0 passend zu CFK-Platte 1150.45BC (Länge der Gleitschiene: 300 mm)



1150.70A0
Zubehöradapter

- Zur Befestigung von Gleitschienenzubehör an OP-Lagerfläche 1150.16B0
- Durchleuchtbar

Technische Informationen

Länge der Gleitschiene: 340 mm

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit

- 1150.16B0
- 1180.16A6
- 1132.45AC



1180.72X0
Zubehöradapter

- Zur Befestigung von Zubehör an CFK-Platten
- CFK-Ansteckplatte 1180.45A0
- Lagerflächen 1180.16X0
- Durchleuchtbarer CFK-Holm im Mittelteil

Technische Informationen

Länge der Gleitschiene: 300 mm

EU-Gleitschiene

Verfügbare Versionen:

- 1180.72A0 geeignet für 1180.16A1/A2/A3/A5, CFK-Platte 1180.45AC, CFK-Einhängeplatten 1160.45XC, 1433.45XC und CFK-Lagerflächen 1160.16A0/A1/A2
- 1180.72B0 geeignet für Transferlagerfläche 1180.12A0



1180.31A0
Rückenplatte

- Zur modularen Konfiguration einer Magnus Lagerfläche
- Ausgezeichnete Druckverteilung durch Hybrid-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 580 x 365 mm (mit Gleitschiene)

Schnittstelle: Gelenkmodul Magnus

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11A0



- 1160.32AC**
Verlängerungsplatte
- Zur Konfiguration der OP-Lagerfläche
 - Befestigung an Zapfenschnittstelle
 - Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen
Breite x Länge x Höhe: 590 x 250 x 158 mm (mit Gleitschiene)
EU-Gleitschiene
Passend für die Anwendung mit • 1160.10/30, • mobilen OP-Tischen 1118.06/10, 1131, 1132,1133, 1433, 7200, 7100, 7000, 7700
Verfügbare Versionen • 1160.32AC mit IPC-Polster • 1160.32BC mit SFC-Polster • 1160.32DC mit IPC-Polster, waschbar



- 1160.33XC**
Verlängerungsplatte, kurz
- Zur Konfiguration der OP-Lagerfläche
 - Speziell für Eingriffe im Kopf- und Halsbereich
 - Montage eines Nachrüstsatzes für Schädelklemmenhalterung möglich
 - Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 590 x 158 x 160 mm
Gewicht: 5,6 kg
Maximales Patientengewicht: 545 kg
EU-Gleitschiene
Material des Polsters: SFC, IPC
Befestigung an Zapfenschnittstelle
Passend für die Anwendung mit • 1160.10/30 • mobilen OP-Tischen 1118.06/10, 1131, 1132,1133, 1433, 7200, 7100, 7000, 7700
Verfügbare Versionen • 1160.33BC mit SFC-Polster, EU-Gleitschiene • 1160.33DC mit IPC-Polster, EU-Gleitschiene, waschbar
Nur in Verbindung mit • 1160.32XC Verlängerungsplatte • 1160.55XC Sitzplattenverlängerung • 1131.55BC Sitzplattenverlängerung



- 1160.36A0**
Nachrüstsatz für Standardhalterung für Doro® Schädelklemmen
- Zur Kombination mit einer Standardhalterung für Doro® Schädelklemmen und Doro® Grundhalterung 1005.50A0

Technische Informationen
Gewicht: 0,9 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar
Nur in Verbindung mit • 1160.33XC Verlängerungsplatte (kann separat bestellt werden)



- 1160.36B0**
Nachrüstsatz für Standardhalterung für Sugita Schädelklemmen
- Nachrüstsatz zur Kombination mit einer Standardhalterung für Sugita Schädelklemmen

Technische Informationen
Gewicht: 0,8 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar
Nur in Verbindung mit • 1160.33XC Verlängerungsplatte (kann separat bestellt werden)



- 1150.31B0**
Rückenplatte
- Rückenplatte mit Klauen- und kleiner Zapfenschnittstelle

Technische Informationen
Breite x Länge: 540 x 300 mm
Verstellwinkel +90°/-60°
EU-Gleitschiene
Befestigung an Klauenschnittstelle
Passend für die Anwendung mit • 1150.20/30
Verfügbare Versionen • 1150.31B0 mit SFC-Polster • 1150.31D0 mit PUR-Polster



- 1160.35AC**
Rückenplatte
- Trapezförmige Platte für nahen Zugang zum Kopf- und Schulterbereich
 - Ermöglicht Eingriffe am Kopf, z. B. HNO-Operationen
 - Zusätzliche Vierkantaufnahme für Kopflagerungszubehör
 - Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik
 - Vierkantaufnahme für Kopflagerungszubehör

Technische Informationen
Breite x Länge: 546 x 278 mm
Befestigung an Zapfenschnittstelle
Passend für die Anwendung mit • 1160.10/30 • mobilen OP-Tischen 1118.06/10, 1133.22, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700
Verfügbare Versionen • 1160.35AC mit IPC-Polster, waschbar • 1160.35BC mit SFC-Polster



- 1180.38A0**
Universalverlängerung
- Zur modularen Konfiguration einer Magnus OP-Lagerfläche
 - Ausgezeichnete Druckverteilung durch Hybrid-Polster
 - Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen
Breite x Länge: 580 x 550 mm (mit Gleitschiene)
Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche
Material des Polsters: SFC
EU-Gleitschiene
Passend für die Anwendung mit • Basislagerfläche 1180.10A0



**1180.32A0
Verlängerungsplatte**

- Zur modularen Konfiguration einer Magnus OP-Lagerfläche
- Ausgezeichnete Druckverteilung durch Hybrid-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 580 x 230 mm
(mit Gleitschiene)

Schnittstelle:
Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit
• Basislagerfläche 1180.10A0



**1131.31BC
Verlängerungsplatte**

- Zur Verlängerung der Lagerfläche
- Führungsschienen zur Aufnahme von Röntgenkassetten
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen


Breite x Länge: 590 x 250 mm

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit
• 1118, 1131, 1132.21/22, 1133
• 1433
• 7000, 7100, 7200, 7700
• 1160.10/30



**1180.11A0
Motorisches Gelenkmodul**

- Hohe Manövrierbarkeit durch zwei separat gesteuerte Motoren
- Ausgezeichnete Druckverteilung durch Hybrid-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 580 x 300 mm

Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

Im Lieferumfang enthalten:
2 Gelenkmodule, 1 Polsterplatte 1180.11A1

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10



**1180.11B0
Motorisches Gelenkmodul**

- Hohe Manövrierbarkeit durch zwei separat gesteuerte Motoren
- Bessere Druckverteilung durch Hybrid-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik
- Polsterplatte mit Sakralausschnitt

Technische Informationen

Breite x Länge: 580 x 345 mm

Schnittstelle: Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

Im Lieferumfang enthalten:
2 Gelenkmodule, 1 Polsterplatte 1180.11B1

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10



**1180.11A1
Polsterplatte**

- Ermöglicht das Anbringen von Rückenplatten am motorischen Gelenkmodul
- Bessere Druckverteilung durch Hybrid-Polster
- Einfaches Anbringen

Technische Informationen

Breite x Länge: 520 x 320 mm

Material des Polsters: SFC

Für Kombination mit
• motorisches Gelenkmodul 1180.11X0

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10



**1180.11B1
Polsterplatte**

- Ermöglicht das Anbringen von Beinplatten am motorischen Gelenkmodul
- Bessere Druckverteilung durch Hybrid-Polster
- Einfaches Anbringen
- Mit Sakralausschnitt

Technische Informationen

Breite x Länge: 520 x 345 mm

Material des Polsters: SFC

Für Kombination mit
• motorisches Gelenkmodul 1180.11X0

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10



**1180.11C1
Urologie-Sitzplatte**

- Zur Verwendung in Verbindung mit dem Gelenkmodul 1180.11X0
- Polsterplatte mit Sakralausschnitt für guten Zugang zum Operationsfeld
- Die Platte ist mit Führungsschienen zum Einführen eines TUR-Spülsets ausgestattet
- Gute Druckverteilung durch Hybrid-Polster


Technische Informationen

Breite x Länge: 520 x 345 mm

Material des Polsters: SFC

Befestigung am motorischen Gelenkmodul 1180.11X0

Empfohlene Kombination mit
• TUR-Spülset 1003.45D0



**1180.55A1
Universalmodul**

- Verlängerung der Lagerfläche
- Mit Sakralausschnitt
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 582 x 379 mm

Schnittstelle:
Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10



**1180.55A0
Universalmodul**

- Verlängerung der Lagerfläche
- Mit Sakralausschnitt
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 582 x 160 mm

Schnittstelle:
Magnus Basislagerfläche

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit
• 1180.10



**1160.55AC
Sitzplattenverlängerung**

- Zur Erweiterung der Lagerfläche, z. B. für Röntgen- und TUR-Anwendungen
- Sitzplatte mit Sakralausschnitt
- Ausgestattet mit Führungsschienen zum Einsetzen von Röntgenkassetten
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik
- Für TUR-Verfahren bitte Schienensatz 1160.56A0 bestellen

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
590 x 158 x 250 mm

Maximales Patientengewicht: 454 kg

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit
• 1160.10/30
• 1118.06, 1118.10, 1133.22, 1433.02, 7000, 7100, 7200, 7700

Verfügbare Versionen:

- 1160.55AC mit IPC-Polster
- 1160.55BC mit SFC-Polster
- 1160.55DC mit IPC-Polster, waschbar

Separat zu bestellen:

- 1160.56A0 Führungsschienen für TUR-Spülset, Paar



**1131.55BC
Sitzplattenverlängerung**

- Zur Verlängerung der Lagerfläche für die Durchleuchtung des Beckenbereiches
- Führungsschienen für Röntgenkassette oder TUR-Spülbecken
- Mit Sakralausschnitt
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Länge: 590 x 250 mm

Im Lieferumfang enthalten:
2 Führungsschienen zur Kombination mit TUR-Spülset 1003.45D0

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit
• 1118, 1131, 1132.21/22, 1133, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700, 1160.10/30



**1130.55B0
Sitzplattenverlängerung**

- Zur Verlängerung der Lagerfläche für die Durchleuchtung des Beckenbereiches, z. B. bei urologischen Eingriffen
- Führungsschiene für Röntgenkassette oder TUR-Spülbecken

Technische Informationen

Breite x Länge: 573 x 260 mm

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit
• TUR-Spülset 1003.45D0

Passend für die Anwendung mit

- 1118.01 und 1118.03

Verfügbare Versionen:

- 1130.53D0 mit PUR-Polster
- 1130.55B0 mit SFC-Polster



**1001.74B0
Bariatrisches OP-Tischset**

- Zur Erweiterung der Lagerfläche
- Zur Lagerung und Positionierung von adipösen Patienten
- Set aus 3 Paar Tischverbreiterungen und 2 extra breiten und extra dicken SFC-Polstern

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 545 kg

Breite x Länge der
Tischverbreiterungen: 133 x 300 mm
Breite x Höhe x Länge der SFC-Pads:
a) 760 x 100 x 870 mm
b) 760 x 100 x 250 mm

EU-Gleitschiene

Material des Polsters: SFC

Bestehend aus 3 Paar
Tischverbreiterungen und 2 Polstern

Montage an Seitenschienen
oder Lagerfläche

Integrierte Befestigungskloben

Nur in Verbindung mit
• 7700, 1160.10, 1160.32BC, 1160.55BC

Verfügbare Versionen:

- 1001.74B0 SFC-Polster



**1150.55HC
Sitzplattenverlängerung**

- Zur Verlängerung der Lagerfläche
- Speziell für Röntgen- und TUR-Anwendungen
- Mit Sakralausschnitt
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Länge: 573 x 260 mm

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit
• 1150.19/30

Ausführung:

- 1150.55DC waschbar



1005.78C0
OP-Lagerfläche für Säuglinge und Kleinkinder

- Zur Lagerung und Positionierung von Säuglingen und Kleinkindern
- Guter Zutritt durch schmalen Aufbau
- Gleitschienezubehör kann wie gewohnt montiert werden

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
410 x 120 x 910 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Lagerfläche und 1 Stützstange

Material des Polsters: SFC

2 EU-Gleitschienen

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- OP-Tischen 1118, 1131, 1132, 1133, 7000, 7100, 7200, 7700, 1160.10/30

05 Disziplinübergreifendes Zubehör

Beinlagerung



Die sichere und komfortable Beinlagerung unterstützt ein optimales Behandlungsergebnis für den Patienten. Gleichzeitig erleichtern leichte Beinplatten oder Transferboards spürbar das häufige Umrüsten des OP-Tisches, wie es z. B. in der Gynäkologie üblich ist.

Für jede Art der Beinlagerung gibt es ein passendes Zubehör von Getinge – von einfachen Beinplatten über flexibel viergeteilte Beinplatten bis hin zu Beinhaltern für gynäkologische und urologische Eingriffe. Spezielle Karbonfasermaterialien erfüllen die hohen Anforderungen an bildgebende Verfahren.



1003.80A0
Beinhalter

- Verstellung mit Gasfederunterstützung
- Die Fuß- und Unterschenkelstütze wird bei Beinverstellung automatisch angepasst
- Einhandbedienung

Technische Informationen
Breite x Länge x Höhe: 1.027 x 240 x 185 mm
Leergewicht: 6 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
1 Paar im Lieferumfang enthalten
1 Paar Klingenkloben (1003.24A0) ist in der Verpackung enthalten



1003.81A0
Beinschalen, Standard

- Zum Positionieren und Abstützen des Beines in Steinschnittlage
- Seitenflügel für stabilen Halt im Waden- und Kniebereich

Technische Informationen
Breite x Länge x Höhe: 220 x 385 x 566 mm
Leergewicht: 5,1 kg
1 Paar im Lieferumfang enthalten
Geeignet für • Patientengewicht bis 180 kg Nur in Verbindung mit • Beinhalter (1003.80A0)



1003.82A0
Beinschalen, Adipositas

- Zum Positionieren und Abstützen des Beines in Steinschnittlage
- Seitenflügel für stabilen Halt im Waden- und Kniebereich
- Besonders geeignet für adipöse Patienten

Technische Informationen
Breite x Länge x Höhe: 260 x 385 x 566 mm
Leergewicht: 6,9 kg
1 Paar im Lieferumfang enthalten
Geeignet für • Patienten bis 250 kg Nur in Verbindung mit • Beinhalter (1003.80A0)



1003.24A0
Klemme mit Klingenaufnahme

- Zur Befestigung von Zubehören an der Gleitschiene
- Speziell für die Montage von Zubehör mit Klingenaufnahme
- Ermöglicht einen Rotationspunkt des Beinhalters nahe am Hüftgelenk

Technische Informationen
Breite x Länge x Höhe: 60 x 85 x 130 mm
Max. Belastung: 49,2 kg



1008.08A0
KTEK 250 Bügel – Junior

- Zum Positionieren und Abstützen des Beines in Steinschnittlage
- Für kleine Patientinnen und Patienten
- Einhandbedienung
- Schuh ohne Seitenflügel

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 28 x 40 x 100 mm
Gewicht: 4,6 kg pro Beinhalter
Maximales Patientengewicht: 113 kg
Lithotomiebereich +85/- 55°, Abduktionsbereich +25/-9°
Material des Polsters: Schaumstoff
Material des Gurtbands: Silikonband
Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stück)
Keine mechanische Reinigung
Keine integrierten Kloben
Empfohlene Kombination mit • KTEK Bügelwagen 1008.02B0 Nur in Verbindung mit • Secure-Release-Klemmen 1008.05A0 für EU-Gleitschiene (kann separat bestellt werden)



1008.09A0
KTEK Comfort 800 Bügel

- Zum Positionieren und Abstützen des Beines in Steinschnittlage
- Verstellung mit Gasfederunterstützung
- Die Fuß- und Unterschenkelstütze wird bei Beinverstellung automatisch angepasst
- Einhandbedienung
- Schuh mit Seitenflügel für Unterstützung im Waden- und Kniebereich

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 28 x 40 x 100 mm
Gewicht: 6,6 kg pro Beinhalter
Maximales Patientengewicht: 363 kg
Lithotomiebereich +85/- 55°, Abduktionsbereich +25/-9°
Material des Polsters: Schaumstoff
Material des Gurtbands: Silikonband
Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stück)
Keine mechanische Reinigung
Keine integrierten Kloben
Kann mit einem Klingenkloben an einer Gleitschiene montiert werden
Empfohlene Kombination mit • KTEK Bügelwagen 1008.02B0 Nur in Verbindung mit • Secure-Release-Klemmen 1008.05A0 für EU-Gleitschiene (kann separat bestellt werden)



**1008.05A0
Secure-Release-Klemme**

- Klemme mit Klingenaufnahme
- Zur Befestigung von KTEK Bügeln an der Gleitschiene

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
54 x 54 x 76 mm

Verpackungseinheit:
enthält 1 Klemme

- Geeignet für**
- Kombination mit KTEK Bügeln



**1008.02B0
KTEK Bügelwagen**

- Zur Lagerung und zum Transport von 2 KTEK Bügeln
- Mit kleiner Ablage für Zubehör

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
549 x 549 x 1035 mm

Gewicht: 5 kg

1 Stück im Lieferumfang enthalten

Keine mechanische Reinigung

- Kombination mit**
- KTEK Bügel und Secure-Release-Klemmen
- Nur in Verbindung mit**
- KTEK Bügel



**1002.2300
Beinhalter**

- Zur Beinlagerung mittels Fersenschlaufen
- Anpassbar an unterschiedliche Beinlängen
- Drehbar

Technische Informationen

Höhe: 865 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Beinhalter

Schlaufen waschbar

Ersatzteil: Schlaufe 3101.0334

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben separat zu bestellen



**1001.65A0
Beinhalter**

- Zum Positionieren und Abstützen des Beines in Steinschnittlage
- Ausführung nach Goepel
- Hoher Positionierungskomfort durch geeignete Formgebung und ausreichend Platz
- Einstellung der Unterschenkelplatte über Kugelgelenk

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Beinhalter, 1 Befestigungsgurt

Inlay: SFC-Polster

Ersatzteil: Gurt 3101.2754, Polster 9093.4593

Kann mit einem Kloben an einer Gleitschiene montiert werden

Radialstellkloben (1003.23C0) separat zu bestellen



**1001.73A0
Beinhalter**

- Extra breiter Beinhalter
- Zum Positionieren und Abstützen des Beines in Steinschnittlage
- Besonders geeignet für adipöse Patienten

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Beinhalter, 2 Befestigungsgurte

Inlay: SFC-Polster

Kann mit einem Kloben an einer Gleitschiene montiert werden

Radialstellkloben (1003.23C0) separat zu bestellen



**1008.10A0
Beinschalen-Hebehilfe**

- Gasfederunterstützte Einstellung
- Einlage: weiches Schaumstoffpolster

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
356 x 152 x 720 mm

Gewicht: 4,6 kg

Maximales Patientengewicht: 227 kg

Material des Geräts: Edelstahl, Aluminium

Material des Polsters: Schaumstoff

Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stück)

Keine mechanische Reinigung

Kann mit einem Klingenkloben an einer Gleitschiene montiert werden

Keine integrierten Kloben

- Nur in Verbindung mit**
- Secure-Release-Klemmen 1008.05A0 für EU-Gleitschiene (kann separat bestellt werden)



**1130.65A0
Transferboard**

- Zur Lagerung und Positionierung der Beine
- Durchleuchtbar
- Leichtes Zubehör
- Schnelle und einfache Montage und Demontage

Technische Informationen

Breite x Länge (mit Dornen):
505 x 700 mm

Material des Polsters: SFC

Befestigung an Zapfenschnittstelle

- Passend für die Anwendung mit**
- 1118.01, 1118.06, 1118.10
 - 1131, 1132, 1133
 - 1433
 - 7000, 7100, 7200
 - 7700
 - 1160.10/30



1132.65A0
Transferboard

- Zur prä- und postoperativen Positionierung der Beine in Steinschnittlage
- Leichtes Zubehöriteil für rückenfreundliches Arbeiten
- Schnelles und einfaches An- und Abmontieren

Technische Informationen

Breite x Länge (ohne Dorne):
493 x 930 mm

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



1180.57A0
Transferboard

- Zur prä- und postoperativen Positionierung der Beine in Steinschnittlage
- Leichtes Zubehöriteil für rückenfreundliches Arbeiten
- Schnelles und einfaches An- und Abmontieren durch Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite (mit Polster) x Länge:
577 x 925 mm


Schnittstelle: Gelenkmodul Magnus

Empfohlene Kombination mit

- Transferboardpolster 1180.56A0

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11B0
- Universalmodul 1180.55A0/A1



1180.56A0
Transferboardpolster

- SFC-Polster für verbesserten Komfort bei der Positionierung der Beine

Technische Informationen

Empfohlene Kombination mit

- Transferboard 1180.57A0



1180.51A0
Adapterkloben mit Transferboard

- Leichtes Transferboard ermöglicht schnelles und einfaches Anbringen und Abnehmen
- Zur prä- und postoperativen Positionierung von Beinen in Steinschnittlage

Technische Informationen

Transferboard Breite x Länge:
510 x 900 mm

Schnittstelle: Magnus Gelenkmodul 1180.11B0

Im Lieferumfang enthalten:
2 Adapterklemmen, 1 Transferboard

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11B0



1130.70AC
Maquetmatic Beinplatte

- Anatomische Positionierung der Beine mit einer Beinplatte mit vier Segmenten
- Ermöglicht hohen Positionierungskomfort in Steinschnittlage
- Die Beinplatten können unabhängig voneinander gefaltet und nach außen geneigt werden
- Ober- und Unterschenkelplatten abnehmbar
- Bein- und Unterschenkelschalen können anstelle der Ober- und Unterschenkelplatten montiert werden

Technische Informationen

Breite x Länge: 785 x 940 mm

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene


Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Beinschalen 1005.01B0
- Füllstück 1130.71B0

Passend für die Anwendung mit

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



1130.71B0
Füllstück

- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Nur in Verbindung mit

- Maquetmatic 1130.70AC



1005.01B0
Beinschalen

- Zum Stützen und Positionieren der Beine des Patienten

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar Beinschalen und 2 Stützgurte

Ersatzteil: Gurt 3101.2754, Polster 9093.4593

Kombination mit

- Maquetmatic Beinplatten



1180.48B0
Leichte Beinplatte

- Leichter Zutritt durch spreizbare Beinplatten
- Leichte Beinplatte unterstützt rückenschonende Arbeitsweise
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Breite – mit Polster: 540 mm –
mit Gleitschiene: 585 mm
Länge: 922 mm


Schnittstelle: Gelenkmodul Magnus

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11B0



1118.60B0
Beinplattenpaar

- Sanfte Verstellung mit Gasfederunterstützung
- Mit Gelenk zur Abduktion
- Empfohlen für OP-Tische ohne motorische Beinverstellung

Technische Informationen

Breite x Länge: 570 x 750 mm

Verstellwinkel:
Abduktion 90°/nach unten 90°

Maximales Patientengewicht: 250 kg


Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.06, 1118.10
- 7000.01, 7100, 7200
- 1133.22
- 1433.02
- 1160.10/30
- 7700



1150.73BC
Beinplattenpaar

- Multifunktionale vierteilige Beinplatte
- Kann für Knie-Ellenbogenlage verwendet werden
- Ober- und Unterschenkelplatte separat verstellbar
- Unterschenkelplatte abnehmbar
- Besonders stabil

Technische Informationen

Breite x Länge: 548 x 923 mm

Maximales Patientengewicht: 380 kg

Gewicht: 11 kg/Platte

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1150.19/30
- Verfügbare Versionen:**
- 1150.73BC mit SFC-Polster
 - 1150.33D0 mit PUR-Polster



1118.50B0
Beinplattenpaar

- Sanfte Verstellung mit Gasfederunterstützung
- Spreizung der Beinplatten über Beinplattenschnittstelle
- Empfohlen für OP-Tische ohne motorische Beinverstellung

Technische Informationen

Breite (mit Gleitschiene) x Länge:
570 x 750 mm

Gewicht: 11 kg pro Platte

Maximales Patientengewicht: 135 kg

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- 1118.01B0/K0, 1118.06B0/K0

Passend für die Anwendung mit

- 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 1160.10/30



1133.67BC
CFK-Beinplattenpaar

- Leichte zweiteilige Beinplatte
- 360° vollständig durchleuchtbar
- Spreizbar
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Länge: 235 x 910 mm

Maximales Patientengewicht: 225 kg

Material des Polsters: SFC

Material der Platte: Karbonfaser

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



**1007.42AC
Beinplattenpaar**

- Hoher prä- und postoperativer Lagerungskomfort für den Patienten
- Erhöhter Arbeitskomfort für medizinisches Personal während der prä- und postoperativen Phase
- Abnehmbare Füllstücke ermöglichen eine einfache Anpassung an 1-Loch und 3-Loch-CFK-Platte
- Spezielle Beinplatte für Yuno II

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 253 x 166 x 1.320 mm
Gewicht: 14 kg (Paar)
Maximales Patientengewicht: 250 kg
EU- und US-Gleitschiene
Material des Polsters: SFC
Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Yuno II
- CFK-Extensionsplatte 1433.66AC/BC

Passend für die Anwendung mit

- 1433.02

**1133.58BC
Beinplatte**

- Einteilige Beinplatte
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Schnelle und einfache Anbringung



Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 585 x 175 x 651 mm
Material des Polsters: SFC
Maximales Patientengewicht: 454 kg
EU-Gleitschiene
Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.06, 1118.10
- 1131, 1132, 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



**1160.50AC
Beinplattenpaar**

- Doppelgelenkspreizung ermöglicht guten Zugang zwischen die Beine des Patienten
- Gewichtsoptimierte Beinplatte ermöglicht eine rückenfreundliche Befestigung am OP-Tisch

Technische Informationen

Breite x Länge: 580 x 850 mm
Gewicht: 19,5 kg (Paar)
Maximales Patientengewicht: 545 kg
Material des Polsters: IPC, SFC
EU-Gleitschiene
Reinigungsoptionen: 1160.50DC mechanische Reinigung
Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit


- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1433.02
- 1160.10/30

Verfügbare Versionen:

- 1160.50AC mit IPC-Polster
- 1160.50BC mit SFC-Polster
- 1160.50DC mit IPC-Polster, waschbar

**1150.64B0
Beinplattenpaar**

- Zur Positionierung der Beine in Verbindung mit Extensionsverfahren
- Leichte Beinplatten
- Schnellentriegelung zum Lösen



Technische Informationen

Breite x Länge: 250 x 680 mm
Gewicht: 9 kg (Paar)
Maximales Patientengewicht: 225 kg, 1150.64E0 = 250 kg
Material des Polsters: SFC
Befestigung an Vierkantaufnahme vom OP-Tisch oder Extensionsansteckgerät
Verpackungseinheit: 1 Paar

Kombination mit

- 1118, 1132, 1133, 7000, 7100, 7200 mit Extensionsansteckgerät 1419.X0
- 1150.19/30 mit Extensionsansteckgerät 1150.59AC
- 1180.10 mit Extensionsansteckgerät 1180.19A0
- 1150.64E0 nur in Verbindung mit Adapterplatte für Extension 1433.41AC oder Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20

Verfügbare Versionen:

- 1150.64B0 mit SFC-Polster 80 mm
- 1150.64E0 mit SFC-Polster 40 mm



**1133.53BC
Beinplattenpaar**

- Doppelgelenkspreizung ermöglicht guten Zugang zwischen die Beine des Patienten
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

- Breite x Länge: 250 x 680 mm
- Gewicht: 9,5 kg/Platte
- Maximales Patientengewicht: 454 kg
- Material des Polsters: SFC
- EU-Gleitschiene
- Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.06, 1118.10
- 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30



**1180.54A0
Beinplattenpaar**

- Multifunktionale vierteilige Beinplatte
- Kann für Knie-Ellenbogenlage verwendet werden
- Ober- und Unterschenkelplatte separat verstellbar
- Unterschenkelplatte abnehmbar
- Besonders stabil
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen


- Breite – mit Polster: 520 mm, Breite mit Gleitschiene: 580 mm
- Länge: 922 mm
- Schnittstelle: Gelenkmodul Magnus
- Gewicht: 12,5 kg/Platte
- Max. Patientengewicht 380 kg
- EU-Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11B0

Verfügbare Versionen:

- 1118.50A0 mit PUR-Polster
- 1180.54B0 mit SFC-Polster



**1180.41A0
Polster für Rektallagerung**

- Körperstütze für Knie-/Ellenbogenlage
- Zur anatomischen Lagerung bei Rektaleingriffen
- Stützt das Becken ab und reduziert so den Abdominaldruck

Technische Informationen

- Breite x Länge x Höhe: 627 x 380 x 395 mm
- Material des Polsters: SFC
- Kombination mit**
 - Gelenkmodul 1180.11X0
 - Beinplatten 1180.54X0



**1133.73BC
Beinplattenpaar**

- Multifunktionale vierteilige Beinplatte
- Kann für Knie-Ellenbogenlage verwendet werden
- Ober- und Unterschenkelplatte separat verstellbar
- Unterschenkelplatte abnehmbar

Technische Informationen

- Breite x Länge: 583 x 850 mm
- Gewicht: 12 kg pro Platte
- Maximales Patientengewicht: 454 kg
- Material des Polsters: SFC
- EU-Gleitschiene
- Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1133
- 1433
- 7000, 7100, 7200
- 7700
- 1160.10/30




**1133.73AC
Beinplattenpaar**

- Multifunktionale vierteilige Beinplatte
- Kann für Knie-Ellenbogenlage verwendet werden
- Ober- und Unterschenkelplatte separat verstellbar
- Unterschenkelplatte abnehmbar

Technische Informationen

Breite x Länge: 853 x 882 mm
Gewicht: 12 kg pro Platte
Maximales Patientengewicht: 454 kg
Material des Polsters: IPC
Passend für die Anwendung mit
• 1133.22
• 1433.02
• 7000, 7100, 7200
• 7700
• 1160.10/30



**1001.86C0
Fußplatte**

- Fußabstützung bei stehender Lagerung
- Achsengerechte Einstellung über Drehgelenk
- In stehender Position ist eine zusätzliche Unterstützung des Beines mit einem Beingurt erforderlich, z. B. Beingurt 1001.53A0
- 2er-Set

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 335 x 380 x 315 mm
Fußplatte Breite x Länge: 300 x 300 mm
Gewicht: 7,3 kg
Maximales Patientengewicht: 250 kg
Material des Polsters: SFC
Kann an einer Gleitschiene montiert werden
Befestigungskloben integriert



**1001.66A0
Beinstütze**

- Zur Lagerung und Positionierung des Beins des Patienten während der Hautdesinfektion
- Fußaufnahme ist beweglich
- Höhenverstellbar über Kloben

Technische Informationen

Breite x Länge der Auflage: 410 x 710 mm
Höhe des Polsters: 80 mm
Material des Polsters: PUR
Kann mit einem Kloben an einer Gleitschiene montiert werden
Befestigungskloben separat zu bestellen



**1008.06B0
KTEK Nissen Straps, Standard**

- Sicherung des Beines des Patienten im Oberschenkelbereich
- Druckentlastung durch weiche Polsterauflage

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 125 x 12 x 2430 mm
Produktgewicht: 2 Stück = 9 kg
Gewicht: 4,5 kg/Gurt
Maximales Patientengewicht: 227 kg
Verpackungseinheit: 1 Paar inkl. 2 Gleitschienenkloben
Keine mechanische Reinigung




**1008.06D0
KTEK Nissen Straps, bariatrisch**

- Sicherung des Beines des Patienten im Oberschenkelbereich
- Druckentlastung durch weiche Polsterauflage

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 126 x 13 x 2430 mm
Produktgewicht: 2 Stück = 9 kg
Gewicht: 12 kg pro Platte
Maximales Patientengewicht: 363 kg
Verpackungseinheit: 1 Paar und 4 Klemmen
Keine mechanische Reinigung



**1001.57A0
Beingurt**

- Zur Fixierung der Beine des Patienten auf einer mehrteiligen Beinplatte

Technische Informationen

Breite x Länge: 120 x 1.300 mm
Im Lieferumfang enthalten: 1 Beingurt
Gurtmaterial: Polyestergewebe
Gurt waschbar (60 °C)
Kompatibel mit
• 2-teiligen und 4-teiligen Beinplatten



**1001.4700
Beinfessel**

- Zur Fixierung des Unterschenkels auf einer geteilten Beinplatte

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten: 1 Beinfessel
Gurt waschbar (60 °C)
Kompatibel mit
• 2-teiligen und 4-teiligen Beinplatten



06

Zubehör für OP-Tische

Orthopädie und Traumatologie

Die moderne Orthopädie und Traumatologie erfordern besonders anspruchsvolle Lagerungen und speziell auf die Eingriffe abgestimmte Zubehöre.

Getinge deckt mit seinen Zubehören für Orthopädie und Traumatologie das gesamte Spektrum der Standardanwendungen ab. Gemeinsam mit Experten und Anwendern werden innovative Lösungen entwickelt, die neue OP-Verfahren unterstützen. Ausgereifere Bildgebungsverfahren wie die 3D-Röntgentechnologie erhöhen immer wieder die Anforderungen an OP-Tische und Zubehör in der Orthopädie. Getinge-Zubehöre für die Orthopädie und Traumatologie erfüllen die Bedingungen, die für ein optimales Röntgenergebnis unerlässlich sind: vom hochwertigen Karbonfasermaterial über die Form der Module bis hin zur Durchleuchtbarkeit des Polstermaterials.



1003.60D0
Ansteckgerät für minimalinvasive Eingriffe

- Für Hüftarthroskopie und minimalinvasive Hüftendoprothetik
- Durchleuchtbarer CFK-Holm
- Hohe Stabilität durch breite Spurrollen
- Rückenschonende Handhabung durch Gasfederunterstützung
- Verstellmöglichkeit des CFK-Holms horizontal und vertikal
- An Beinlänge und Fußposition des Patienten durch stufenlos verschiebbaren Schlitten anpassbar
- Befestigung an Lagerfläche oder Extensionsansteckgeräten

Technische Informationen

Länge des CFK-Holms: 1.465 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 CFK-Holm, 1 Holmschlitten mit Zugspindelaggregat und Rotationskippkloben, 1 Hypomochlion

Empfohlene Kombination mit

- Extensionsschuh 1003.75A0 bzw. Fußplatte 1001.97A0

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20, Lagerflächen für Extension 1160.59, 1433.41
- Extensionsansteckgeräte 1419.01X0 1150.59, 1180.19



1180.19A0
Extensionsansteckgerät

- Schneller Umbau eines Magnus Universal-OP-Tisches zu einem Extensionstisch
- Einfaches Anbringen der Holme
- Guter C-Bogen-Zugang
- Einfacher Transport und einfache Montage durch das Fahrgestell
- Platzsparende Aufbewahrung aller Teile im Fahrgestell

Technische Informationen

Schnittstelle:
Magnus Basislagerfläche

Im Lieferumfang enthalten:
1 Fahrgestell, 2 Ausziehholme (1 kurz, 1 lang, 1 Zugspindelaggregat, 1 Fußplattenaufnahme, 1 Gegenzugstab, 1 Gleitschienenverlängerung, 1 Rotationskippkloben, 1 Rotationszugbügelkloben, 1 Stützstange, 1 Radialstellkloben

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Empfohlene Kombination mit

- Extensionsschuh 1003.75A0
- Fußplatte 1001.97A0
- Beinplattenpaar 1150.64B0

Passend für die Anwendung mit

- 1180.10



1150.59AC
Extensionsansteckgerät

- Schneller Umbau eines Universal-OP-Tisches zu einem Extensionstisch
- Einfache Befestigung am OP-Tisch
- Guter C-Bogen-Zugang
- Kombination mit Beinplatten (1150.64B0) möglich
- Einfacher Transport und einfache Montage durch das Fahrgestell
- Platzsparende Aufbewahrung aller Teile im Fahrgestell

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Adapterpaar, 1 Tragrahmen, Ausziehholme (1 kurz, 1 lang), 1 Zugspindelaggregat, 2 Holmverlängerungen, 1 Fußplattenaufnahme, 1 Gegenzugstab, 1 Gleitschienenverlängerung, 1 Rotationskippkloben, 1 Rotationszugbügelkloben, 1 Radialstellkloben, 1 Stützstange, 1 Fahrgestell

Material Polster: SFC

EU-Gleitschiene

Empfohlene Kombination mit

- Extensionsschuh 1003.75A0

Passend für die Anwendung mit

- 1150.19/30



1419.01X0
Extensionsansteckgerät

- Schneller Umbau eines Normaltisches zu einem Extensionstisch
- Anbringung der Beinplatten während der Vorbereitungsphase möglich
- Einfaches Anbringen der Extensionsholme
- Guter C-Bogen-Zugang
- Platzsparende Aufbewahrung aller Teile im Fahrgestell
- Rückenfreundliche Befestigung mithilfe des Fahrgestells

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Fahrgestell mit Korb, 1 Adapterpaar, Ausziehholme (1 kurz, 1 lang), 1 Zugspindelaggregat, 1 Fußplattenaufnahme, 2 Stützstangen, 2 Radialstellkloben, 1 Gegenzugstab, 1 Polsterrolle für Gegenzugstab, 1 Gleitschienenverlängerung

Material des Polsters: SFC

Empfohlene Kombination mit

- Extensionsschuh 1003.75A0
- Fußplatte 1001.97A0
- Beinplatten 1150.64X0

Verfügbare Versionen:

- 1419.01B0 nur für 7000, 7100, 7200 an Reverse-Schnittstelle geeignet
- 1419.01JC geeignet für 7000, 7100, 7200 an normaler und Reverse-Schnittstelle
- 1419.01C0 geeignet für 1118.01, 1118.06, 1118.10
- 1419.01HC geeignet für 1133.22 an Reverse-Schnittstelle



1160.59BC
Lagerungsplatte für Extension

- Lagerfläche für orthopädische Eingriffe
- Schneller und einfacher Umbau einer Universal-OP-Lagerfläche in eine Lagerfläche für Eingriffe mit Extension

Technische Informationen

Befestigung an Einsetzschnittstelle

Material des Polsters: SFC

Empfohlene Kombination mit

- Beinplattenpaar 1150.64E0
- Extensionsschuh 1003.75A0
- Fußplatte 1001.97A0

Passend für die Anwendung mit

- 1160.10/30
- 7700

Verfügbare Versionen:

- 1160.59AC ohne Zubehör
- 1160.59BC inkl. Zubehör:
1 Fahrgestell, 1 Lagerungsplatte,
1 Satz Extensionsholme,
Ausziehholme (1 kurz, 1 lang),
1 Gegenzugstab, 1 Polsterrolle,
1 Adapterholm links, 1 Adapter-
holm rechts, 1 Holmverlängerung,
1 Zugspindelaggregat,
1 Fußplattenaufnahme,
1 Gleitschienenverlängerung,
1 Rotationskippkloben,
1 Rotationszugbügelkloben



1433.41AC
Adapterplatte für Extension

- Einfaches Anbringen der Extensionsholme
- Guter C-Bogen-Zugang
- Kombination mit vorhandenem Extensionszubehör möglich
- Leichte Bedienung

Technische Informationen

Material des Polsters: SFC

2 abnehmbare Sitzplattensegmente

Befestigung an Einsetzschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1433.01 und 1433.02

Verfügbare Versionen:

- 1433.41AC ohne Extensionszubehör
- 1433.41BC mit Extensionszubehör:
Ausziehholme (1 kurz, 1 lang),
1 Zugspindelaggregat,
1 Fußplattenaufnahme, 2 Stütz-
stangen, 2 Radialstellkloben,
1 Gegenzugstab,
1 Gleitschienenverlängerung,
2 Holmverlängerungen,
1 Rotationskippkloben,
1 Rotationszugbügelkloben

Empfohlene Kombination mit

- 1160.57A0 Zubehörwage
(kann separat bestellt werden)



1160.57A0
Zubehörwagen

- Platzsparende Aufbewahrung von Zubehör für die Extension

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Drahtkorb

Breite x Länge: 850 x 650 mm

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen.

Empfohlene Kombination mit

- 1160.59AC und 1433.41AC



1433.66AC
CFK-Extensionsplatte 3-Loch

- 360° durchleuchtbar
- Guter Zugang zum Becken durch variable Positionierung des Gegenzugstabes
- 2 abnehmbare Sitzplattensegmente können montiert werden: Gegenzugstab
- Inklusive Gegenzugstab

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
515 x 80 x 1.150 mm

Gewicht: 6,8 kg

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Material: Karbonfaser,
mit SFC-Polster

Keine mechanische Reinigung

Befestigung an Einsetzschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1433.01/02



1433.66BC
CFK-Extensionsplatte 1-Loch

- 360° durchleuchtbar
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- 2 abnehmbare Sitzplattensegmente können montiert werden: Gegenzugstab
- Inklusive Gegenzugstab

Technische Informationen

Breite x Länge x Höhe:
515 x 1.150 x 80 mm

Gewicht: 6,9 kg

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Material: Karbonfaser,
mit SFC-Polster

Keine mechanische Reinigung

Befestigung an Einsetzschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1433.01/02



1007.40A0
Extensionsholm mit Kugelgelenk

- Für Hüftarthroskopie und minimalinvasive Hüftoperationen
- Für Femurfrakturen
- Einstellung des Holms: horizontal und vertikal
- Anpassbar an Länge der Patientenbeine durch verschiebbaren Schlitten
- CFK-Holm ist durchleuchtbar

Technische Informationen

Länge: 2.471 mm

Material des Holms: Karbonfaser

Empfohlene Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1007.43A0
- Zubehörwagen für Extensionsholme 1007.47A0

Geeignet für

- Yuno II 1433.02



**1007.41A0
Extensionsholm**

- Für Hüftarthroskopie und Femurfrakturen
- Einstellung des Holms: horizontal
- Anpassbar an Länge der Patientenbeine durch verschiebbaren Schlitten
- CFK-Holm ist durchleuchtbar

Technische Informationen

Länge: 2.454 mm

Material: Karbon

Empfohlene Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1007.43A0
- Vertikalverstellung 1007.51X0
- Zugspindelaggregat 1003.3700
- Zubehörwagen für Extensionsholme 1007.47A0

Geeignet für

- Yuno II 1433.02



**1007.46A0
Zubehörwagen für Extensionsholme**

- Für Lagerung und Transport
- Ermöglicht eine einfache Befestigung der Extensionsholme am Yuno II

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Fahrgestell

Nur in Verbindung mit

- Extensionsholme 1007.40A0 und 1007.41A0



**1007.44A0
Schiebekloben mit Gleitschiene**

- Die Gleitschiene des Kloben kann zur Befestigung von Zubehör am Extensionsholm verwendet werden

Technische Informationen

EU-Gleitschiene

Geeignet für

- Extensionsholme 1007.40A0 und 1007.41A0



**1007.47A0
Zubehörwagen**

- Platzsparende Lagerung und Transport von Zubehör für Yuno II


Technische Informationen

Breite x Höhe x Tiefe:
750 x 1.450 x 820 mm

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen.

Geeignet für

- Yuno II Zubehör



**1433.42A0
Femurhaken**

- Zur Fixierung des Oberschenkelknochens bei minimalinvasiven Eingriffen
- Anatomische Form

Technische Informationen

Umfasst: Femurhaken (links und rechts), 1 Haltearm, 1 Kloben mit Vierkantaufnahme

Material: Edelstahl

Alle Komponenten sind sterilisierbar

Befestigung an einer Gleitschiene

Passend für die Anwendung mit

- 1433.01 und 1433.02



**1003.55A0
Extensionsholm, Karbonfaser-Version**

- 360° durchleuchtbar mit Ausnahme des Schnittstellenbereichs

Technische Informationen

Länge: 1.374 mm

Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar

Material: Karbon

Empfohlene Kombination mit

- Schiebekloben 1003.58B0 zur Befestigung des Zugspindelaggregats

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20, Extensionsansteckgeräte 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- Adapterplatte für Extension 1433.41AC
- Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC



**1003.58B0
Schiebekloben**

- Zur Befestigung eines Zugspindelaggregats an einem CFK-Holm
- Mit Gleitschienenchnittstelle

Technische Informationen

Nur in Verbindung mit CFK-Extensionsholm 1003.55A0 zu verwenden

EU-Gleitschiene

Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1003.3700
- Zugspindelaggregat 1007.43A0 plus Vertikalverstellung



**1004.85B0
Oberschenkelgegenzugstab**

- Zur Positionierung des Oberschenkels des Patienten während der Extension in Seitenlage
- Durchleuchtbarer Dammbogen
- Dammbogen ist höhenverstellbar mittels Handkurbel

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Femur-Gegenzugstab und
1 Verlängerungsplatte

Material der Polster: PUR

Befestigung an seitlicher Vierkantaufnahme

Passend für die Anwendung mit

- Lagerfläche 1150.20B0/D0
- Extensionsansteckgeräte 1419.01X0, 1150.59AC, 1160.59AC, 1180.19A0, 1433.41AC
- Adapterkloben 1007.50AC



**1007.50AC
Adapterkloben**

- Zur Kombination mit weiterem Zubehör
- Laterale Positionierung des Patienten während der Femurbehandlung möglich

Technische Informationen

Geeignet für Yuno II

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Nur in Verbindung mit

- Extensionsplatten 1433.66BC (1-Loch) und 1433.66AC (3-Loch)
- Oberschenkelgegenzugstab 1004.85X0



**1003.57B0
Sitzplattenverlängerung, Karbonfaser**

- Leichter Zutritt zum Becken durch variable Positionierung des Gegenzugstabes
- 360° durchleuchtbar
- Seitliche CFK-Stützrolle zur Unterstützung des Femurs
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Material: Karbonfaser, PUR, SFC

Empfohlene Kombination mit

- Ansteckgerät für MIC-Eingriffe 1003.60D0
- Extensionsansteckgerät 1180.19X0

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20
- Extensionsansteckgeräte 1150.59AC, 1180.19A0
- Adapterplatte für Extension 1433.41AC
- Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC



**1004.8700
Beinplattenkloben**

- Zur Aufnahme von Beinplatten an einem Extensionsholm
- Unterstützt die anatomische Beinlagerung

Technische Informationen

2er-Set

Befestigung an Standard-Extensionsholmen von Extensionslagerflächen und Extensionsansteckgeräten

Empfohlene Kombination mit

- Beinplatte 1150.64X0



**1433.67A0
Tibia-Adapter**

- Zum Anbringen des Unterschenkelgegenzugstabes 1003.50X0

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten: SFC-Polster passend zu Extensionsplatte 1-Loch

Nur in Verbindung mit

- CFK-Extensionsplatten 1433.66AC/BC



**1003.50C0
Unterschenkelgegenzugstab**

- Zur Positionierung und Fixierung des Beins bei Unterschenkelfrakturen
- Leichte Reposition des Knochens durch Höhen- und Neigungsverstellung der Polsterrolle
- Durchleuchtbar im Bereich der Polsterrolle

Technische Informationen

Schnittstelle: Extensionslagerfläche

Im Lieferumfang enthalten: 1 Polsterrolle

Material des Polsters: PUR

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20
- Extensionsansteckgeräte 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- Adapterplatte für Extension 1433.41AC
- Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC

Verfügbare Versionen

- 1003.50A0 mit Horizontalführung (50 x 50 mm) für Ausziehholm mit 40 mm Innendurchmesser
- 1003.50C0 mit Horizontalführung (40 x 40 mm) für Ausziehholm mit 35 mm Innendurchmesser



**1004.93B0
Kondylenfixierung**

- Zur exakten Fixierung des Knies
- Individuell einstellbar durch asymmetrische Seitenscheiben

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten: 2 Stück

Material Polster: PUR

Nur in Verbindung mit

- Unterschenkelgegenzugstab 1003.50X0



**1003.5100
Führungsholm**

- Zur Korrektur der Zugrichtung am Unterschenkel

Technische Informationen

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20
- Extensionsansteckgeräte 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- Adapterplatte für Extension 1433.41AC
- Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC



**1004.42B0
Gelenkholm**

- Zur Montage eines Ausziehholms und eines Zugspindelaggregats zur Unterstützung der Extension
- Präzise Einstellung durch abwinkelbares Horizontalrohr

Technische Informationen

Nur in Verbindung mit

- Unterschenkelgegenzugstab 1003.50C0

Verfügbare Versionen

- 1004.42B0 zur Kombination mit Ausziehholm 35 mm
- 1004.42A0 zur Kombination mit Ausziehholm 40 mm



**1003.34A0
Rotationskippkloben**

- Zur Befestigung von Extensionsschuh oder Fußplatte
- Genaue Einstellung des Schuhs durch Rotations- und Kippfunktion

Technische Informationen

Befestigung an Gleitschienen-schnittstelle

Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1003.3700
- Fußplattenaufnahme 1003.49B0
- Zugspindelaggregat 1007.43A0



**1003.54A0
Holmverlängerung**

- Verkürzt oder verlängert den Ausziehholm bei Extensionslagerungen
- Genauere Anpassung des Extensionsholms an die Patientengröße, z. B. bei Kindern

Technische Informationen

Empfohlene Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1003.3700

Passend für die Anwendung mit

- 1150.20
- Extensionsansteckgeräte 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0
- Adapterplatte für Extension 1433.41AC
- Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC



**1003.35A0
Rotationszugbügelkloben**

- Zur Befestigung und Positionierung eines Extensionsbügels
- Genaue Einstellung des Bügels durch Rotationsfunktion

Technische Informationen

Befestigung an Gleitschienen-schnittstelle

Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1003.3700
- Fußplattenaufnahme 1003.49B0
- Zugspindelaggregat 1007.43A0



**1003.3700
Zugspindelaggregat**

- Zur Ausführung der Extension
- Manuelle Feineinstellung der Extension mit der Handkurbel
- Verstellbar über Kugelgelenk und senkrechten Ausziehholm
- Gleitschiene zur Befestigung von weiterem Zubehör

Technische Informationen

Kombination mit

- Extensionslagerflächen oder Extensionsansteckgeräten
- Rotationskippkloben 1003.34A0 möglich
- Zubehör zur Anpassung an den Fuß
- Rotationszugbügelkloben 1003.35A0 möglich



**1003.49B0
Fußplattenaufnahme**

- Zur Aufnahme des gesunden Beines bei Extensionslagerungen mithilfe von weiterem Zubehör

Technische Informationen

Empfohlene Kombination mit

- Extensionslagerflächen oder Extensionsansteckgeräten
- Extensionsschuh oder Fußmanschette



**1007.43A0
Zugspindelaggregat**

- Einfache Ausführung der Feineinstellung der Extension mit Handkurbel
- Einstellung des Beins durch Kugelgelenk
- Präzise Einstellung des Beins durch integrierte Rotations- und Kippfunktion
- Skalierung für gute Orientierung bei Verwendung der Rotationsfunktion
- Ergonomische Rotation durch Sterngriff-Design möglich
- Freie Rotation möglich

Technische Informationen

Empfohlene Kombination mit

- Extensionsholmen 1007.40A0 und 1007.41A0 in Kombination mit Vertikalverstellung 1007.51A0/B0
- Zubehör zur Aufnahme des Fußes, z. B. Extensionsschuh 1003.75A0 oder Fußplatte 1001.97A0



**1007.52A0
Holmverlängerung**

- Zur Verlängerung des Extensionsholms 1007.40A0

Technische Informationen

Breite x Höhe: 248 x 278 mm

Kombination mit

- ausschließlich Extensionsholm 1007.40A0



1007.51B0
Vertikalverstellung, kurz

- Zur Aufnahme und vertikalen Einstellung eines Zugspindelaggregats
- Für Femurfrakturen
- Leicht anzubringen

Technische Informationen
Länge: 500 mm
Nur in Verbindung mit • Zugspindelaggregat 1007.43A0
Empfohlene Kombination mit • Extensionsholm 1007.41A0



1007.51A0
Vertikalverstellung, lang

- Zur Aufnahme und vertikalen Einstellung eines Zugspindelaggregats
- Bei Hüftarthroskopien und Femurfrakturen
- Leicht anzubringen

Technische Informationen
Länge: 800 mm
Nur in Verbindung mit • Zugspindelaggregat 1007.43A0
Empfohlene Kombination mit • Extensionsholm 1007.41A0 • Ausziehholm 1003.59V0



1003.59V0
Ausziehholm

- Kombination mit einem Extensionsansteckgerät
- Anstelle eines Ausziehholms zu verwenden, um höhere Extensionskräfte zu erreichen, z. B. bei Hüftarthroskopie

Technische Informationen
Kombination mit • 1007.51A0 erforderlich • Extensionsansteckgeräte 1419.01X0, 1150.59AC, 1180.19A0 • Adapterplatte für Extension 1433.41AC • Lagerungsplatte für Extension 1160.59AC
Passend für die Anwendung mit • 1150.20
Ausführung: • Set von Extensionsholmen 1003.59C0



1004.86B0
Universalstütze

- Zur Aufnahme des gesunden Beines bei Extensionslagerungen
- Sichere Fixierung über 2 Befestigungsgurte

Technische Informationen
Im Lieferumfang enthalten: 2 Befestigungsgurte
Material des Polsters: PUR
Ersatzteil: Gurt 3100.7614
Empfohlene Kombination mit • Zugspindelaggregat 1003.3700



1004.8800
Gleitschienenkloben

- Zur Befestigung von Zubehör an der Gleitschiene mithilfe eines Klobens

Technische Informationen
EU-Gleitschiene
Befestigung an serienmäßigen Metall-Extensionsholmen



1007.45A0
Lagerungsplatte

- Zur Unterstützung des Beins des Patienten
- Kann am Schiebekloben 1007.44A0 mit einem Kloben (z. B. 1003.23C0) befestigt werden

Technische Informationen
Plattenbreite x Länge x Höhe: 252 x 290 x 465
Höhenverstellung: 465 mm
Material des Polsters: SFC
Empfohlene Kombination mit • Schiebekloben 1007.44A0 und einem Standard- oder Radialstellkloben
Passend für die Anwendung mit • 1433.02



1007.48A0
Rahmen für Steriltuchabdeckung

- Zur Aufnahme steriler Abdecktücher
- Einfache Befestigung am OP-Tisch
- Die Länge des horizontalen Balkens ist einstellbar

Technische Informationen
Im Lieferumfang enthalten: 2 vertikale Holme und 1 horizontaler Holm
Einstellbereich des horizontalen Holms: 1.500–2.800 mm
Radialstellkloben separat bestellen*
Kombination mit • Extensionsholmen 1007.40/41A0 * 1 Radialstellkloben • Extensionsansteckgeräte und orthopädische Lagerflächen möglich * 2 Radialstellkloben



1007.49A0
Extensionsrahmen

- Zum Halten des Beines eines Patienten in Seiten- und Bauchlage
- Flexible Positionierung des Beins durch Verstellbereich möglich
- Leicht anzubringen

Technische Informationen
Im Lieferumfang enthalten: 1 horizontaler Holm und 1 vertikaler Holm
Nur in Verbindung mit • Zugspindelaggregat 1003.3700 und 1007.43A0
Empfohlene Kombination mit • Fußplatte 1001.97A0 • Rotationszugbügelkloben 1003.35A0



**1003.3600
Beckengipsaggregat**

- Zum Abstützen des Beckens beim Auftragen eines Gipsgusses
- Für Kinder und Erwachsene einsetzbar
- Einfaches Eingipsen durch höhenverstellbaren Gegenzugstab

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
2 herausnehmbare Beckenstützen,
1 Erwachsener, 1 Kind

Befestigung an Vierkantaufnahme
vom OP-Tisch

Passend für die Anwendung mit

- Extensionsansteckgerät 1180.19 und 1419
- OP-Lagerfläche 1150.20
- OP-Tisch 1425 und 1433.02
- Lagerungsplatte für Extension 1160.59BC
- 1433.41AC

**1003.77A0
Mehrweg-Inlay**



- Mehrweg-Inlay für Extensionsschuh
- Hautfreundliches Material
- Größe: 37–45

Technische Informationen

2er-Set

Verpackungseinheit:
1 Satz mit 2 Teilen

Kombination mit

- Einweg-Befestigungsbügel 1003.78A0

Passend für die Anwendung mit

- ausschließlich Extensionsschuh 1003.75A0

**1001.97A0
Fußplatte**



- Sichere Fixierung des Fußes mit Klettgurt
- Anpassbar an die Fußbreite
- Fersenschonendes Polster

Technische Informationen

2er-Set

Ersatzteil: Gurt 9300.0943,
Gummiauskleidung 9010.2444,
Fersenpolster 9010.2454

Empfohlene Kombination mit

- Rotationskippkloben 1003.34A0
- Zugspindelaggregat 1003.3700
- Fußplattenaufnahme 1003.49B0
- Zugspindelaggregat 1007.43A0

**1003.78A0
Einweg-Befestigungsbügel**



- Stabilisiert den Fuß des Patienten
- Schnelle und einfache Anbringung

Technische Informationen

Verpackungseinheit:
1 Set mit 15 Bügelpaaren

Im Lieferumfang enthalten:
1 Set mit 15 Bügelpaaren

Empfohlene Kombination mit

- Mehrweg-Inlay 1003.77A0

Passend für die Anwendung mit

- ausschließlich Extensionsschuh 1003.75A0



**1003.75A0
Extensionsschuh**

- Extensionsschuh zur Positionierung und Sicherung von Fuß und Unterschenkel bei orthopädischen Eingriffen
- Die Außenseite ist extrem robust
- 2 Griffe auf jeder Seite für eine einfache Einstellung
- Größe 37–45

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Extensionsschuh,
Set zu 10 x 1003.76A0

Befestigung an Gleitschienen-
schnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1003.3700, 1007.43A0
- Fußplattenaufnahme 1003.49B0

**1003.75C0
Extensionsschuh, klein**



- Extensionsschuh zur Positionierung und Sicherung von Fuß und Unterschenkel bei orthopädischen Eingriffen
- Die Außenseite ist extrem robust
- 2 Griffe auf jeder Seite für eine einfache Einstellung
- Für kleine Schuhgrößen 32–37

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Extensionsschuh , 1 Verpackung
10 x 1003.76C0

Befestigung an Gleitschienen-
schnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Zugspindelaggregat 1003.3700, 1007.43A0
- Fußplattenaufnahme 1003.49B0
- Einweg-Inlay und Bügel 1003.76C0



**1003.76A0
Einweg-Inlay und Befestigungsbügel, groß**

- Inlay für Extensionsschuh
- Hautfreundliches Material
- Für Schuhgröße 37–45

Technische Informationen

Verpackungseinheit: 1 Set mit
10 Inlays und 2 Halterungen

Passend für die Anwendung mit

- ausschließlich Extensionsschuh 1003.75A0

Ausführung:

- 1003.76C0 für Extensionsschuh 1003.75C0

**1001.8700
Fußplatte, Erwachsene**



- Zur Aufnahme des Fußes bei Extensionslagerungen

Technische Informationen

Wird einzeln geliefert

Nur in Verbindung mit

- Fußmanschette 1001.8800

Empfohlene Kombination mit

- Rotationskippkloben 1003.34A0
- Zugspindelaggregat 1003.3700
- Fußplattenaufnahme 1003.49B0
- Zugspindelaggregat 1007.43A0



1001.8800
Fußmanschette, Erwachsene

- Sichere Fixierung des Fußes durch 3 Schnallen an der Ledermanschette
- Druckverteilung durch Innenpolster

Technische Informationen

2er-Set

- Nur in Verbindung mit**
- Fußplatte 1001.8700



1001.9000
Fußplatte, Kinder

- Zur Aufnahme des Fußes bei Extensionslagerungen

Technische Informationen

Wird einzeln geliefert

- Nur in Verbindung mit**
- Fußmanschette für Kinder 1001.9100

- Empfohlene Kombination mit**
- Rotationskippkloben 1003.34A0
 - Zugspindelaggregat 1003.3700
 - Fußplattenaufnahme 1003.49B0
 - Zugspindelaggregat 1007.43A0



1001.9100
Fußmanschette, Kinder

- Sichere Fixierung des Fußes durch 3 Schnallen an der Ledermanschette
- Druckverteilung durch Innenpolster

Technische Informationen

2er-Set

- Nur in Verbindung mit**
- Fußplatte 1001.9000



1001.92C0
Achselstütze

- Durchleuchtbarer Gegenzugstab
- Achselstütze gepolstert

Technische Informationen

Material des Polsters: PUR

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben integriert

- Nur in Verbindung mit**
- Ellenbogengelenkstütze 1004.23C0



1004.23C0
Ellenbogengelenkstütze

- Zur Reposition von Ellenbogenfrakturen
- Bewegungsradius angepasst an Patientenanatomie

Technische Informationen

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Befestigungskloben integriert

- Kombination mit**
- Achselstütze 1001.92C0
 - Weinberger Handfessel 1001.48A0



1004.9800
Oberarmlagerungsaggregat

- Zur Reposition von Humerusfrakturen
- Unterstützung der intramedullären Nagelung bei Humerusfrakturen
- Achsgerechtes Lagern des Unterarms durch neigbare Gleitschiene

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungskloben, 1 vertikaler Holm, 1 verstellbare Horizontalführung mit Gleitschienenstück

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

- Empfohlene Kombination mit**
- Oberarmgegenzugstab 1004.8000
 - Weinberger Handfessel 1001.48A0



1001.48A0
Weinberger Handfessel

- Sichere Fixierung der Hand

Technische Informationen

Material: Handplatte und Fingerhalter aus Kunststoff

Kann sterilisiert werden

- Empfohlene Kombination mit**
- Oberarmlagerungsaggregat 1004.9800



1004.8000
Oberarmgegenzugstab

- Zur intramedullären Nagelung bei Humerusfrakturen
- Durchleuchtbares Polster

Technische Informationen

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Kloben separat zu bestellen:

- 1003.22C0 Standardkloben
- 1003.23C0 Radialstellkloben
- 1003.61A0 Radialstellkloben

- Empfohlene Kombination mit**
- Oberarmlagerungsaggregat 1004.9800
 - Weinberger Handfessel 1001.48A0



**1001.45C0
Oberarmlagerungsplatte**

- Zur Aufnahme des Oberarms bei Bauchlagerung
- Durchleuchtbar, guter C-Bogen-Zugang
- Parallel oder rechtwinklig ansteckbar

Technische Informationen

- Breite x Länge: 210 x 260 mm
- Höhenverstellbar: 100 mm
- Material des Polsters: PUR
- Befestigungskloben im Lieferumfang enthalten
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden



**1002.30A0
Trimano Fortis**

- Die Armlagerung ist in verschiedenen operativen Disziplinen einsetzbar
- Einfach zu bedienen mit dem „Click and Move“-System
- Flexible Positionierung auch während der Operation
- Einfaches Anbringen von Zubehör
- Sofort einsatzbereit ohne Stromversorgung oder zusätzlichen Druckluftanschluss

Technische Informationen

- Sterile Überzugssets erhältlich
- Kann an einer Gleitschiene montiert werden
- Kombination mit**
 - Adapter Trimano Fortis 1002.31A0
 - Armlagerung 1002.32A0



**1002.31A0
Adapter Trimano Fortis**

- Adapter zur Befestigung von Zubehör an Trimano Fortis 1002.30A0
- Kann sterilisiert werden

Technische Informationen

- Kombination mit**
 - Armauflage 1002.43A0/B0
 - Trimano Ellenbogen-Gegenzugstab 1002.45A0
 - Trimano Fingerfixierung 1002.48A0
 - Sterile Einweg-Armauflage 1002.52A0
- Ausführung:**
 - Adapter 1002.42A0 für Trimano 3D (1002.41A0)



**1002.48A0
Trimano Fingerfixierung**

- Sichere Fixierung der Hand während der Operation
- Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

- Material: Handplatte und Fingerhalter aus Kunststoff
- Kann sterilisiert werden
- Sterilset 1002.44D0 separat zu bestellen
- Passend für die Anwendung mit**
 - Adapter Trimano Fortis 1002.42A0 und 1002.31A0



**1002.43B0
Armauflage für Beach-Chair-Lagerung**

- Armauflage für Trimano Haltearm
- Zur Abstützung und Sicherung des Arms in Beach-Chair-Position

Technische Informationen

- Länge: 270 mm
- Material: Stahl
- Kann sterilisiert werden
- Nur in Verbindung mit**
 - Adapter 1002.42A0 für Trimano 1002.41A0
 - Adapter Trimano Fortis 1002.31A0 für Trimano 1002.30A0
 - steriles Set 1002.44A0



**1002.43A0
Armauflage für Seitenlagerung**

- Zubehör für Trimano Haltearm
- Für die Seitenlagerung

Technische Informationen

- Länge: 270 mm
- Material: Stahl
- Kann sterilisiert werden
- Nur in Verbindung mit**
 - Adapter 1002.42A0 für Trimano 1002.41A0
 - Adapter Trimano Fortis 1002.31A0 für Trimano 1002.30A0
 - steriles Set 1002.44A0



**1002.45A0
Trimano Ellenbogen-Gegenzugstab**

- Zubehör für Trimano Haltearm
- Zur intramedullären Nagelung bei Humerusfrakturen
- Durchleuchtbar
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

- Umfasst: Polyesterrolle mit 60 mm und 90 mm Umfang
- Länge des Gegenzugstabs: 226 mm
- Material: PUR und Karbonfaser
- Sterilüberzug 1002.44C0 separat zu bestellen
- Kombination mit**
 - Adapter Trimano Fortis 1002.42A0 und 1002.31A0



**1002.52A0
Einweg-Armauflage**

- Zubehör für Trimano 3D und Trimano Fortis
- Leichte und sichere Fixierung des Arms während der Operation
- Zur einmaligen Verwendung

Technische Informationen

- Umfasst: Einweg-Armauflage, Verband, sterilen Überzug
- Verpackungseinheit: 6er-Set (bestehend aus: Einweg-Armauflage, Verband und sterilem Überzug)



**1180.34A0
Schultermodul**

- Rückenplatte für Schulteroperationen
- Leichter Zugang zum Schulterbereich durch abnehmbare Schultermodule
- Die Kopfaufnahme ist schwenkbar und neigbar
- Neigungsverstellung über motorische Schnittstelle
- Druckverteilung durch SFC-Polster
- Gleitschienen ermöglichen die Anbringung von zusätzlichem Zubehör

Technische Informationen

Breite x Länge: 582 x 760/870 mm

Schnittstelle: Gelenkmodul Magnus

Im Lieferumfang enthalten:
1 Kopfplattenadapter

EU-Gleitschiene

Empfohlene Kombination mit

- Kopfhalterung 1002.15A0
- Fahrgestell 1180.34T0

Passend für die Anwendung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11A0



**1180.34T0
Fahrgestell**

- Zur Lagerung und zum Transport des Schultermoduls 1180.34A0
- Einfache Befestigung der Rückenplatte am Magnus Gelenkmodul
- Lagerungsmöglichkeiten für Beinplatten sowie Verlängerungs- und Kopfplatten

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
850 x 910 x 790 mm

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen.



**1007.18B0
Rückenplatte für Schulteroperationen**

- Leichter Zugang zum Schulterbereich durch abnehmbare Schultermodule
- Die Kopfaufnahme ist schwenkbar und neigbar
- Neigungsverstellung über Handkurbel
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Kopfplattenadapter

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Kopfhalterung 1002.15A0
- Fahrgestell 1007.20A0

Passend für die Anwendung mit

- 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700



**1007.20A0
Fahrgestell**

- Für den Transport und die einfache Befestigung von Rückenplatten für Schulteroperationen
- Kompakte Lagerung der Rückenplatten
- Befestigung eines Drahtkorbs zur Aufbewahrung von Zubehör möglich

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
835 x 725 x 735 mm

Zur Aufnahme der Rückenplatte für Schulteroperationen 1433.34AC Nachrüstsatz 3102.3089 bestellen

Passend für die Anwendung mit

- Rückenplatten für Schulteroperationen 1007.18B0, 1007.19BC, 1007.21B0

Separat zu bestellen:

- Drahtkorb 0802.0783



**1132.34A0
Rückenplatte für Schulteroperationen**

- Abnehmbare Schultermodule ermöglichen leichten Zugang zum Schulterbereich
- Die Kopfaufnahme ist schwenkbar und neigbar
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Länge: 530 x 290 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Kopfplattenadapter

Material des Polsters: SFC

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Kopfhalterung 1002.15A0

Passend für die Anwendung mit

- 1118.06/10, 1131, 1132, 1133, 1160.10/30, 1433, 7000, 7100, 7200, 7700



**1433.34AC
CFK-Rückenplatte für Schulteroperationen**

- Abnehmbare Schultermodule ermöglichen guten Zugang zum Schulterbereich
- Abnehmbare Gleitschienen an den Schultermodulen
- Seitenstützen flexibel an die Breite des Patienten anpassbar
- Neigungsverstellung über motorische Schnittstelle
- Einfaches Anbringen von Armlagerungen durch zusätzliche Gleitschienen

Technische Informationen

Abmessungen des Polsters
Breite x Länge: 503 x 540 mm

Im Lieferumfang enthalten:
2 Seitenstützen, 2 Gleitschienen

Material des Polsters: SFC

Transport und Lagerung auf Fahrgestell 1007.20A0 mit Nachrüstsatz 3102.3089 möglich

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Kopflagerungsadapter 1002.10A0
- Kopfhalterung 1002.15A0

Passend für die Anwendung mit

- 1131, 1132.21/22, 1133, 1160.10/30, 1433, 7100, 7200, 7700



**1007.19BC
Rückenplatte für Schulteroperationen**

- Leichter Zugang zum Schulterbereich durch abnehmbare Schultermodule
- Die Kopfaufnahme ist schwenkbar und neigbar
- Neigungsverstellung über motorische Schnittstelle
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Länge: 600 x 530 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Kopfplattenadapter

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Kopfhalterung 1002.15A0
- Fahrgestell 1007.20A0

Passend für die Anwendung mit

- 1150.19/25/30



1007.21B0
Rückenplatte für Schulteroperationen

- Leichter Zugang zum Schulterbereich durch abnehmbare Schultermodule
- Die Kopfaufnahme ist schwenkbar und neigbar
- Neigungsverstellung über motorische Schnittstelle
- Druckverteilung durch SFC-Polster

Technische Informationen

Breite x Länge: 600 x 550 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Kopfplattenadapter

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Kopfhalterung für Schulteroperationen 1002.15A0
- Fahrgestell 1007.20A0

Passend für die Anwendung mit

- 1131
- 1132.21/22
- 1133
- 1433
- 7100, 7200 , 7700
- 1160.10/30



1009.02C0
Meniskusstab

- Flexible Positionierung des Beines durch Radialstellkloben
- Durchleuchtbare Polsterrolle

Technische Informationen

Breite: 367 mm

Gesamthöhe: 600 mm

Material des Polsters: PUR

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Radialstellkloben 1003.23C0 separat zu bestellen



1004.84A0
Knielagerungsaggregat

- Unterstützt den Chirurgen bei Eingriffen am Knie
- Motorisch verstellbar über Fußschalter
- Sichere Fixierung des Oberschenkels
- Anpassbar an unterschiedliche Oberschenkeldurchmesser
- Druckentlastung durch extra weiche Gelaufage

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Positioniervorrichtung,
1 Fußschalter, 5 Gurte

Spannung: 220 V

Ersatzteile: Gurt 3101.6183,
Gelaufage 4006.1700

Kann an einer Gleitschiene montiert werden



1004.84B0
Knielagerungsaggregat

- Sichern des Oberschenkels bei Eingriffen am Knie
- Manuelle Einstellung mit Radialstellkloben
- Sichere Fixierung des Oberschenkels
- Anpassbar an unterschiedliche Oberschenkeldurchmesser
- Druckentlastung durch extra weiche Gelaufage

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Positioniervorrichtung,
1 Radialstellkloben, 1 Gelaufage,
1 Gurt

Ersatzteile: Gurt 3101.6183,
Gelaufage 4006.1700

Kann an einer Gleitschiene montiert werden



1008.14C0
Arthroskopischer Beinhalter

- Sichern des Oberschenkels bei Eingriffen am Knie
- Verstellbare Breite für verschiedene Beindurchmesser
- Sichere Fixierung des Oberschenkels durch Secure-Lok-Band
- Druckentlastung durch Einwegpolster

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
64 x 190 x 305 mm

Gewicht: 1,8 kg ohne Klemme

Maximales Patientengewicht: 227 kg

Material des Geräts: Edelstahl,
Polycarbonat

Verpackungseinheit:
1 Stück ohne Einlage

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stück mit Secure-Lock-Band,
1 Rundklemme, ohne Einweg-Inlay

Keine mechanische Reinigung

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

Integrierte Rundklemme (EU)

Empfohlene Kombination mit

- 1008.14B0



1008.14B0
Einweg-Einlage für arthroskopischen Beinhalter

- Einwegpolster für arthroskopischen Beinhalter
- Antimikrobielle Beschichtung
- Nicht steril

Technische Informationen

EU-, US-Gleitschiene

Material des Polsters: Einwegmaterial

Verpackungseinheit:
1 Einheit/Karton = 12 Stück

Einmalgebrauch


Kann am arthroskopischen Beinhalter montiert werden

Empfohlene Kombination mit

- 1008.14C0 Arthroskopischer Beinhalter

07

Zubehör für OP-Tische Neurochirurgie



Eine stabile und anatomisch präzise Patientenlagerung ist für alle chirurgischen Disziplinen wichtig, insbesondere für die Neurochirurgie, da jede unbeabsichtigte Bewegung des OP-Tisches die Position der Patientin/des Patienten beeinflussen und fatale Folgen haben kann.

Spezialzubehör wie der Befestigungsrahmen 1005.2300 und Sicherungsfunktionen wie das „Neuro-Lock“, eine Funktion des OP-Tischsystems Magnus, bieten eine sichere und präzise Lagerung für neurochirurgische Operationen.

Alle OP-Tische von Getinge sind so konzipiert, dass der Chirurg optimalen Zugang zum Patienten hat. Der Einsatz moderner Bildgebungsverfahren wie z. B. das 3D-Röntgen stellt immer höhere Anforderungen an die OP-Tischzubehöre in der Neurochirurgie. Mit speziell entwickeltem und durchleuchtbarem Zubehör sowie hochwertigen Polstern ermöglichen unsere Produkte optimale Röntgenergebnisse.



1005.50A0
Doro® Grundhalterung

- Die Grundhalterung ist Teil eines Systems zur Positionierung und Sicherung des Kopfes des Patienten bei Kopf- und Nackenoperationen
- Zur Befestigung der Schädelklemme
- Zur Positionierung eines Patienten in Bauch- und Rückenlage
- Zur Verwendung in neurochirurgischen Anwendungen ohne Bildgebung
- Grundhalterung inkl. Schlüssel zur Weitenverstellung

Technische Informationen
Breite x Höhe: 547 x 213 mm
Gewicht: 3,2 kg
Material des Geräts: Aluminium
Befestigung an Rundrohraufnahme, z. B. Verbindungsbügel 1130.54B0 und 1180.36A0 sowie Befestigungsrahmen 1005.2300
Kombination mit • Doro® Klemmenadapter 1005.51A0 • Doro® QR3 Schädelklemme 1005.52C0
Passend für die Anwendung mit • Nachrüstsatz 1160.36A0



1005.52C0
Doro® QR3 Schädelklemme

- Die einzigartige Form bietet Platz für die Platzierung des Intubationsschlauchs, auch in Bauchlage.
- Kein Spiel zwischen Bogenhalter und Schädelklemmenbasis im verriegelten Zustand.
- Minimales Spiel zwischen Schädelklemmenbasis und Verlängerungsarm gewährleistet hohe Stabilität und reduziert das Risiko eines Navigationsverlusts.
- Leicht ablesbare Druckskala in metrischen und imperialen Einheiten.
- Quick-Schienen-Schnittstelle zur sicheren Befestigung von Retraktorsystemen und Navigations-Trackingsystemen
- Mit Aufnahmen für Schädeldorne zur festen kranialen Fixierung

Technische Informationen
Höhe: 284 mm
Gewicht: 1,8 kg
Material: Leichtmetall und CrNi-Stahl
Dornen separat zu bestellen: Doro® Mehrweg-Dorne für Erwachsene 1005.53B0, Doro® Mehrweg-Dorne für Kinder 1005.53A0, Doro® Sterile Einweg-Schädeldorne, Erwachsene 1005.67A0
Empfohlene Kombination mit • Wiederverwendbare Dorne oder Einwegdorne
Nur in Verbindung mit • Doro® Grundhalterung 1005.50A0 • Doro® Klemmenadapter 1005.51A0



1005.53X0
Doro® Mehrweg-Schädeldorne, Erwachsene

- Dorne zur Fixierung des Kopfes des Patienten in einer Schädelklemme
- Zur mehrfachen Verwendung
- Kann sterilisiert werden

Technische Informationen
Material: Edelstahl
3er-Set
Kombination mit • Schädelklemmen 1005.52C0 und 1005.49B0
Verfügbare Versionen: • Doro® Mehrweg-Dorne für Kinder 1005.53A0 • Doro® Mehrweg-Dorne für Erwachsene 1005.53B0



1005.67A0
Doro® Sterile Einweg-Schädeldorne, Erwachsene

- Zur einmaligen Verwendung
- Für Erwachsene

Technische Informationen
36er-Set
Material: Edelstahl
Kombination mit • Schädelklemmen 1005.52C0 oder 1005.49B0



1005.56A0
Doro® Schwenkbare Kopfkalotte, Erwachsene

- Zur anatomisch korrekten Kopfunterstützung
- Mit Ausziehholm zur Extension an der Wirbelsäule
- In Bauch- und Rückenlage einsetzbar
- Druckentlastung durch extra weiche Gelaufuge

Technische Informationen
Material des Polsters: Gel
Nur in Verbindung mit • Doro® Grundhalterung 1005.50A0 • Doro® Klemmenadapter 1005.51A0



1005.51A0
Doro® Klemmenadapter

- Zum Verbinden der Grundhalterung mit einer Schädelklemme
- 360° schwenkbar
- Flexible Anpassung des Kopfstützensystems an die Position des Patienten

Technische Informationen
Material des Geräts: Aluminium
Nur in Verbindung mit • Doro® QR3 Schädelklemme 1005.52C0 • Doro® Grundhalterung 1005.50A0



1005.2300
Befestigungsrahmen

- Sichere Fixierung der Schädelklemme am sitzenden Patienten
- Anpassbar an die OP-Tischbreite

Technische Informationen

Kann an einer Gleitschiene montiert werden

2 Befestigungskloben separat bestellbar 1003.22C0, 1003.23C0, 1003.61A0

Empfohlene Kombination mit

- Doro® Grundhalterung 1005.50A0



1005.49B0
Doro® Schädelklemme, durchleuchtbar

- Mit Aufnahmen für Schädeldorne zur festen kranialen Fixierung
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Dorne müssen separat bestellt werden, z. B. Einweg-Dorne 1005.67A0 oder Mehrweg-Dorne 1005.53X0

Kombination mit

- Doro® Klemmenadapter, durchleuchtbar 1005.64A0
- Doro® Zwischenstück 1005.63A0, 1005.63B0
- Schädelklemmenhalterung 1005.48B0



1005.48B0
Schädelklemmenhalterung

- Zur Befestigung einer durchleuchtbaren Schädelklemme
- Flexible Verstellung mittels 3 Gelenken
- Metallfrei durchleuchtbar
- Einfache Befestigung durch Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
399 x 200 x 360 mm

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Verstellbereich: +135°/-110° für Gelenk 1, 360° alle anderen Gelenke

Befestigung an steckbarer Kopfplattenschnittstelle

Kombination mit

- CFK-Rückenplatten 1189.37A0, 1433.33AC
- CFK-Einhängeplatten 1433.45BC, 1160.45BC
- Schädelklemme, durchleuchtbar 1005.49B0
- 1180.16A0/A1/A2/A3/A5 CFK-Lagerflächen mit Zapfenschnittstelle
- 1160.16A0, A2

Ausführung:

- 1005.48A0 zur Adaption der Schädelklemme (Mayfield® Infinity XR2 oder Schädelklemme A-2002 der Firma Integra)



1005.71A0
Doro® Tischadapter Maquet, durchleuchtbar

- Zum Anschluss eines Doro® Kopflagerungssystems für Operationen am Kopf an den OP-Tisch
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Befestigung an Schwalbenschwanzschnittstelle

Kombination mit

- Zubehöradapter 6005.25A0
- CFK-Ansteckplatte 1150.45BC
- weiteres Kopflagerungszubehör



1005.63A0
Doro® Zwischenstück, durchleuchtbar, lang

- Ausführung lang
- Kombination mit einer Doro® Schädelklemme
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Kombination mit

- Doro® Tischadapter Maquet, durchleuchtbar 1005.71A0
- Doro® Klemmenadapter, durchleuchtbar 1005.64A0
- Doro® Zwischenstück, durchleuchtbar, kurz 1005.63B0



1005.63B0
Doro® Zwischenstück, durchleuchtbar, kurz

- Ausführung kurz
- Kombination mit einer Doro® Schädelklemme
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Kombination mit

- Doro® Tischadapter Maquet, durchleuchtbar 1005.71A0
- Doro® Klemmenadapter, durchleuchtbar 1005.64A0
- Doro® Zwischenstück durchleuchtbar, lang 1005.63A0



1005.64A0
Doro® Klemmenadapter, durchleuchtbar

- Zum Anbringen an einer Doro® Schädelklemme
- Durchleuchtbar

Technische Informationen

Kombination mit

- Doro® Zwischenstück, durchleuchtbar 1005.63A0/B0
- Schädelklemme, durchleuchtbar 1005.49B0



1005.72A0
Doro® Klemmenadapter, durchleuchtbar

- Zur Befestigung einer durchleuchtbaren Schädelklemme an einem Aluminium-Klemmenadapter
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Kombination mit

- Doro® Klemmenadapter 1005.51A0
- Schädelklemme 1005.49B0 (durchleuchtbar)



1002.03A0
Kopfkalotte

- Zur anatomisch korrekten Kopfunterstützung
- In Bauch- und Rückenlage einsetzbar
- Metallfrei durchleuchtbar
- Druckentlastung durch extra weiche Gelaufage
- Individuelle Anpassung an die Anatomie des Patienten durch 3 Drehgelenke
- Befestigung an steckbarer Kopfplatten-schnittstelle

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
399 x 176 x 371 mm

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Kombination mit

- CFK-Rückenplatte 1180.37A0
- CFK-Rückenplatte 1433.33AC
- CFK-Einhängeplatten 1160.45BC und 1433.45BC

Passend für die Anwendung mit

- CFK-Lagerflächen 1180.16A1/A2/A3/A5
- 1160.16A0, A2



1007.12A0
Führungsrolle für kopfseitigen Zug

- Optimale Patientenpositionierung durch Längs- und Höhenverstellbarkeit

Technische Informationen

Befestigung an der Gleitschiene des Kopfplattenadapters

Kombination mit

- Kopfkalotte 1002.72A0
- Befestigungsstück 1002.65A0



1002.83A0
Abwinkelbare Kopfplatte

- Metallfrei durchleuchtbar
- Einfache Befestigung mit Easy-Click-Technik

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
455 x 155 x 324 mm

Produktgewicht: 2,8 kg

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Höhe: max. 155 mm

Länge max. 428 mm

Neigung: +90°/-45°

Material des Polsters: SFC

Befestigung an steckbarer Kopfplattenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- CFK-Rückenplatten 1180.37AC, 1433.33AC
- CFK-Einhängeplatten 1433.45BC, 1160.45BC

Geeignet für

- CFK-Lagerflächen 1180.16A0/A1/A2/A3/A5
- 1160.16A0, A2



1002.82A0
Starre Kopfplatte

- Metallfrei durchleuchtbar
- Befestigung mit Easy-Click-Technologie

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 250 kg

Produktgewicht: 2,1 kg

Breite x Höhe x Länge:
420 x 155 x 303 mm

Material des Polsters: SFC

Befestigung an steckbarer Kopfplattenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- CFK-Rückenplatten 1180.37A0, 1433,33AC
- CFK-Einhängeplatten 1433.45BC, 1160.45BC

Passend für die Anwendung mit

- CFK-Lagerflächen 1180.16A0/A1/A3/A5 mit Zapfenschnittstelle
- 1160.16A0, A2



**1002.04B0
Kopfkalotte**

- Zur anatomisch korrekten Kopfunterstützung
- Metallfrei durchleuchtbar
- Druckentlastung durch extra weiche Gelaufuge
- Individuelle Anpassung an die Anatomie des Patienten durch Verwendung von 2 Drehgelenken

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 200 kg

Großer Verstellwinkel ±50°


Befestigung an Schwalbenschwanzschnittstelle

Kombination mit

- 1180.37A0 und 1433.33AC mit Zubehöradapter 6005.25A0
- CFK-Einhängeplatten 1160.45BC und 1433.45BC mit Zubehöradapter 6005.25A0
- 1180.45A0
- 1150.30BB0/D0 mit CFK-Ansteckplatte 1150.45BC

Passend für die Anwendung mit

- 1150.16B0



**6005.25A0
Zubehöradapter**

- Zur Befestigung von Zubehör mit Schwalbenschwanzschnittstelle an einer CFK-Platte
- Metallfrei durchleuchtbar
- MRT-geeignet

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 180 kg

Im Lieferumfang enthalten: 2 Schrauben

Material: Karbon

Kompatibel mit

- CFK-Einhängeplatten 1433.45BC, 1160.45BC
- CFK-Ansteckplatte 1180.45A0
- CFK-Rückenplatte 1180.37A0
- CFK-Rückenplatte 1433.33AC



**1007.27A0
Adapter für Universalrahmen für Magnus**

- Zur Befestigung des Universalrahmens zur Patientenlagerung 1007.24A1 am Magnus OP-Tischsystem

Technische Informationen

1 Paar

Nur in Verbindung mit

- motorisches Gelenkmodul 1180.11A0



**1007.24A1
Universalrahmen zur Patientenlagerung**

- Für Bauch-, Rücken- und Seitenlagerung
- 360° durchleuchtbar
- Spiegel zur Überprüfung der Tubuslage
- Leichter Zugang zum Operationsfeld dank schlanker Bauweise
- Schlanke Rahmenkonstruktion ermöglicht guten Röntgenzugang
- Einfacher Transport und einfache Montage durch das Fahrgestell

Technische Informationen

Höhenverstellbar: 600–900 mm

Im Lieferumfang enthalten: 1 Rollwagen, 1 Adapterpaar, 1 Kopfplattenadapter, 1 Spiegel, 2 Armlagerungen, 1 Plexiglas-Kopfauflage, 1 Paar verstellbare Gleitschienen, 1 Gleitschienenkloben, 1 Füllstück

Vierkantaufnahme für Kopflagerungszubehör

Rundrohraufnahme für Standardhalterung

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Passend für die Anwendung mit

- 1118.01B0/K0, 1118.06B0/K0, 1118.10B0/ K0
- 1133.22B4/B5
- Meera: 7000.01B0, 7100,01B0/B2, 7200.01B0/B2
- 1150.30B0/D0
- 1180.10A0: Adapter 1007.27A0 muss separat bestellt werden
- 7700.01A0, B0, A2, B2
- 1160.16/30



**1007.26A0
Kurze Lagerungsplatte**

- Für Bauch- und Seitenlagerung
- Guter Zutritt zum Kopfbereich
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Länge: 850 mm

Material des Polsters: SFC

Kombination mit

- Universalrahmen zur Patientenlagerung 1007.24A1



**1007.26B0
Lange Lagerungsplatte**

- Für Bauch-, Rücken- und Seitenlagerung
- Ermöglicht sehr großes Bildgebungsfenster
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

Länge: 1.350 mm

Material des Polsters: SFC

Kombination mit

- Universalrahmen zur Patientenlagerung 1007.24A1



1007.28B0
Verstellbare Lagerungselemente

- Zum Positionieren des Patienten in Bauchlage auf dem Universalrahmen
- In drei Ebenen einstellbar: vertikal, horizontal, seitlich
- Kleine Körperkontaktfläche ermöglicht freien Röntgenkanal zur Wirbelsäule

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
2 Brustelemente, 2 Hüftelemente,
1 Brustpolster

Material des Polsters: SFC

- Empfohlene Kombination mit**
- Einweg-Bezügen 1007.29A0

- Kombination mit**
- Universalrahmen zur Patientenlagerung 1007.24A1



1007.25A0
Gleitschienenkloben

- Zur Adaption von weiterem Zubehör an der Gleitschienenschnittstelle

Technische Informationen

Befestigung am Holm möglich

EU-Gleitschiene

- Kombination mit**
- Universalrahmen zur Patientenlagerung 1007.24A1




1007.30A0
Adapter für Radiolucent Spine Surgery Frame

- Ermöglicht die Montage des Radiolucent Spine Surgery Frame
- Metallfrei durchleuchtbar

Technische Informationen

- Kombination mit**
- Universalrahmen zur Patientenlagerung 1007.24A1



1008.01A0
KTEK Curve Spine Frame

- Speziell für Wirbelsäulenoperationen
- Biegung ermöglicht notwendigen Abstand zwischen den Wirbeln
- Die Biegung kann mit der Handkurbel eingestellt werden
- Die Breite der Biegungselemente ist einstellbar
- Durchleuchtbar

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
444 x 254 x 720 mm

Gewicht: 11 kg

Maximales Patientengewicht: 272 kg

Handkurbel enthalten



1008.02A0
KTEK Curve Cart

- Lagerung und Transport des KTEK Curve Spine Frame
- Ablage für die Handkurbel im oberen Bereich des Wagens
- Kleine Ablage für Zubehör im unteren Bereich


Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
549 x 1035 x 549 mm

Gewicht: 5 kg

Separat zu bestellen

- Kombination mit**
- 1008.01A0 KTEK Curve Spine Frame



1008.03A0
Curve Komfortbezüge

- Einweg-Komfortbezüge zur Verwendung mit dem Curve Spine Frame

Technische Informationen

Verpackungseinheit:
1 Einheit = 6 Teile

Bestehend aus: kosmetischen
Schaumstoffpolsterbezügen,
Kopfblock, Seitenstangenpolster,
Armpolstern

Einmalprodukt

- Kombination mit 1008.01A0 KTEK Curve Spine Frame



1008.03B0
Curve Standardbezug

- Einweg-Standardbezüge zur Verwendung mit dem Curve Spine Frame

Technische Informationen

Verpackungseinheit:
1 Einheit = 6 Teile

Bestehend aus: Standard-
Schaumstoffpolsterbezügen,
Kopfblock, Seitenstangenpolster,
Armpolstern

Einmalprodukt

- Kombination mit 1008.01A0 KTEK Curve Spine Frame



1008.03C0
Kopfblock

- Einweg-Kopfblock zur Positionierung des Kopfes in Bauchlage

Technische Informationen

Material des Polsters: Schaumstoff

Verpackungseinheit:
1 Einheit = 6 Teile

Im Lieferumfang enthalten:
1 Kopfblock

Einmalprodukt

- Kombination mit 1008.01A0 KTEK Curve Spine Frame



**1007.04D0
Kniebank**

- Zur Positionierung des Patienten in kniender Haltung
- Flexible Positionierung durch höhenverstellbare Unterschenkelauflage
- Manuelle Einstellung der Unterschenkelauflage mit einer Handkurbel
- Die Befestigung am OP-Tisch erfolgt bequem mit einem Fahrgestell
- Befestigung am Magnus Gelenkmodul

Technische Informationen

Maximales Patientengewicht: 135 kg/
in Kombination mit 1180.10: 250 kg

Schnittstelle: Magnus Gelenkmodul 1180.11A0

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Empfohlene Kombination mit

- Fahrgestell 1007.07D0
- Sitzbügel mit Beckenstützen 1007.05A0

Verfügbare Versionen:

- 1007.04BC geeignet für 1131.12B0, 1133.22B4/B5, 7100.01B0/B2, 7200.01B0/B2, 1160.10A0/B0/D0, 1160.30A0/B0/D0, 7700.01A0/B0/A2/B2
- 1007.04D0 geeignet für 1180.10A0



**1007.53A0
Kniebank**

- Zum Positionieren eines Patienten in Knie-Ellenbogenlage
- Höhenverstellbare Unterschenkelauflage
- Manuelle Einstellung der Unterschenkelauflage mit einer Handkurbel
- Die Befestigung am OP-Tisch erfolgt bequem mit einem Fahrgestell

Technische Informationen

Material des Polsters: SFC

EU-Gleitschiene

Befestigung an Zapfenschnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Fahrgestell 1007.54A0
- Sitzbügel mit Beckenstützen 1007.05A0

Passend für die Anwendung mit

- 1118.01B0/K0
- 1118.06B0/K0
- 1133.22B4/B5
- 7000.01B0
- 7100.01B0/B2
- 7200.01B0/B2
- 1160.10A0/B0/D0
- 1160.30A0/B0/D0
- 1433.02B0
- 7700.01A0, B0, A2, B2



**1007.07A0
Fahrgestell**

- Zum Abstützen und Transportieren der Kniebank
- Ermöglicht eine rückenfreundliche Befestigung der Kniebank

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Drahtkorb

Verfügbare Versionen:

- 1007.07A0 für Kniebank 1007.04BC
- 1007.07D0 für Kniebank 1007.04D0



**1007.54A0
Fahrgestell**

- Für Unterstützung und Transport
- Ermöglicht eine einfache Befestigung der Kniebank 1007.53A0

Technische Informationen

Kombination mit

- Kniebank 1007.53A0



**1007.05A0
Sitzbügel mit Beckenstützen**

- Zur Abstützung des Gesäßes während der Operation
- Seitliche Stützen sichern die Oberschenkel
- In der Breite anpassbar

Technische Informationen

Im Lieferumfang enthalten:
1 Sitzbügel mit Polsterrolle,
2 seitliche Beckenstützen

Material der Polster: PUR

2 Radialstellklöben sind separat
zu bestellen: 1003.22C0, 1003.23C0

Kombination mit

- Kniebank 1007.04D0/1007.04BC und 1007.53A0



**1004.75A0
Handabstützbügel**

- Zur Abstützung der Hände und Arme des Chirurgen während der Operation
- Handabstützbügel um 180° drehbar
- Höhenverstellbar

Technische Informationen

Breite x Höhe: 355 x 240 mm

Im Lieferumfang enthalten:
1 Befestigungskloben

Befestigung an einer
Gleitschienenchnittstelle

Empfohlene Kombination mit

- Kopflagerungsadapter 1002.07A0
- Befestigungsstück 1002.65A0
- Kopfplattenadapter 1007.16A0/B0

08

Zubehör für OP-Tische Lagerungshilfen



Lagerungsschäden gehören zu den möglichen Komplikationen bei Operationen. Lagerungshilfen können dieses Risiko reduzieren und Dekubitus während der Operation und auf der Pflegestation verhindern.

Zusätzlich zum medizinischen Aspekt eignen sich Lagerungshilfen hervorragend dazu, Patienten die Positionierung auf dem OP-Tisch so angenehm wie möglich zu machen. Wenn Patienten über einen längeren Zeitraum in Rückenlage liegen müssen, klagen sie oftmals über Rückenschmerzen. Durch ein leichtes Anheben der Beine mithilfe eines Polsters, z. B. der Beinauflage 1001.94A0, wird die Wirbelsäule entlastet.

Die hier aufgeführten Lagerungshilfen sind einfach in der Anwendung und leicht zu reinigen. Sie sind hochwertig und sehr langlebig. Für alle Lagerungen gibt es ergänzende Gelkissen oder Polster in verschiedenen Größen.

Kopfplatten



4006.01A0
Oasis Elite Kopfring geschlossen, Jugendliche

- Zum Stützen und Positionieren des Kopfes des Patienten
- Für Jugendliche, geschlossene Version

Technische Informationen


Höhe: 34 mm

Ø 140 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.02A0
Oasis Elite Kopfring geschlossen, Erwachsene

- Zum Stützen und Positionieren des Kopfes des Patienten
- Für Erwachsene, geschlossene Version

Technische Informationen

Höhe: 50 mm

Ø 200 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.03A0
Oasis Elite Kopfring offen, Jugendliche

- Zum Stützen und Positionieren des Kopfes des Patienten
- Für Jugendliche, kleine Version
- Einseitig offen

Technische Informationen

Höhe: 34 mm

Ø 140 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.04A0
Oasis Elite Kopfring offen, Erwachsene

- Zum Stützen und Positionieren des Kopfes des Patienten
- Für Erwachsene
- Einseitig offen

Technische Informationen

Höhe: 54 mm

Ø 200 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.19A0
Oasis Elite Kopfkissen für Bauchlage, groß

- Für Erwachsene
- Zur Abstützung, Positionierung und zum Schutz des Kopfes bei Bauchlage
- Seitliche Aussparungen bieten Platz für Beatmungsschläuche

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 240 x 140 x 280 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.20A0
Oasis Elite Kopfkissen für Bauchlage, mittel

- Für Jugendliche
- Zur Abstützung, Positionierung und zum Schutz des Kopfes bei Bauchlage
- Seitliche Aussparungen bieten Platz für Beatmungsschlauch


Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 273 x 135 x 220 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk




4006.21A0
Oasis Elite Kopfkissen für Rückenlage, Erwachsene

- Für Erwachsene
- Zur Abstützung, Positionierung und zum Schutz des Kopfes in Rückenlage

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 237 x 90 x 275 mm

Material: Silikongel



4006.22A0
Oasis Elite Kopfkissen für Rückenlage, Jugendliche

- Für Jugendliche
- Zur Abstützung, Positionierung und zum Schutz des Kopfes in Rückenlage


Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge: 230 x 65 x 275 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.23A0
Azure Kopfkissen

- Zum Stützen und Positionieren des Patienten

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
250 x 50 x 260 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



1000.5700
Kopfring

- Zur Positionierung und Lagerung des Kopfes des Patienten


Technische Informationen

Höhe: 40 mm

Ø 210 mm

Material: PUR

OP-Tischauflagen



4006.05A0
Universal-OP-Tischauflage

- Zur Abdeckung der flachen Oberfläche des OP-Tisches
- Für eine gleichmäßige Verteilung des Patientengewichts

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
520 x 10 x 520 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.06A0
Oasis Tischauflage in ¾-Länge

- Ausführung lang
- Zur Abdeckung der flachen Oberfläche des OP-Tisches
- Für eine gleichmäßige Verteilung des Patientengewichts

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
520 x 10 x 1.150 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.07A0
Oasis Tischauflage in voller Länge

- Extra lange Ausführung
- Zur Abdeckung der flachen Oberfläche des OP-Tisches
- Für eine gleichmäßige Verteilung des Patientengewichts


Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
520 x 10 x 1.800 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.08A0
Oasis Tischauflage Torso

- Zur Abdeckung eines bestimmten Bereichs des OP-Tisches
- Mit Sakralausschnitt

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
500 x 10 x 990 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.09A0
Oasis Tischauflage Dammpolster

- Zur Abdeckung eines bestimmten Bereichs des OP-Tisches
- Mit Sakralausschnitt

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 520 x 10 x 520 mm
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk




4006.24A0
Azure Sakralschutz, klein

- Zur Unterstützung des Sakralbereichs des Patienten
- Gewährleistung einer gleichmäßigeren Gewichtsverteilung

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 380 x 25 x 400 mm
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk


Armlagerungen



4006.12A0
Oasis Armlagerungs-Auflage

- Ausführung klein
- Zur Lagerung und Unterstützung des ausgestreckten Arms eines Patienten

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 115 x 10 x 395 mm
Material: Silikongel



4006.13A0
Oasis Armlagerungs-Auflage

- Ausführung groß
- Zur Lagerung und Unterstützung des ausgestreckten Arms eines Patienten


Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 200 x 10 x 600 mm
Material: Silikongel
Empfohlene Kombination mit • Armlagerung 1001.44D0



4006.26A0
Azure Armlagerungs-Auflage Komfort, kurz

- Ausführung klein
- Zur Positionierung und Unterstützung des Arms des Patienten

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 140 x 30 x 330 mm
Material: Silikongel




4006.27A0
Azure Armlagerungs-Auflage Komfort, lang

- Ausführung groß
- Zur Positionierung und Unterstützung des Arms des Patienten

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 180 x 35 x 460 mm
Material: Silikongel
Empfohlene Kombination mit • Armlagerung 1001.44D0

Beinauflagen und Fersenschutz



4006.14A0
Oasis Beinhalterauflage

- Zusätzliche Polsterung für mehr Lagerungskomfort

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 220 x 10 x 320 mm
Im Lieferumfang enthalten: 2 Stück
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.15A0
Oasis Beinhalterauflage

- Zusätzliche Polsterung für mehr Lagerungskomfort

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 245 x 10 x 395 mm
2er-Set
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.17A0
Oasis Oberschenkelauflage

- Zur Druckentlastung

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 130 x 10 x 520 mm
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.28A0
Azure Beinschutz Komfort

- Zur Lagerung und Unterstützung des Beins des Patienten
- Gewährleistet eine gleichmäßigere Verteilung des Patientengewichts

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 180 x 40 x 515 mm
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.16A0
Oasis Elite Fersenpolster

- Zur Unterstützung des Beins am Knöchel

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 100 x 70 x 180 mm
2er-Set
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.29A0
Azure Fersenschutz Komfort

- Zur Lagerung und Abstützung der Ferse

Technische Informationen
Breite x Höhe x Länge: 175 x 30 x 190 mm
2er-Set
Material: Silikongel
Geeignet für • Erwärmung in einem Wärmeschränk

Beinauflagen und Fersenschutz



4006.10A0
Oasis Positionierhilfe universal

- Mittlere Ausführung
- Zur Unterstützung der Patientenposition

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
100 x 60 x 290 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.11A0
Oasis Positionierhilfe universal

- Ausführung groß
- Zur Unterstützung der Patientenposition

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
120 x 70 x 345 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk



4006.25A0
Oasis Elite Körperhalbrolle

- Zur Unterstützung der Patientenposition

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
140 x 110 x 505 mm

Material: Silikongel

Geeignet für

- Erwärmung in einem Wärmeschränk




1003.7400
Polsterkissen

- Halbrund
- Zur Lagerung und Positionierung des Patienten

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
190 x 115 x 478 mm

Material: PUR




4006.18A0
Oasis Elite Seitenlagerungspolster

- Zur Abstützung des auf der Seite liegenden Patienten auf dem OP-Tisch
- Zur Vermeidung von Nervenschäden und Druckstellen

Technische Informationen

Breite x Länge: 500 x 720 mm, Höhe bis 160 mm

Material: Silikongel



4006.3200
Seitenlagerungspolster

- Zur Lagerung und Abstützung des Patienten in Seitenlage

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
520 x 230 x 413 mm

Material: Silikongel/SFC

Befestigung an den Gleitschienen des OP-Tisches mithilfe von Klettbindern möglich



1000.77A0
Tunnelkissen

- Zur Lagerung und Positionierung der Beine des Patienten, insbesondere in Seitenlage

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
400 x 220 x 650 mm

Material des Polsters: SFC



1000.6900
Doppelkeilkissen

- Zur Lagerung des Patienten, insbesondere zur Unterstützung des Nacken- und Schulterbereichs in Rückenlage

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
500 x 100 x 440 mm

Material des Polsters: SFC



**1001.94A0
Beinauflage**

- Zur Lagerung des Patienten, insbesondere der Beine des Patienten

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
450 x 200 x 600 mm

Material des Polsters: SFC



**1000.5600
Polsterkissen**

- Zur Lagerung des Patienten, insbesondere bei chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule

Technische Informationen

Außenabmessungen
Breite x Höhe x Länge:
460 x 100 x 840 mm

Breite x Länge des Abdominal-
ausschnitts: 200 x 370 mm

Material des Polsters: SFC



**4006.3100
Bauchlagerungskissen**


- Zur Lagerung des Patienten, insbesondere bei chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule

Technische Informationen

Abmessungen des Ausschnitts:
Breite an der Brust: 250 mm
Breite am Becken: 190 mm
Länge: 580 mm

Außenabmessungen:
Breite x Länge x Höhe:
480 x 1.014 x 140 mm

Material des Polsters:
Spezialschaum



**1000.68C0
Polsterkissen**

- Zur Lagerung des Patienten, insbesondere bei chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge
des Thoraxpolsters:
500 x 160 x 250 mm

Breite x Höhe x Länge
der Beckenseite:
500 x 160 x 340 mm

Material der Polster: SFC



**1000.24A0
Polsterrolle für Gegenzugstab**

- Polsterung eines Gegenzugstabs zur Lagerung des Patienten

Technische Informationen

Ø (außen) 180 mm

Größe: 190 mm

Material: SFC

Kombination mit

- Gegenzugstab, z. B. 1004.90B0



**1000.78A0
Vakuummatratze**

- Die Microspace-Füllung passt sich nahtlos der Körperform an
- Mit Sakralausschnitt
- Latexfrei
- Durchleuchtbar
- MRT- und CT-kompatibel

Technische Informationen

Breite x Länge: 750 x 1.250 mm

Länge zwischen Schulter und
Sakralausschnitt: 1.000 mm

Füllung: Microspace-System

Abdeckung: PUR

Rutschfeste Folie 1101.6864 erhältlich



09

Zubehör für OP-Tische
**Medizinisches Mobiliar
für den Operationssaal**

Das medizinische Mobiliar der Resist Produktreihe besteht aus bewährten, zuverlässigen Zubehöriteilen. Instrumententische, Infusionshalter, Auftritte und vieles mehr sind für die tägliche Arbeit des OP-Teams unerlässlich.

Wichtige technische Funktionen sind hygienische Konstruktion, Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, kippsicheres Design, Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und Robustheit. Die schmutzabweisenden Edelstahloberflächen sind auf maximale Hygiene ausgelegt.



4403.9302
Instrumentenzureichtisch

- Instrumententisch zum Ablegen von medizinischen Instrumenten während des Eingriffs
- Abnehmbares, nicht drehbares Regal
- Manuelle Höhenverstellung

Technische Informationen

Plattenmaß Breite x Länge:
600 x 400 mm

Höhenverstellung: 800–1.200 mm

Max. Belastung: 30 kg

Material: CrNi-Stahl

4 Doppellenkrollen (Ø 75 mm),
2 Rollen mit Feststeller



4464.98A0
Mayo Instrumententisch

- Instrumententisch zum Ablegen von Behältern für sterile Güter, Instrumentensieben, Instrumenten, Tupfern und anderen Kleinteilen, die für die Operation benötigt werden
- Tiefgezogene, nahtlose Platte
- Praktische Höhenverstellung über ein Fußpedal

Technische Informationen

Hydraulische Höheneinstellung:
990 – 1.355 mm

Max. Belastung: 30 kg

3 Doppellenkrollen (Ø 75 mm)

Verfügbare Versionen:

- 4464.98A0, Plattenmaß:
600 x 400 mm
- 4464.98B0, Plattenmaß:
700 x 500 mm



4464.9X00
Instrumentenzureichtisch

- Instrumententisch zum Ablegen von Behältern für sterile Güter, Instrumentensieben, Instrumenten, Tupfern und anderen Kleinteilen, die für die Operation benötigt werden
- Tiefgezogenes, nahtlose Platte
- Die Arbeitsplatte lässt sich von +90° auf -90° kippen
- Fixierung der Platte mit einem Hebel unter der Platte
- Praktische Höhenverstellung über ein Fußpedal
- Niedriges Fußsegment

Technische Informationen

Hydraulische Höheneinstellung:
960 – 1.355 mm

Max. Belastung: 30 kg

3 Doppellenkrollen (Ø 50 mm)

Verfügbare Versionen:

- 4464.9500, Plattenmaß:
600 x 400 mm
- 4464.9600, Plattenmaß:
700 x 500 mm



4809.9003
Schalenständer

- Zum Sammeln von gebrauchten Verbrauchsmaterialien wie Medikamente, Flüssigkeiten, Handtücher und Ähnliches
- 2 abnehmbare Schalen
- Handgriff für einfaches Manövrieren

Technische Informationen

Höhe: 825 mm

Boden Ø: 635 mm

2 Schalen (je 6 l)

Max. Belastung pro Schale: 4 kg

Material: CrNi-Stahl

5 Doppellenkrollen (Ø 50 mm)



4404.32X3
Instrumententisch

- Hygienischer Zubehörtisch mit 2 abnehmbaren Platten
- Leichte Manövrierbarkeit im OP
- Desinfektionsmittelbeständig
- Feinpolierte und schmutzabweisende Oberfläche

Technische Informationen

Plattenmaß Breite x Länge:
625 x 425 mm

2 abnehmbare Platten

Max. Belastung pro Platte: 20 kg

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen

Verfügbare Versionen:

- 4404.32A3, Höhe 800 mm, Plattenabstand: 500 mm
- 4404.32B3, Höhe 900 mm, Plattenabstand: 600 mm
- 4404.32C3, Höhe 1.000 mm, Plattenabstand: 700 mm



4405.32X3
Instrumententisch

- Hygienischer Zubehörtisch mit 2 abnehmbaren Platten
- Leichte Manövrierbarkeit im OP
- Desinfektionsmittelbeständig
- Feinpolierte und schmutzabweisende Oberfläche

Technische Informationen

Plattenmaß Breite x Länge:
720 x 625 mm

2 abnehmbare Platten

Max. Belastung pro Platte: 20 kg

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen

Verfügbare Versionen:

- 4405.32A3, Höhe 800 mm, Plattenabstand: 500 mm
- 4405.32B3, Höhe 900 mm, Plattenabstand: 600 mm
- 4405.32C3, Höhe 1.000 mm, Plattenabstand: 700 mm



**4406.32X3
Instrumententisch**

- Hygienischer Zubehörtisch mit 2 abnehmbaren Platten
- Leichte Manövrierbarkeit im OP
- Desinfektionsmittelbeständig
- Feinpolierte und schmutzabweisende Oberfläche

Technische Informationen

Plattenmaß Breite x Länge:
940 x 625 mm

2 abnehmbare Platten

Max. Belastung pro Platte: 20 kg

4 Doppel-Lenkrollen, davon sind 2 mit Feststeller versehen

Verfügbare Versionen:

- 4406.32A3, Höhe 800 mm, Plattenabstand 500 mm
- 4406.32B3, Höhe 900 mm, Plattenabstand 600 mm
- 4406.32C3, Höhe 1.000 mm, Plattenabstand 700 mm



**4902.3503
Abwurfgestell**

- Mobile Einheit zum Sammeln von Abfall oder Flüssigkeiten im Operationssaal
- Abnehmbarer Behälter

Technische Informationen

Oberkante Eimer: 465 mm

Stoßring: Ø 466 mm

Fassungsvermögen des Eimers:
15 Liter

Max. Belastung: 20 kg

Eimer: CrNi-Stahl

4 Doppel-Lenkrollen

Verfügbare Versionen:

- 4901.3503 Abwurfgestell ohne Schiebegriff
- 4902.3503 Abwurfgestell mit Schiebegriff, Höhe: 800 mm



**4402.9002
Hand-/Armlagerungstisch**

- Zur Lagerung von Hand und Arm des Patienten
- Platte drehbar um ±45°
- Die Lagerfläche lässt sich um ±29° kippen
- Die Platte ist durchleuchtbar
- Kann in einer bequemen Position für Patient/in und Chirurg/in befestigt werden

Technische Informationen

Abmessungen der Platte
Breite x Länge: 450 x 450 mm

Höhenverstellung: 650–950 mm

Max. Belastung: 25 kg

4 Lenkrollen (Ø 75 mm),
alle mit Feststeller

Nur in Verbindung mit

- SFC-Polster 4000.05A0



**4906.9003
OP-Auftritt**

- OP-Auftritt für besseren Zugang zum Operationsfeld
- 1 Tritt mit rutschfestem Rand
- Stufenlos verschweißter Tritt

Technische Informationen

Maße Breite x Länge: 603 x 350 mm


Max. Belastung: 125 kg

Material: CrNi-Stahl

Elektrostatisch leitfähige Gummifüße

Verfügbare Versionen:

- 4906.9003, Höhe: 130 mm
- 4906.9103, Höhe: 220 mm



**4000.05A0
Polster**

- Das SFC-Polster wird in Kombination mit Hand- und Armlagerungstisch 4402.9002 verwendet
- Durchleuchtbar

Technische Informationen

Breite x Höhe x Länge:
450 x 30 x 450 mm

Klettverschluss unter dem Polster zur Befestigung an Hand- und Armauflage



**4907.9003
OP-Auftritt**

- OP-Auftritt für besseren Zugang zum Operationsfeld
- 2 Tritte mit rutschfestem Rand
- Stufenlos verschweißte Tritte

Technische Informationen

Maße Breite x Länge: 605 x 650 mm

Höhe: 220/440 mm

Max. Belastung: 100 kg

Material: CrNi-Stahl

Elektrostatisch leitfähige Gummifüße



4805.91A3
Infusionsständer MR

- Infusionsständer für die Benutzung in MRT-Umgebungen bis zu 3 Tesla geeignet
- Mindestabstand zum MRT: 50 cm
- Infusionsständer besteht nur aus antimagnetischen Teilen
- 4 Flaschenhaken
- 1 Tropfglas
- Geeignet für Schwerkraftinfusionen

Technische Informationen

- Höhenverstellung 1.300–2.090 mm
- Max. Belastung: 2 kg pro Flaschenhaken
- Material: Aluminium und Kunststoff
- Lenkrollen sind antistatisch
- 5 Doppellenkrollen (Ø 50 mm) mit Feststeller



4805.91B3
Infusionsständer

- Infusionsständer geeignet zur Aufnahme von Infusionsbeuteln, Flaschen und 1 Pumpe
- Einhand-Höhenverstellung möglich
- 4 Flaschenhaken
- 1 Tropfglas
- Geeignet für Schwerkraftinfusionen

Technische Informationen

- Höhenverstellung: 1.350–2.350 mm
- Max. Belastung: 2 kg pro Flaschenhaken
- Material: CrNi-Stahl
- Lenkrollen sind antistatisch
- 5 Lenkrollen (Ø 80 mm) mit Feststeller



4001.59A0
Schale

- 5-Liter-Schale mit integrierter Waage zur Anwendung für den Schalenständer mit Heizung
- Kann sterilisiert werden

Technische Informationen

- Ø 320 mm
- Größe: 120 mm
- Material: CrNi-Stahl
- Maschinelle Reinigung möglich
- Empfohlene Kombination mit**
 - Schalenständer mit Heizung 4904.95/96A0
 - Klemmring 4001.60A0



4001.60A0
Klemmring

- Klemmring zur Fixierung steriler Abdeckungen in Kombination mit einer Schale und dem beheizten Schalenständer

Technische Informationen

- Ø 305 mm
- Höhe: 70 mm
- Material: CrNi-Stahl
- Maschinelle Reinigung möglich
- Empfohlene Kombination mit**
 - Schalenständer mit Heizung 4904.95/96A0
 - Schale 4001.59A0



4904.95A0
Schalenständer mit Heizung

- Aufwärmen physiologischer Kochsalzlösungen
- Anfeuchten oder Anwärmen von Kompressen und Tüchern
- Temperaturbereich 35–60 °C per Knopfdruck einstellbar
- Temperaturüberwachung mittels LED-Display
- Sicherheitsthermostat

Technische Informationen

- Höhenverstellung: 1.050–1.350 mm
- Gesamtbreite: 650 mm
- Kabellänge: 5.700 mm
- Max. Belastung: 6 kg
- Material: CrNi-Stahl
- Teflonbeschichtete Heizplatte
- 5 Doppellenkrollen (Ø 75 mm), davon 3 elektrisch leitfähig, 2 davon mit Feststeller
- Empfohlene Kombination mit**
 - Schale 4001.59A0
 - Klemmring 4001.60A0

- Ausführung:**
- 4904.96A0 mit Netzstecker für die Schweiz



4632.01A0
OP-Drehhocker, gasfederunterstützt

- Mobiler Drehhocker zur flexiblen Verwendung im Operationssaal
- Runder Polstersitz
- Abgedeckte Lenkrollen
- Zentrales Bremssystem
- Fußpedal für praktische Höhenverstellung

Technische Informationen

- Pneumatische Höhenverstellung: 570 – 740 mm
- Gepolsterter Sitz: Ø 350 mm, schwarz
- Polsterdicke: 100 mm
- Max. Belastung: 200 kg
- Nicht elektrisch leitend
- 5 Doppellenkrollen (Ø 50 mm)
- Verfügbare Versionen:**
 - 4632.01A0 ohne Rückenlehne
 - 4632.01E0 mit gepolsterter Rückenlehne



4634.01A0
OP-Drehhocker, hydraulisch

- Mobiler Drehhocker zur flexiblen Verwendung im Operationssaal
- Runder Polstersitz
- Abgedeckte Lenkrollen
- Zentrales Bremssystem
- Fußpedal für praktische Höhenverstellung

Technische Informationen
Hydraulische Höheneinstellung: 600 – 840 mm
Gepolsterter Sitz: Ø 350 mm, schwarz
Polsterdicke: 100 mm
Max. Belastung: 200 kg
5 Doppellenkrollen (Ø 50 mm)
Elektrisch leitfähig
Verfügbare Versionen: • 4634.01A0 ohne Rückenlehne • 4634.01C0 mit gepolsterter Rückenlehne



4602.3402
OP-Drehhocker

- Mobiler Drehhocker zur flexiblen Verwendung im Operationssaal
- Runder Polstersitz
- 5 Doppellenkrollen für sicheren Stand

Technische Informationen
Anleitung zur Höhenverstellung: 460 – 670 mm
Gepolsterter Sitz: Ø 330 mm
Polsterdicke: 70 mm
Max. Belastung: 200 kg
Elektrisch leitfähig
5 Doppellenkrollen (Ø 50 mm)

10 Übersicht Zubehör-Matrix und Index



Die wichtigsten Informationen auf einen Blick: Mit der Zubehör-Matrix schnell und einfach herausfinden, welches Zubehör zu einem OP-Tisch passt.

Das Zubehör ist nach Artikelnummer sortiert und Symbole kennzeichnen die wichtigsten Informationen: zum einen, zu welchen OP-Tischen das Zubehör passt, und zum anderen, um was für eine Schnittstelle es sich handelt. Zusätzlich sehen Sie, auf welcher Seite Sie das Zubehörteil finden.

Wenn Sie die Artikelnummer nicht kennen, hilft der Index weiter. Dort sind alle im Katalog aufgeführten Zubehörteile alphabetisch aufgelistet. Am Ende des Kapitels befinden sich Notizseiten und ein Bestellformular.

Zubehör-Matrix und Index

zur einfachen Orientierung

Erläuterung der Zubehör-Matrix

		Seite	Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0	Alphamaquet 1150.30B0/D0	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
0802.0783	Drahtkorb	28	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1000.24A0	Polsterrolle für Gegenzugstab	121	e		e	e		e	e	e	e		e	e		e	e	

Artikelnummer

Artikelbezeichnung

Kombinationsmöglichkeit

Bezeichnung OP-Tisch

a	Lagerungshilfe
b	Zubehörwagen
c	Medizinisches Mobiliar
d	Passt an OP-Tischschnittstelle
e	Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle
f	Gleitschienezubehör
g	Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör

		Seite	Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
0802.0783	Drahtkorb	32	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1000.24A0	Polsterrolle für Gegenzugstab	135	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1000.5600	Polster	134	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.5700	Kopfring	126	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.68C0	Polster	134	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.6900	Doppelkeilkissen	133	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.77A0	Tunnelkissen	133	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1000.78A0	Vakuummatratze	135	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.40A0	Armschutz ¹	52		a	a		a		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.40B0	Armschutz ² geschwungen	52		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.42A0	Armlagerung ³	52	e	d	e	e	g	d	e	e	a	e	e	e	e	e	e	e
1001.44E0	Armlagerung	46	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.44F0	Armlagerung	46	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.44D0	Armlagerung PUR	46	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.45C0	Oberarmlagerungsplatte	102	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.4600	Handfessel	50	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1001.4700	Beinfessel	83	a		a	a			a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.48A0	Weinberger Handfessel	101	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1001.54A0	Gleitschienenverlängerung	28	f		f	f			f	f		f	f	f	f	f	f	f
1001.56A0	Körpurgurt	29	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.56B0	Körpurgurt	29	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.57A0	Beingurt	83	a		a	a			a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.58A0	Körpurgurt	30	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1001.59A0	Körpurgurt	29	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.59B0	Körpurgurt	30	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.6000	Armlagerung	47	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
1001.63A0	Ansteckplatte für Armchirurgie	50	e	g	e	e	g	g	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
1001.64X0	Adapter für CFK-Lagerfläche	51	e	d			d											
1001.64C0	Adapter für CFK-Lagerfläche (nicht für 1160.16A2)	51			e	e	d	d			e	e	e	e	e	e		e
1001.65A0	Beinhalter	72	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1001.66A0	Beinstütze	82	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1001.73A0	Beinhalter	73	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g

¹passt zu 1160.10/30 mit SFC, 7.700.01B0/B2

²passt zu 1160.10/30 mit SFC, 7.700.01B0/B3

³passt zu 1160.10/30 mit SFC, 7.700.01B0/B4

		Seite																	
a	Lagerungshilfe		Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0	
b	Zubehörwagen				d						d								
c	Medizinisches Mobiliar																		
d	Passt an OP-Tischschnittstelle																		
e	Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle																		
f	Gleitschienezubehör																		
g	Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör																		
1001.74B0	Bariatrisches Set, EU	65			d						d								
1001.75A0	OP-Tisch-Verbreiterung, lang	25	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.76A0	OP-Tisch-Verbreiterung, kurz	26	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.86C0	Fußplatte	82	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.8700	Fußplatte, Erwachsene	99	e		e	e			e	e	f	e	e	e	e	e	e	e	
1001.8800	Fußmanschette, Erwachsene	100	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1001.9000	Fußplatte, Kinder	100	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1001.9100	Fußmanschette, Kinder	101	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1001.92C0	Achselstütze	100	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1001.94A0	Beinauflage	134	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
1001.97A0	Fußplatte	98	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.03A0	Kopfkalotte	114	e	d	e	e	e				e	e	e	e	e	e		e	
1002.04B0	Kopfkalotte	116	e		e	e		d		e	e	e	e	e	e	e		e	
1002.07A0	Kopfplattenadapter	36	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.09C0	Schulterhalter	25	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.10A0	Verstellbarer Kopflagerungsadapter	37			e	e					e	e	e	e	e	e		e	
1002.11A0	Rücken-/Gesäßstütze	23	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11B0	Pubis-/Sternumstütze	23	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11C0	Seitenhalter	23	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11D0	Stützrolle	23	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.11E0	Gesäßstütze	24	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.15A0	Kopfhalterung für Schulteroperationen	42	g		g	g	g		g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.17A0	Doppelte Seitenstütze	25	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.18A0	Stützstange	30	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.19C0	Befestigungsstück für Körperstützen	22	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.21C0	Seitenhalter	24	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.2300	Beinhalter	72	g		g	g			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.24C0	Handfessel	53	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.25A0	Armschutz	53	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.30A0	Trimano Fortis	49	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.31A0	Adapter Trimano Fortis	102	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.32A0	Armlagerung	49	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	

		Seite																	
a	b		c	d	e	f	g												
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0	
	Lagerungshilfe																		
	Zubehörwagen																		
	Medizinisches Mobiliar																		
	Passt an OP-Tischschnittstelle																		
	Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle																		
	Gleitschienezubehör																		
	Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör																		
1002.36A0	Seitenhalter	24	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.40A0	Gelenkarm für Körperstützen	22	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.42A0	Trimano Adapter	103	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.43A0	Armauflage für Seitenlagerung	103	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.43B0	Armauflage für Beach-Chair-Lagerung	103	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.45A0	Trimano Ellenbogen-Gegenzugstab	103	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.48A0	Trimano Fingerfixierung	102	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.49A0	Armauflage	49	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.52A0	Einweg-Armauflage	103	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.54A0	Anästhesiebügel	18	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.55A0	Schlauchhalterung	19	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.57A0	Narkosebogen	19	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.59A0	Narkosebogenverlängerung	19	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.65A0	Befestigungsstück	37	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.66A0	Kopfkalotte mit Einhandverstellung	38	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.72A0	Kopfkalotte – zweiteilig	37	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.73A0	Flache Kopfplatte	37	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.81D0	Kopfplatte	38	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1002.82A0	Starre Kopfplatte	115	e	d	e	e	d				e	e	e	e	e	e		e	
1002.83A0	Abwinkelbare Kopfplatte	115		d	e	e	d				e	e	e	e	e	e		e	
1002.93A0	Röntgenkassettenschieber	26	d		d	d				d	d	d	d	d	d	d	d	d	
1002.94A0	Röntgenkassettenhalter	26	f		f	f			f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1002.97A0	Körperstütze	24	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
1002.98A0	Instrumentenzureichetisch	21			d	d				d	d	d	d	d	d	d	d	d	
1003.22C0	Standardkloben	18	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1003.23C0	Radialstellkloben	18	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1003.32C0	Instrumentenzureichetisch	21	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	
1003.34A0	Rotationskippkloben	94	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.35A0	Rotationszugbügelkloben	94	e		e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.3600	Beckengipsaggregat	98	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
1003.3700	Zugspindelaggregat	95	e		e	e			e	e		e	e	e	e	e	e	e	
1003.44A0	Abwurfschale	21			d	d				d		d	d	d	d	d	d	d	

		Seite																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a	b		c	d	e	f	g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

		Seite																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
a	b		c	d	e	f	g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

a b c d e f g Lagerungshilfe Zubehörwagen Medizinisches Mobiliar Passt an OP-Tischschnittstelle Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle Gleitschienezubehör Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör		Seite	Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
1130.55B0	Sitzplattenverlängerung	65															d	
1130.64C0	Kopfplatte	39			e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	d	e
1130.64G0	Kopfplatte	39			e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	d	e
1130.65A0	Transferboard	73			d	d				d	d	d	d	d	d	d	d	d
1130.67B0	Kopfplatte	40			e	e			e	e	e	e	e	e	e	e	d	e
1130.70AC	Maquetmatic Beinplatten	75			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1130.71B0	Füllstück	75										d	d	d	d	d		d
1130.81A0	Kopfplattenadapter	38			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1131.31BC	Verlängerungsplatte	62			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1131.55BC	Sitzplattenverlängerung	65			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1132.34A0	Rückenplatte für Schulteroperationen	105			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1132.40A0	Zubehörwagen	31	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
1132.45AC	Rückenplatte	58			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1132.65A0	Transferboard	74			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1132.81A0	Kopfplattenadapter	38														d	d	
1133.53BC	Beinplattenpaar	80			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1133.58BC	Beinplatte	79			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1133.67BC	CFK-Beinplattenpaar	77			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1133.73AC	Beinplattenpaar	82			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1133.73BC	Beinplattenpaar	81			d	d					d	d	d	d	d	d	d	d
1150.31B0	Rückenplatte	61								d								
1150.31D0	Rückenplatte	61							d	d								
1150.45BC	CFK-Ansteckplatte	58								d								
1150.55HC	Sitzplattenverlängerung	64							d	d								
1150.59AC	Extensionsansteckgerät	87								d								
1150.64B0	Beinplattenpaar	79	e		e	e			d	e	e	e	e	e	e	e	e	
1150.64E0	Beinplattenpaar	79																d
1150.70A0	Zubehöradapter	59		e				d			e	e	e	e	e	e		
1150.71B0	Kopfplatte	43						d										
1150.71C0	Kopfplatte	43								e								
1150.72A0	Zubehöradapter	59						d	d		e	e	e	e	e	e		e
1150.72B0	Zubehöradapter	49								e								

a b c d e f g Lagerungshilfe Zubehörwagen Medizinisches Mobiliar Passt an OP-Tischschnittstelle Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle Gleitschienezubehör Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör		Seite	Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
1150.73BC	Beinplattenpaar	76								d								
1150.73DC	Beinplattenpaar	66								d								
1160.32AC	Verlängerungsplatte	60			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.32BC	Verlängerungsplatte	60			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.32DC	Verlängerungsplatte, waschbar	60			d	d												
1160.33BC	Verlängerungsplatte	60			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.33DC	Verlängerungsplatte, waschbar	60			d	d												
1160.35AC	Rückenplatte	61			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.35BC	Rückenplatte	61			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.36A0	Nachrüstsatz für Standardhalterung für Doro® Schädelklemmen	60			e	e					e	e	e	e	e	e		e
1160.36B0	Nachrüstsatz für Standardhalterung für Sugita Schädelklemmen	61			e	e					e	e	e	e	e	e		e
1160.45AC	CFK-Einhängeplatte	56			d	d					d							
1160.45BC	CFK-Einhängeplatte	56			d	d					d							
1160.50AC	Beinplattenpaar	78			d	d					d	d	d	d	d			d
1160.50BC	Beinplattenpaar	78			d	d					d	d	d	d	d			d
1160.50DC	Beinplattenpaar	78			d	d												
1160.53AC	Kopfplatte	41			d	d					d	d	d	d	d			d
1160.53BC	Kopfplatte	36			d	d					d	d	d	d	d			d
1160.55AC	Sitzplattenverlängerung	64			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.55BC	Sitzplattenverlängerung	53			d	d					d	d	d	d	d	d		d
1160.55DC	Sitzplattenverlängerung	53			d	d												
1160.57A0	Zubehörwagen	89			b	b					b							
1160.59BC	Lagerungsplatte für Extension	88			d	d					d							
1160.64AC	Kopfplatte	40			d	d					d	d	d	d	d			d
1160.64BC	Kopfplatte	40			d	d					d	d	d	d	d			d
1180.11A0	Motorisches Gelenkmodul	62	d															
1180.11A1	Polsterplatte	63	e															
1180.11B0	Motorisches Gelenkmodul	62	d															
1180.11B1	Polsterplatte	63	e															
1180.11C1	Urologie Sitzplatte	63	d															
1180.19A0	Extensionsansteckgerät	86	e															
1180.31A0	Rückenplatte	59	e															

[illegible]

		Seite																					
a	b		c	d	e	f	g	Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
	Lagerungshilfe																						
	Zubehörwagen																						
	Medizinisches Mobiliar																						
	Passt an OP-Tischschnittstelle																						
	Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle																						
	Gleitschienezubehör																						
	Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör																						
4006.26A0	Azure Armlagerungs-Auflage Komfort, kurz	129	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.27A0	Azure Armlagerungs-Auflage Komfort, lang	129	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.28A0	Azure Beinschutz komfort	130	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.29A0	Azure Fersenschutz komfort	131	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.3100	Bauchlagerungskissen	134	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4006.3200	Seitenlagerungspolster	133	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4009.3000	Infusionshalter	21	f	g	f	f	f	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
4402.9002	Hand- und Armpositionierungstisch	140	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4403.9302	Instrumentenzureichetisch	138	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4404.32A3	Instrumentenzureichetisch	139	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4404.32B3	Instrumentenzureichetisch	139	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4404.32C3	Instrumentenzureichetisch	139	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4405.32A3	Instrumentenzureichetisch	139	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4405.32B3	Instrumentenzureichetisch	139	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4405.32C3	Instrumentenzureichetisch	139	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4406.32A3	Instrumentenzureichetisch	140	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4406.32B3	Instrumentenzureichetisch	140	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4406.32C3	Instrumentenzureichetisch	140	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4464.9500	Instrumentenzureichetisch	138	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4464.9600	Instrumentenzureichetisch	138	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4464.98A0	Instrumentenzureichetisch	138	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4464.9X00	Instrumentenzureichetisch	138	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4602.3402	OP-Drehhocker	144	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4632.01A0	OP-Drehhocker, gasfederunterstützt	143	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4632.01E0	OP-Drehhocker, gasfederunterstützt	143	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4634.01A0	OP-Drehhocker, hydraulisch	144	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4634.01C0	OP-Drehhocker, hydraulisch	144	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4805.91A3	Infusionsständer MR	142	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4805.91B3	Infusionshalter	142	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4809.9003	Schalenständer	138	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4901.3503	Abwurfgestell	141	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4902.3503	Abwurfgestell	141	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

		Seite																
			Maquet Magnus 1180.10A0	Maquet Magnus 1180.16A1/A2/A3/A5/A6	Maquet Otesus 1160.10A0/D0	Maquet Otesus 1160.30A0/D0	Maquet Otesus 1160.16A0/A1/A2	Alphamaquet 1150.16B0	Alphamaquet 1150.20B0/D0*	Alphamaquet 1150.30B0/D0*	Corin 7700.01A0/B0/A2/B2	Alphamaxx 1133.22B4/B5	Maquet Meera 7200.01B0/B2	Maquet Meera ST 7100.01B0/B2	Maquet Meera CL 7000.01B0	Maquet Lyra 1118.10B0/K0	Betaclassic 1118.01B0/K0	Maquet Yuno II 1433.02B0
a	Lagerungshilfe																	
b	Zubehörwagen																	
c	Medizinisches Mobiliar																	
d	Passt an OP-Tischschnittstelle																	
e	Passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör an OP-Tischschnittstelle																	
f	Gleitschienezubehör																	
g	Gleitschienezubehör, passt nur in Verbindung mit weiterem Zubehör																	
4904.95A0	Schalenständer mit Heizung	143	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4904.96A0	Schalenständer mit Heizung, Schweizer Version	143	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4906.9003	OP-Auftritt	141	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4906.9103	OP-Auftritt	141	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
4907.9003	OP-Auftritt	141	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
6005.25A0	Zubehöradapter	117	e		e	e												e
SU01.04990001	Armlagerung	48	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
SU01.04990002	Armlagerung	48	f	g	f	f	g	g	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f

Index

A

Abdeckung für Sicherheits-Gleitschienen 1005.89A0.....	20
Abwinkelbare Kopfplatte 1002.83A0.....	115
Abwurfgestell 4901.3503..... 4902.3503.....	129 127
Abwurfschale 1003.44A0.....	21
Achselstütze 1001.92C0.....	100
Adapter für CFK-Lagerfläche 1001.64X0.....	51
Adapter für Radiolucent Spine Surgery Frame 1007.30A0.....	118
Adapter für Universalrahmen für Magnus 1007.27A0.....	117
Adapterkloben 1007.50AC.....	92
Adapterkloben mit Transferboard 1180.51A0.....	74
Adapterplatte für Extension 1433.41XC.....	76
Adapterplatte für Verlängerung 1433.41AC.....	88
Adapter Trimano Fortis 1002.31A0.....	102
Ansteckgerät für minimalinvasive Eingriffe 1003.60D0.....	86
Ansteckplatte für Armchirurgie 1001.63A0.....	50
Anästhesiebügel 1002.54A0.....	18
Armauflage 1002.49A0.....	49
Armauflage für Beach-Chair-Lagerung 1002.43B0.....	103
Armauflage für Seitenlagerung 1002.43A0.....	103

Armlagerung 1001.42A0..... 1001.44E0..... 1001.44F0..... 1001.6000..... 1002.32A0.....	52 46 46 47 49
Armlagerung SU01.04990001.....	48
Armschutz, geschwungen 1001.40B0.....	52
Armschutz 1001.40A0..... 1002.25A0.....	52 53
Arthroskopischer Beinhalter 1008.14C0.....	107
Ausziehholm 1003.59V0.....	96
Azure Armlagerungs-Auflage Komfort, kurz 4006.26A0.....	129
Azure Armlagerungs-Auflage Komfort, lang 4006.27A0.....	129
Azure Beinschutz komfort 4006.28A0.....	116
Azure Fersenschutz komfort 4006.29A0.....	131
Azure Kopfkissen 4006.23A0.....	126
Azure Sakralschutz, klein 4006.24A0.....	128
B	
Bariatrisches Set, EU 1001.74B0.....	65
Bauchlagerungskissen 4006.3100.....	134
Beckengipsaggregat 1003.3600.....	98
Befestigungsrahmen 1005.2300.....	112
Befestigungsstück 1002.65A0.....	37
Befestigungsstück für Körperstützen 1002.19C0.....	22
Beinauflage 1001.94A0.....	134
Beinfessel 1001.4700.....	83
Beingurt 1001.57A0.....	83
Beinhalter 1001.65A0..... 1001.73A0..... 1002.2300..... 1003.80A0..... 1005.06B0.....	72 73 72 70 59
Beinplatte 1133.58BC.....	79

Beinplattenkloben 1004.8700.....	92
Beinplattenpaar 1007.42AC..... 1118.60B0..... 1118.50B0..... 1133.53BC..... 1133.73AC..... 1133.73BC..... 1150.64B0..... 1150.73BC..... 1160.50AC..... 1180.54A0.....	78 76 77 80 82 81 79 76 78 80
Beinschalen, Adipositas 1003.82A0.....	70
Beinschalen, Standard 1003.81A0.....	70
Beinschalen-Hebehilfe 1008.10A0.....	73
Beinschalen 1005.01B0.....	75
Beinstütze 1001.66A0.....	82
C	
CFK-Ansteckplatte 1150.45BC.....	58
CFK-Ansteckplatte 1180.45A0.....	47
CFK-Ansteckplatte für Steinschnittlagerung 1180.44AC.....	57
CFK-Beinplattenpaar 1133.67BC.....	77
CFK-Einhängeplatte 1160.45XC.....	56
CFK-Einhängeplatte 1433.45BC.....	46
CFK-Extensionsplatte 1-Loch 1433.66BC.....	89
CFK-Extensionsplatte 3-Loch 1433.66AC.....	89
CFK-Rückenplatte 1433.33AC..... 1180.37A0.....	58 57
CFK-Rückenplatte für Schulteroperationen 1433.34AC.....	105
Curve Komfortbezüge 1008.03A0.....	119
Curve Standardbezüge 1008.03B0.....	119
D	
Doppelkeilkissen 1000.6900.....	133
Doppelte Seitenstütze 1002.17A0.....	25
Doro® Grundhalterung 1005.50A0.....	110

Doro® Interface Schädelklemme, durchleuchtbar 1005.72A0.....	114
Doro® Klemmenadapter, durchleuchtbar 1005.64A0.....	113
Doro® Klemmenadapter 1005.51A0.....	111
Doro® Schwenkbare Kopfkalotte, Erwachsene 1005.56A0.....	111
Doro® Sterile Einweg-Schädeldorne, Erwachsene 1005.67A0.....	111
Doro® Tischadapter Maquet, durchleuchtbar 1005.71A0.....	113
Doro® Zwischenstück, durchleuchtbar 1005.63A0..... 1005.63B0.....	113 113
Drahtkorb 0802.0783.....	28
E	
Einlage für arthroskopischen Beinhalter 1008.14B0.....	107
Einweg-Armauflage 1002.52A0.....	103
Einweg-Befestigungsbügel 1003.78A0.....	99
Einweg-Inlay und Befestigungsbügel, groß 1003.76C0.....	98
Einweg-Inlay und Befestigungsbügel, klein 1003.76A0.....	98
Ellenbogengelenkstütze 1004.23C0.....	101
Extensionsansteckgerät 1150.59AC..... 1180.19A0.....	87 86
Extensionsansteckgerät 1419.01X0.....	87
Extensionsholm, Karbonfaser-Version 1003.55A0.....	91
Extensionsholm 1007.41A0.....	90
Extensionsholm mit Kugelgelenk 1007.40A0.....	89
Extensionsrahmen 1007.49A0.....	97
Extensionsschuh, klein 1003.75A0.....	99
Extensionsschuh 1003.75A0.....	98
F	
Fahrgestell 1003.46A0..... 1007.54A0..... 1007.07A0..... 1007.20A0..... 1180.34T0.....	22 121 121 104 104

Femurhaken 1433.42A0.....	91
Fisso Armauflage lateral 1005.30A0.....	50
Flache Kopfplatte 1002.73A0.....	37
Fußmanschette, Erwachsene 1001.8800.....	100
Fußmanschette, Kinder 1001.9100.....	101
Fußplatte, Erwachsene 1001.8700.....	99
Fußplatte, Kinder 1001.9000.....	100
Fußplatte 1001.86C0..... 1001.97A0.....	82 98
Fußplattenaufnahme 1003.49B0.....	95
Führungsholm 1003.5100.....	93
Führungsrolle für kopfseitigen Zug 1007.12A0.....	114
Füllstück 1130.71B0.....	75
G	
Gelenkarm für Körperstützen 1002.40A0.....	22
Gelenkholm 1004.42B0.....	94
Gesäßstütze 1002.11E0.....	24
Gleitschienenadapterpaar 1180.49A0.....	27
Gleitschienenkloben 1004.8800..... 1007.25A0.....	97 118
Gleitschienenverklammerung 1005.40A0.....	28
Gleitschienenverlängerung 1001.54A0..... 1004.91A0..... 1004.91B0.....	28 28 28
H	
Hand- und Armpositionierungstisch 4402.9002.....	140
Handabstützbügel 1004.75A0.....	121
Handfessel 1001.4600..... 1002.24C0.....	50 53
Holmverlängerung 1003.54A0..... 1007.52A0.....	94 95

I

Infusionshalter 1009.01C0..... 4009.3000..... 4464.9X00..... 4805.91B3.....	20 21 138 142
Infusionsständer MR 4805.91A3.....	142
Instrumentenzureichetisch 1002.98A0..... 4404.32X3..... 4405.32X3..... 4406.32X3.....	21 139 139 140
Instrumentenzureichetisch 1003.32C0.....	21
Instrumentenzureichetisch 4403.9302.....	138
Instrumentenzureichetisch 4464.98A0.....	138
K	
Karbonfaser-Arm für OP-Tisch 1005.95A0.....	51
Katheterkorb 1180.47A0.....	27
Klemme mit Klingenaufnahme 1003.24A0.....	70
Klemmring 4001.60A0.....	142
Kniebank 1007.04D0..... 1007.53A0.....	120 120
Knielagerungsaggregat 1004.84A0..... 1004.84B0.....	106 107
Kondylenfixierung 1004.93B0.....	93
Kopfblock 1008.03C0.....	119
Kopfhalterung für Schulteroperationen 1002.15A0.....	42
Kopfkalotte 1002.03A0..... 1002.04B0.....	114 116
Kopfkalotte mit Einhandverstellung 1002.66A0.....	38
Kopfkalotte – zweiteilig 1002.72A0.....	37
Kopfplatte 1002.81D0..... 1130.64G0..... 1130.53B0..... 1130.67B0..... 1150.71C0..... 1160.64AC..... 1160.53AC..... 1180.50A0..... 1180.53A0.....	38 39 39 40 37 40 41 41 42

Kopfplattenadapter	
1002.07A0	36
1007.16A0	36
1130.81A0	38
1132.81A0	38
Kopfring	
1000.5700	126
KTEK 250 Bügel – Junior	
1008.08A0	71
KTEK Bügelwagen	
1008.02B0	72
KTEK Curve Cart	
1008.02A0	119
KTEK Curve Spine Frame	
1008.01A0	118
KTEK Dreh-Armlagerung, groß	
1008.17A0	46
KTEK Dreh-Armlagerung, groß	
1008.17B0	47
KTEK Komfortbügel 800	
1008.09A0	71
KTEK Nissen Straps, bariatrisch	
1008.06D0	83
KTEK Nissen Straps, Standard	
1008.06B0	82
KTEK Trigger Armauflage	
1008.15A0	48
Körpnergurt	
1001.56A0	29
1001.56B0	29
1001.58A0	30
1001.59A0	29
1001.59B0	30
Körperstütze	
1002.97A0	24
Lagerungsplatte, kurz	
1007.26A0	117
Lagerungsplatte, lang	
1007.26B0	117
Lagerungsplatte	
1007.45A0	97
Lagerungsplatte für Extension	
1160.59BC	88
Leichte Beinplatte	
1180.48B0	76
Lagerungsplatte für Extension	
1160.59BC	88
Maquetmatic Beinplatten	
1130.70AC	75
Mehrweg-Dorne	
1005.53X0	96
Mehrweg-Inlay	
1003.77A0	99
Meniskusstab	
1009.02C0	106

M

Motorisches Gelenkmodul	
1180.11A0	62
1180.11B0	62
Nachrüstsatz für Standardhalterung für Doro® Schädelklemmen	
1160.36A0	60
Nachrüstsatz für Standardhalterung für Sugita Schädelklemmen	
1160.36B0	61
Narkosebogen	
1002.57A0	19
Narkosebogenverlängerung	
1002.59A0	19
Oasis Armlagerungs-Auflage	
4006.12A0	129
4006.13A0	129
Oasis Beinhalterauflage	
4006.14A0	130
4006.15A0	130
Oasis Elite Fersenpolster	
4006.16A0	131
Oasis Elite Kopfkissen für Bauchlage, groß	
4006.19A0	125
Oasis Elite Kopfkissen für Bauchlage, mittel	
4006.20A0	125
Oasis Elite Kopfkissen für Rückenlage, Erwachsene	
4006.21A0	125
Oasis Elite Kopfkissen für Rückenlage, Jugendliche	
4006.22A0	125
Oasis Elite Kopfring geschlossen, Erwachsene	
4006.02A0	124
Oasis Elite Kopfring geschlossen, Jugendliche	
4006.01A0	124
Oasis Elite Kopfring offen, Erwachsene	
4006.04A0	124
Oasis Elite Kopfring offen, Jugendliche	
4006.03A0	124
Oasis Elite Körperhalbrolle	
4006.25A0	132
Oasis Elite Seitenlagerungspolster	
4006.18A0	133
Oasis Oberschenkelauflage	
4006.17A0	116
Oasis Positionierhilfe universal	
4006.10A0	132
4006.11A0	132
Oasis Tischauflage Dampfpolster	
4006.09A0	114
Oasis Tischauflage in voller Länge	
4006.07A0	127
Oasis Tischauflage in ¾-Länge	
4006.06A0	127

N

O

Oasis Tischauflage Torso	
4006.08A0	127
Oberarmgegenzugstab	
1004.8000	101
Oberarmlagerungsaggregat	
1004.9800	101
Oberarmlagerungsplatte	
1001.45C0	102
Oberschenkelgegenzugstab	
1004.85B0	91
OP-Auftritt	
4906.9003	141
4907.9003	141
OP-Drehhocker, gasfederunterstützt	
4632.01A0	143
OP-Drehhocker, hydraulisch	
4634.01A0	144
OP-Drehhocker	
4602.3402	144
OP-Lagerfläche für Säuglinge und Kleinkinder	
1005.78C0	66
OP-Tisch-Erweiterung, kurz	
1001.76A0	26
OP-Tisch-Erweiterung, lang	
1001.75A0	25
Patientensicherheitsgurt, Medium	
1008.12A0	30
Polster	
1000.5600	134
1000.68C0	134
1003.7400	132
4000.05A0	140
Polster für Rektallagerung	
1180.41A0	81
Polsterplatte	
1180.11A1	63
1180.11B1	63
Polsterrolle für Gegenzugstab	
1000.24A0	135
Pubis-/Sternumstütze	
1002.11B0	23
Rahmen für Steriltuchabdeckung	
1007.48A0	97
Rotationskippkloben	
1003.34A0	94
Rotationszugbügelkloben	
1003.35A0	94
Röntgenkassettenhalter	
1002.94A0	26

P

R

Röntgenkassettenschieber	
1002.93A0	26
Röntgenschutz	
1008.11A0	26
Rücken-/Gesäßstütze	
1002.11A0	23
Rückenplatte	
1132.45AC	58
1150.31B0	61
1160.35AC	61
1180.31A0	59
Rückenplatte für Schulteroperationen	
1007.18B0	104
1007.19BC	105
1007.21B0	106
1132.34A0	105
Schale	
4001.59A0	142
Schalenständer	
4809.9003	138
Schalenständer mit Heizung	
4904.95A0	143
Schiebekloben	
1003.58B0	91
Schiebekloben mit Gleitschiene	
1007.44A0	90
Schlauchhalterung	
1002.55A0	19
Schulterhalter	
1002.09C0	25
Schultermodul	
1180.34A0	104
Schädelklemme, Aluminium	
1005.52C0	110
Schädelklemme, durchleuchtbar	
1005.49B0	112
Schädelklemmenhalterung	
1005.48B0	112
Secure-Release-Klemme EU	
1008.05A0	72
Seitenhalter	
1002.11C0	23
1002.21C0	24
1002.36A0	24
Seitenlagerungspolster	
4006.3200	133
Seitenschutz	
1004.15A0	19
Sensor Drive	
1009.69A0	27
Sicherheits-Gleitschienen, Paar	
1005.88A0	20
Sitzbügel mit Beckenstützen	
1007.05A0	121

S

Sitzplattenverlängerung, Karbonfaser	
1003.57B0	92
Sitzplattenverlängerung	
1130.55B0	65
1131.55BC	65
1150.55HC	64
1160.55AC	64
Standardkloben	
1003.22C0	18
Starre Kopfplatte	
1002.82A0	115
Stützrolle	
1002.11D0	23
Stützstange	
1002.18A0	30
Säulenschutzvorrichtung	
1004.07A0	31
Tibia-Adapter	
1433.67A0	92
Transferboard	
1130.65A0	73
1132.65A0	74
1180.57A0	74
Transferboardpolster	
1180.56A0	74
Trimano Ellenbogen-Gegenzugstab	
1002.45A0	103
Trimano Fingerfixierung	
1002.48A0	102
Trimano Fortis	
1002.30A0	49, 102
Tunnelkissen	
1000.77A0	133
TUR-Spülset	
1003.45D0	22
Universal-OP-Tischauflage	
4006.05A0	127
Universalmodul	
1180.55A1	63
1180.55A0	64
Universalrahmen zur Patientenlagerung	
1007.24A1	116
Universalstütze	
1004.86B0	96
Universalverlängerungsplatte	
1180.38A0	61
Unterschenkelgegenzugstab	
1003.50C0	93
Urologie Sitzplatte	
1180.11C1	63

U

V

Vakuummatratze	
1000.78A0	135
Verbindungsbügel	
1130.54B0	36
1180.36A0	36
Verlängerungsplatte	
1131.31BC	62
1160.32AC	60
1180.46A0	42
1180.32A0	62
Verlängerungsschiene	
1005.22A0	29
Verstellbare Lagerungselemente	
1007.28B0	118
Verstellbarer Kopflagerungsadapter	
1002.10A0	37
Vertikalverstellung, kurz	
1007.51B0	96
Vertikalverstellung, lang	
1007.51A0	96
Weinberger Handfessel	
1001.48A0	101
Zubehöradapter	
1150.70A0	59
1150.72A0	59
1180.72X0	59
6005.25A0	117
Zubehörwagen	
1003.48A0	31
1007.06A0	32
1007.47A0	90
1132.40A0	31
1160.57A0	89
Zubehörwagen für CFK-Einhängeplatten	
1003.86A0	57
Zubehörwagen für CFK-Rückenplatte	
1003.87A0	58
Zubehörwagen für Extensionsholm	
1007.46A0	90
Zugspindelaggregat	
1003.3700	95
1007.43A0	95

W

Z

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzerin oder des Benutzers.

Die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar oder zulässig. Diese Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Getinge weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden.

Hersteller · Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · info@getinge.com

© 2024 Getinge | Getinge und **GETINGE**  sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Getinge AB, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.
DMS-0007834 | Alle Rechte vorbehalten.

GETINGE 